

МАСАЖЕР ДЛЯ НІГ SHIATSU

Модель: RF-FM059R

RENPHO сприяє захисту навколишнього середовища, скорочуючи використання паперу. Отримайте доступ до повного електронного посібника з QR-коду або посилання URL.



<https://renpho.com/pages/product-manual-body-fat-scale>

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

Українська..... 01 ~ 09

Русский..... 10 ~ 18

English..... 19 ~ 27

Дякуємо за покупку масажера для ніг RENPHO. Масажер забезпечує потужний масаж. Під час використання дотримуйтесь обережності та правил безпеки. Щоб забезпечити безпеку та уникнути пошкодження майна, уважно прочитайте цей посібник та використовуйте пристрій згідно з інструкціями. Недотримання правил може призвести до серйозних травм або серйозних матеріальних збитків.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

1. Цей пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або недоліком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їх безпеку.
2. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб не грати з пристроєм.
3. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** – Для зменшення ризику опіків, пожежі, ураження електричним струмом чи травм.
 - a) Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до мережі. Відключайте його від розетки, коли не використовуєте, а також перед встановленням або зняттям деталей.
 - b) Не використовуйте пристрій під ковдрою чи подушкою. Це може призвести до перегріву, пожежі, ураження електричним струмом або травмування.
 - c) Потрібен особливий контроль, якщо пристрій використовується дітьми, людьми з обмеженими можливостями або поруч із ними.
 - d) Використовуйте пристрій лише за призначенням, описаним у цьому посібнику. Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником.
 - e) Ніколи не використовуйте пристрій з пошкодженим шнуром або вилкою, якщо він працює неправильно, пошкоджено або впало у воду.
 - f) Не переносьте пристрій за шнур живлення та не використовуйте шнур як ручку.

- г) Тримайте шнур далеко від нагрітих поверхонь.
- h) Ніколи не використовуйте пристрій із закритими вентиляційними отворами. Тримайте вентиляційні отвори вільними від ворсу, волосся тощо.
- і) Ніколи не кидайте та не вставляйте сторонні предмети в отвори пристрою.
- j) Не використовуйте пристрій на вулиці.
- к) Не використовуйте пристрій там, де використовуються аерозолі (спреї) або подається кисень.
- l) Щоб вимкнути пристрій, переведіть усі перемикачі у положення УВІМКНЕННЯ, потім вийміть вилку з розетки.
- 4. Пристрій повинен живитись лише безпечною наднизькою напругою, зазначеною на маркуванні пристрою.
- 5. Пристрій має поверхню, що нагрівається. Люди зі зниженою чутливістю до тепла повинні бути обережними.
- 6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Обережно використовуйте нагріваються поверхні. Можливі серйозні опіки. Не використовуйте на нечутливих ділянках шкіри або при поганому кровообігу. Використання тепла дітьми чи людьми, які не здатні контролювати себе, може бути небезпечним.
- 7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не ставайте на пристрій і не вставляйте всередину нього. Використовуйте лише сидячи.
- 8. Пристрій призначений тільки для побутового використання та не призначено для медичних цілей. Його не можна використовувати для лікування чи полегшення захворювань чи ненормальних фізичних станів.

Про батарейки



1. Видаляйте використані батареї та негайно здавайте їх на переробку або утилізацію відповідно до місцевих правил. Зберігайте далеко від дітей.
2. НЕ викидайте батареї в побутове сміття та не спалюйте їх.
3. Навіть використані батарейки можуть стати причиною серйозних травм чи смерті.
4. Зверніться до місцевого токсикологічного центру за інформацією про лікування.

5. Перед встановленням очистіть контакти батареї та пристрою.
6. Неперезаряджувані батареї не можна заряджати.
7. Не допускайте примусового розряду, зарядки, розбирання, нагрівання вище температури, вказаної виробником, та не спалюйте батареї. Це може призвести до витoku, вибуху або хімічних опіків.
8. Переконайтеся, що батарейки правильно встановлені з дотриманням полярності (+ та -).
9. Не змішуйте старі та нові батарейки, батарейки різних брендів або типів, наприклад, лужні, вугільно-цинкові або акумуляторні.
10. Виймайте батареї з пристрою, якщо він не використовується тривалий час і негайно утилізуйте їх відповідно до місцевих правил.
11. Завжди надійно закривайте відсік для батарей. Якщо відсік не закривається щільно, припиніть використання пристрою, вийміть батарейки та тримайте їх далеко від дітей.
12. Не піддавайте пристрій чи батарейки впливу надмірно високих температур.
13. Завжди вибирайте правильний розмір та тип батарейок для передбачуваного використання. Інформацію про відповідні батареї, надані разом із пристроєм, слід зберігати для довідки.
14. У разі проковтування батареї негайно зверніться за медичної допомоги. Проковтування літієвих батарейок може спричинити хімічні опіки, пошкодження м'яких тканин та у важких випадках призвести до смерті. Під час ковтання батареї необхідно видалити.
15. Не дозволяйте дітям замінювати батареї без нагляду дорослих.
16. Не допускайте примусового розряду батарей. Не деформуйте батарейки. Не кидайте батареї у вогонь.
17. Розряджені батареї необхідно негайно виймати з пристрою та правильно утилізувати. Якщо розряджені батареї довго залишаються у пристрої, можливий витік електроліту, що може пошкодити пристрій та/або заподіяти травми.
18. Не піддавати літієву батарею з пошкодженим корпусом дії води.

19. Зберігайте батареї, що не використовуються, в оригінальній упаковці. далеко від металевих предметів. Якщо батареї вже розпаковані, не змішуйте їх між собою.
20. Не використовуйте пошкоджені або змінені батареї.
21. Пам'ятайте про ризик короткого замикання контактів або батарейки металевими предметами.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА

На покупку продукту RENPHO поширюється обмежена гарантія виробника терміном на 1 рік з дати доставки.

З умовами гарантії можна ознайомитись за посиланням:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примітка: реєстрація продукту не потрібна для гарантії. Якщо ви вирішите не реєструвати продукт, це не скасує гарантію.

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ

Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо у вас є питання чи проблеми. Команда підтримки клієнтів RENPHO гарантує швидку відповідь та зручне вирішення будь-яких питань у робочий час.

✉ Email: **support-eu@renpho.com (Великобританія та ЄС)**
support@renpho.com (США та Канада)
support-au@renpho.com (Австралія)

☎ TEL: **+44(0)7434 666088 (ТІЛЬКИ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)**
Понеділок–п'ятниця 9:00–17:00 (GMT)
+1(844) 417 0149 (США та КАНАДА)
Понеділок–п'ятниця 9:00–16:30
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (ТІЛЬКИ ДЛЯ АВСТРАЛІЇ)
Понеділок–п'ятниця 9:00–18:00 (AEST)

*Для несправних товарів або повернення продукції зв'яжіться з нами, вказавши номер замовлення протягом гарантійного періоду. НЕ викидайте частини пристрою, оскільки вони можуть бути потрібними для перевірки або ремонту.

1. Значення символу перекресленого бака для сміття на колесах



Символ перекресленого бака для сміття означає, що ви за законом зобов'язані утилізувати ці прилади окремо від несортованих муніципальних відходів, тобто старі прилади повинні утилізуватися окремо від побутових відходів. Батарейки або акумулятори, які не встановлені стаціонарно, повинні бути попередньо витягнуті та утилізовані окремо.

2. Варіанти повернення старих приладів

Власники WEEE (відходів електричного та електронного обладнання) можуть повернути або здати їх у межах можливостей, створених та доступних державними органами управління відходами для забезпечення належної утилізації.

3. Персональні дані

Всім кінцевим користувачам WEEE нагадуємо, що ви несете відповідальність за видалення персональних даних з обладнання, що утилізується.



1. Символ перекресленого бака для сміття на батареях або акумуляторах вказує на те, що після закінчення терміну служби їх не можна викидати разом з побутовими відходами.

2. Ви за законом повинні повертати старі батареї та акумулятори після використання. Ви можете зробити це безкоштовно у пункті збору у вашому районі. Адреси відповідних пунктів збору можна отримати у міських чи місцевих органах влади.

3. Батарейки можуть містити речовини, шкідливі для довкілля та здоров'я людини. Роздільний збір та переробка старих батарей та акумуляторів покликані уникнути негативного впливу на довкілля та здоров'я людини.

4. Будь ласка, уникайте утворення відходів від старих батарейок, наприклад, не засмічуйте громадські місця, не залишаючи недбало батарейки або електричне та електронне обладнання, що містить батарейки.



Справжнім компанія Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляє, що це обладнання відповідає Директиві 2014/53/EU, Директиві 2011/65/EU, Регламенту з радіоблабднання 2017 року, Регламенту про обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні 2012 року та іншим відповідним положенням. Повний текст Декларації про відповідність можна отримати за наступною адресою в Інтернеті: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

ПОЛІТИКА ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАТИВАМ FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація допускається при дотриманні наступних двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажану роботу.

Попередження: Зміни або модифікації, які не схвалені у явній формі стороною, яка відповідає за відповідність нормам, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестовано та визнано відповідним обмеженням для цифрових пристроїв класу B згідно з частиною 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено та використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретному випадку установки. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для прийому радіо- або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом вимкнення та включення обладнання, користувачу рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або декількома з наступних способів:

- Переорієнтувати або перемістити приймальну антену.
- Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключити обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено приймач.
- Звернутися за допомогою до дилера або досвідченого фахівця з радіо- та телевізійного обладнання.

Відповідність нормативним вимогам ISED

Цей пристрій містить передавач(i)/приймач(i), що не вимагають ліцензування, які відповідають стандартам RSS Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади, що не вимагають ліцензування. Експлуатація допускається за дотримання наступних двох умов:

1. Цей пристрій не повинен перешкоджати.
2. Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.

- Підключіть адаптер (12V 2.5A) до джерела живлення. Індикатор живлення повинен блимати – масажер перебуває в режимі очікування.
- Перед використанням зніміть захисну плівку із сенсорної панелі.



- : Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути пристрій.
- : Натисніть, щоб вибрати автоматичне вимкнення через 15 або 30 хвилин.
- : Натисніть, щоб вибрати інтенсивність розминання: низька (L), середня (M), висока (H) або вимкнено.
- : Натисніть, щоб вибрати інтенсивність повітряного тиску: низька (L), середня (M), висока (H) або вимкнено.
- : Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути функцію нагрівання.

Порада: Для кращої чутливості сенсорних кнопок натискайте їх великим пальцем.

Примітки:

1. Щоб уникнути дискомфорту, не використовуйте пристрій більше 30 хвилин за один раз.
2. Завжди одягайте шкарпетки під час використання пристрою.
3. Припиніть використання, якщо відчуєте нездужання або незвичайний дискомфорт.
4. Починайте з низької інтенсивності розминання та повітряного тиску.
5. З міркувань безпеки масажеру може знадобитися деякий час для нагріву.

– Дотримуйтесь кроків нижче, щоб зняти та помити чохла.

Примітка: Щоб захистити блискавку, стирайте чохла лише вручну.





ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Наступним категоріям людей не рекомендується використовувати масажер для ніг:

1. Людам з тромбозом, тяжкою аневризмою, злоякісними пухлинами, венозними пухлинами, шкірними інфекціями тощо.
2. Людам з остеопорозом, тендітними кістками, викривленням хребта чи гострими болями.
3. Людам з діабетом або порушенням чутливості, а також тим, у кого часто виникає оніміння рук та ніг.
4. Людам з кардіостимулятором або іншими імплантованими медичні пристрої.
5. Вагітним, жінкам після пологів або людям, нещодавно перенесли операцію.
6. Людам з травмами в області масажу чи схильністю до розтягування та ушкодженням.
7. Людам, які проходять медичне лікування.
8. Людам із серцевими захворюваннями, порушенням тиску або неврологічними розладами.
9. Людам з відкритими ранами, зміною кольору шкіри, набряками, опіками, запаленнями, висипом чи виразками.
10. Людам зі зниженою чутливістю до тепла, втратою теплових відчуттів, опіками від низької температури чи порушеннями відчуттів тіла.
11. Людам із температурою тіла вище 38°C (100.4°F).
12. Людам, які страждають на заколисування, морською хворобою або важкими реакціями під час поїздки.
13. Людам з неврологічними захворюваннями, порушеннями чутливості або дихальні розлади.
14. Людам із захворюваннями внутрішніх органів (гастрит, гепатит, гастроентерит і т.д.) або важкими симптомами захворювань.
15. Людам, які не можуть самостійно контролювати свій стан або користуватися пристроєм.

Якщо під час використання виникли запалення шкіри, почервоніння, свербіж тощо, негайно припиніть використання пристрою та зверніться до лікаря.

Спасибо за покупку массажера для ног RENPHO. Массажер обеспечивает мощный массаж. Во время использования соблюдайте осторожность и правила безопасности. Чтобы обеспечить безопасность и избежать повреждения имущества, внимательно прочитайте это руководство и используйте устройство согласно инструкциям. Несоблюдение правил может привести к серьезным травмам или серьезному материальному ущербу.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

1. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
2. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством.
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Для уменьшения риска ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм.
 - a) Никогда не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к сети. Отключайте его от розетки, когда не используете, а также перед установкой или снятием деталей.
 - b) Не используйте устройство под одеялом или подушкой. Это может привести к перегреву, пожару, поражению электрическим током или травмам.
 - c) Требуется особый контроль, если устройство используется детьми, людьми с ограниченными возможностями или рядом с ними.
 - d) Используйте устройство только по назначению, описанному в этом руководстве. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
 - e) Никогда не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилок, если оно работает неправильно, было повреждено или упало в воду.

- f) Не переносите устройство за шнур питания и не используйте шнур как ручку.
 - g) Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
 - h) Никогда не используйте устройство с закрытыми вентиляционными отверстиями. Держите вентиляционные отверстия свободными от ворса, волос и т.п.
 - i) Никогда не бросайте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
 - j) Не используйте устройство на улице.
 - k) Не используйте устройство там, где применяются аэрозоли (спреи) или подается кислород.
 - l) Чтобы отключить устройство, переведите все переключатели в положение ВКЛ, затем выньте вилку из розетки.
4. Устройство должно питаться только безопасным сверхнизким напряжением, указанным на маркировке устройства.
 5. Устройство имеет нагреваемую поверхность. Люди с пониженной чувствительностью к теплу должны соблюдать осторожность.
 6. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Осторожно используйте нагреваемые поверхности. Возможны серьезные ожоги. Не используйте на нечувствительных участках кожи или при плохом кровообращении. Использование тепла детьми или людьми, не способными контролировать себя, может быть опасным.
 7. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не становитесь на устройство и не вставляйте внутрь него. Используйте только сидя.
 8. Устройство предназначено только для бытового использования и не предназначено для медицинских целей. Его нельзя использовать для лечения или облегчения заболеваний либо ненормальных физических состояний.

Про батарейки



1. Удаляйте использованные батарейки и немедленно сдавайте их на переработку или утилизацию в соответствии с местными правилами. Храните вдали от детей.
2. НЕ выбрасывайте батарейки в бытовой мусор и не сжигайте их.

3. Даже использованные батарейки могут стать причиной серьезных травм или смерти.
4. Обратитесь в местный токсикологический центр за информацией о лечении.
5. Очистите контакты батареи и устройства перед установкой батареек.
6. Неперезаряжаемые батарейки нельзя заряжать.
7. Не допускайте принудительного разряда, зарядки, разборки, нагрева выше температуры, указанной производителем, и не сжигайте батарейки. Это может привести к утечке, взрыву или химическим ожогам.
8. Убедитесь, что батарейки установлены правильно с соблюдением полярности (+ и -).
9. Не смешивайте старые и новые батарейки, батарейки разных брендов или типов, например щелочные, угольно-цинковые или аккумуляторные.
10. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не используется длительное время, и немедленно утилизируйте их согласно местным правилам.
11. Всегда надежно закрывайте батарейный отсек. Если отсек не закрывается плотно, прекратите использование устройства, извлеките батарейки и держите их вдали от детей.
12. Не подвергайте устройство или батарейки воздействию чрезмерно высоких температур.
13. Всегда выбирайте правильный размер и тип батареек для предполагаемого использования. Информацию о подходящих батарейках, предоставленную вместе с устройством, следует сохранять для справки.
14. В случае проглатывания батарейки немедленно обратитесь за медицинской помощью. Проглатывание литиевых батареек может вызвать химические ожоги, повреждение мягких тканей и в тяжелых случаях привести к смерти. При проглатывании батарейку необходимо немедленно удалить.
15. Не позволяйте детям заменять батарейки без присмотра взрослых.
16. Не допускайте принудительного разряда батареек. Не деформируйте батарейки. Не бросайте батарейки в огонь.
17. Разряженные батарейки необходимо немедленно извлекать из устройства и правильно утилизировать. Если разряженные

батарейки долго остаются в устройстве, возможна утечка электролита, что может повредить устройство и/или причинить травмы.

18. Литиевую батарею с поврежденным корпусом нельзя подвергать воздействию воды.
19. Храните неиспользуемые батарейки в оригинальной упаковке вдали от металлических предметов. Если батарейки уже распакованы, не смешивайте их между собой.
20. Не используйте поврежденные или измененные батарейки.
21. Помните о риске короткого замыкания контактов устройства или батарейки металлическими предметами.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА

На покупку вашего продукта RENPHO распространяется ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год с даты доставки.

С условиями гарантии можно ознакомиться по ссылке:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примечание: регистрация продукта не требуется для действия гарантии. Если вы решите не регистрировать продукт, это не аннулирует гарантию.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы или проблемы. Команда поддержки клиентов RENPHO гарантирует быстрый ответ и удобное решение любых вопросов в рабочее время.

✉ Email: **support-eu@renpho.com (Великобритания и ЕС)**
support@renpho.com (США и Канада)
support-au@renpho.com (Австралия)

☎ TEL: **+44(0)7434 666088 (ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ)**
Понедельник–пятница 9:00–17:00 (GMT)
+1(844) 417 0149 (США и КАНАДА)
Понедельник–пятница 9:00–16:30
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (ТОЛЬКО ДЛЯ АВСТРАЛИИ)
Понедельник–пятница 9:00–18:00 (AEST)

*В случае обнаружения дефектов или для возврата товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, указав номер вашего заказа в течение установленного гарантийного срока. НЕ утилизируйте никакие части изделия, так как они могут потребоваться для осмотра или ремонта.

1. Значение символа перечеркнутого мусорного бака на колесах



Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что вы по закону обязаны утилизировать эти приборы отдельно от несортированных муниципальных отходов, т. е. старые приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Батарейки или аккумуляторы, которые не установлены стационарно, должны быть предварительно извлечены и утилизированы отдельно.

2. Варианты возврата старых приборов

Владельцы WEEE (отходов электрического и электронного оборудования) могут вернуть или сдать их в рамках возможностей, созданных и доступных государственными органами по управлению отходами для обеспечения надлежащей утилизации.

3. Персональные данные

Всем конечным пользователям WEEE напоминаем, что вы несете ответственность за удаление персональных данных из утилизируемого оборудования.



1. Символ перечеркнутого мусорного бака на батарейках или аккумуляторах указывает на то, что по истечении срока службы их нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

2. Вы по закону обязаны возвращать старые батарейки и аккумуляторы после использования. Вы можете сделать это бесплатно в пункте сбора в вашем районе. Адреса подходящих пунктов сбора можно получить в городских или местных органах власти.

3. Батарейки могут содержать вещества, вредные для окружающей среды и здоровья человека. Раздельный сбор и переработка старых батареек и аккумуляторов призваны избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

4. Пожалуйста, по возможности избегайте образования отходов от старых батареек, например, не засоряйте общественные места, не оставляя небрежно батарейки или электрическое и электронное оборудование, содержащее батарейки.



Настоящим компания Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляет, что данное оборудование соответствует Директиве 2014/53/EU, Директиве 2011/65/EU, Регламенту по радиооборудованию 2017 года, Регламенту об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2012 года и другим соответствующим положениям. Полный текст Декларации о соответствии можно получить по следующему адресу в Интернете:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

ПОЛИТИКА СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ FCC

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Предупреждение: Изменения или модификации, не одобренные в явной форме стороной, ответственной за соответствие нормам, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретном случае установки. Если это оборудование вызывает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.

Соответствие нормативным требованиямISED

Данное устройство содержит не требующие лицензирования передатчик(и)/приемник(и), которые соответствуют не требующим лицензирования стандартам RSS Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать помех.
2. Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

- Подключите адаптер (12V 2.5A) к источнику питания. Индикатор питания должен мигать – массажер находится в режиме ожидания.
- Перед использованием снимите защитную пленку с сенсорной панели.



- : Нажмите, чтобы включить/выключить устройство.
- : Нажмите для выбора автоматического отключения через 15 или 30 минут.
- : Нажмите для выбора интенсивности разминания: низкая (L), средняя (M), высокая (H) или выключено.
- : Нажмите для выбора интенсивности воздушного давления: низкая (L), средняя (M), высокая (H) или выключено.
- : Нажмите для включения/выключения функции нагрева.

Совет: Для лучшей чувствительности сенсорных кнопок нажимайте их большим пальцем.

Примечания:

1. Не используйте устройство более 30 минут за один раз, чтобы избежать дискомфорта.
2. Всегда надевайте носки при использовании устройства.
3. Прекратите использование, если почувствуете недомогание или необычный дискомфорт.
4. Начинайте с низкой интенсивности разминания и воздушного давления.
5. Из соображений безопасности массажеру может потребоваться некоторое время для нагрева.

– Следуйте шагам ниже, чтобы снять и постирать чехлы.

Примечание: Чтобы защитить молнию, стирайте чехлы только вручную.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующим категориям людей не рекомендуется использовать массажер для ног:

1. Людям с тромбозом, тяжелой аневризмой, злокачественными опухолями, венозными опухолями, кожными инфекциями и т.д.
2. Людям с остеопорозом, хрупкими костями, искривлением позвоночника или острыми болями.
3. Людям с диабетом или нарушением чувствительности, а также тем, у кого часто возникает онемение рук и ног.
4. Людям с кардиостимулятором или другими имплантированными медицинскими устройствами.
5. Беременным, женщинам после родов или людям, недавно перенесшим операцию.
6. Людям с травмами в области массажа или склонностью к растяжениям и повреждениям.
7. Людям, проходящим медицинское лечение.
8. Людям с сердечными заболеваниями, нарушением давления или неврологическими расстройствами.
9. Людям с открытыми ранами, изменением цвета кожи, отеками, ожогами, воспалениями, сыпью или язвами.
10. Людям с пониженной чувствительностью к теплу, потерей тепловых ощущений, ожогами от низкой температуры или нарушениями ощущений тела.
11. Людям с температурой тела выше 38°C (100.4°F).
12. Людям, страдающим укачиванием, морской болезнью или тяжелыми реакциями при поездках.
13. Людям с неврологическими заболеваниями, нарушениями чувствительности или дыхательными расстройствами.
14. Людям с заболеваниями внутренних органов (гастрит, гепатит, гастроэнтерит и т.д.) или тяжелыми симптомами заболеваний.
15. Людям, которые не могут самостоятельно контролировать свое состояние или пользоваться устройством.

Если во время использования возникли воспаление кожи, покраснение, зуд и т.п., немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Thank you for your purchase of RENPHO Foot Massager. The massager offers a powerful massage. While enjoying massager, you should use it with care and safety. To ensure safety and avoid any property damage, please read this manual carefully and use as indicated. Non-compliance may cause serious injuries or severe property damage.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. **WARNING** – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.
 - a) This appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
 - b) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
 - c) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
 - d) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - e) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
 - f) Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.

- g) Keep the cord away from heated surfaces.
 - h) Never operate the appliance with the air openings blocked.
Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
 - i) Never drop or insert any object into any opening.
 - j) Do not use outdoors.
 - k) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 - l) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
4. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
 5. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
 6. **WARNING:** Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
 7. **WARNING:** Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
 8. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

About the Battery



1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
2. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
3. Even used batteries may cause severe injury or death.

4. Call a local poison control center for treatment information.
5. Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation.
6. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
7. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
8. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
9. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
10. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
11. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
12. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
13. Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Information provided with the equipment to assist correct battery selection should be retained for reference.
14. In case of ingestion of a cell or battery, seek medical assistance promptly. Swallowing lithium coin cells or batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and in severe cases can cause death. They must be removed immediately if swallowed.
15. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
16. Do not force discharge batteries. Do not deform batteries. Do not dispose of batteries in fire.

17. Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed of. When discharged batteries are kept in the equipment for a long time, electrolyte leakage can occur causing damage to the equipment and/or personal injury.
18. A lithium battery with a damaged container should not be exposed to water.
19. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.
20. Do not use modified or damaged batteries.
21. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short- circuited by metal objects.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty.
If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)
support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)

 **TEL:** **+44(0)7434 666088 (UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a retail store or other collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- Connect the adapter (12V 2.5A) to the power source. The power indicator should flash and the massager is in standby.
- Please remove the protective film from the touch panel before use.



- : Press to turn on/off the device.
- : Press to select 15 or 30 minutes automatic shut-off.
- : Press to select the air pressure intensity among low (L), medium (M), high (H) or OFF.
- : Press to select the kneading intensity among low (L), medium (M), high (H) or OFF.
- : Press to turn on/off the heating function.

Tips: Use your thumb to press buttons to get better touch sensitivity.

Note:

1. Do not use the device for more than 30mins each time to avoid discomfort
2. Always wear socks when using this product.
3. Please stop using if you feel unwell or in any unusual discomfort.
4. Start with low Knead and Air Intensity levels to avoid discomfort.
5. For safety reasons, it may take a little time for the foot massager to heat up.

- Follow the steps below to remove and wash the foot covers:

Note: To protect the zipper, hand wash the foot covers only





WARNING

People who fit into any of the following groups are suggested not to use the foot massager:

1. Persons with thrombus, severe aneurysm, malignant tumor, venous tumor, skin infections, etc.
2. Persons with osteoporosis, weak bones, abnormal or curved spine, or other acute pains
3. Persons with diabetes or other sensory impairment, and those who easily experience numbness in hands and feet
4. Persons with a pacemaker or other implantable medical devices
5. Persons who are pregnant or postpartum, or have recently undergone surgery
6. Persons with injured massage areas or prone to get sprained or injured
7. Persons who are receiving medical treatment
8. Persons with heart problems, abnormal blood pressure, or neurological disorders
9. Persons with open wounds, discolored areas, or any part of the body that is swollen, burned, inflamed or where skin eruptions or sores are present
10. Persons with insensitivity to heat, loss of heat sensation, low-temperature burn injuries, or abnormal body sensations
11. Persons with a body temperature exceeding 38°C (100.4°F)
12. Persons who suffer from motion sickness, seasickness or severe reactions when taking other transportation
13. Persons with neurological disorders, sensory impairments, or respiratory disorders
14. Persons with visceral diseases (gastritis, hepatitis, or gastroenteritis, etc.) or other severe symptoms diseases
15. Persons who are unable to express their own consciousness or operate the device by themselves

If you experience any discomfort such as inflamed skin, redness, itching, etc., please stop using the device immediately and consult your doctor.

RENPHO