

Dreame Chrona Pro Max Photon Anti-Aging Skincare Set

User Manual

DREAME

EN	User Manual	001
RU	Руководство пользователя	019
KZ	Пайдаланушы нұсқаулығы	037
UA	Посібник користувача	055

WARNING

To avoid electric shock, fire, or other accidents, carefully read this user manual before use and keep it for future reference.

- Before using the Anti-Aging Skincare Set, you must first perform a sensitivity test (refer to the Photosensitivity Test section). If you experience allergic reactions to the Anti-Aging Skincare Set, do not use this product. This product is intended for home healthcare use only and may be operated by the patient themselves.
- Do not use the Anti-Aging Skincare Set in ways not explicitly specified in these instructions. Any use of the Anti-Aging Skincare Set other than those explicitly specified in these instructions has not been tested, and the associated risks are unknown. This product is not designed for use by individuals with physical, sensory, or mental limitations, or those lacking experience and knowledge, unless they are under adequate supervision or have been instructed on safe use to avoid fire or burn risks.
- If you feel the product overheating or your skin becoming uncomfortable due to excessive heat, immediately turn off and remove the Anti-Aging Skincare Set.
- This product operates wirelessly during use. Connect the charging cable only during charging.
- During charging, the charging cable may pose a risk of entanglement or strangulation. Always keep the product and charging cable out of reach of children at all times.
- Always remove makeup thoroughly before using the Anti-Aging Skincare Set for treatment. Certain cosmetic ingredients may cause photosensitivity or reduce treatment effectiveness. Using the Anti-Aging Skincare Set without thoroughly removing makeup may cause skin reactions or reduce treatment effectiveness. This product is not suitable for use by children. Ensure proper supervision to prevent children from playing with the product, to avoid the risk of fire and burns.
- Never use the Anti-Aging Skincare Set near water or in environments where it may be splashed with water. If you suspect the Anti-Aging Skincare Set has been exposed to water, do not use it. Do not subject the product to strong impacts to avoid the risk of lamp damage.
- Keep the Anti-Aging Skincare Set away from hot surfaces. If necessary, contact the manufacturer for assistance with installation, use, or maintenance of the product, or to report abnormal operation or events.
- Do not use the Anti-Aging Skincare Set if the product, remote control, or USB Type-C charging cable is damaged. Do not leave the product unattended when powered on to prevent fire, burns, or other hazards.
- When removing the product from the lowest/highest storage temperature environment, it is recommended to let it sit for 2 hours before use.
- Do not stare directly at the light or allow it to shine into the eyes during use.
- Do not use the Anti-Aging Skincare Set near devices that use wireless technology.

Precautions

- This product contains silicone, plastic components, and Velcro material. Those known to be allergic to any of the above materials should discontinue use and consult a medical professional.
- This product has a memory function. It automatically remembers and restores the last used treatment mode, intensity level, and treatment time each time it is powered on.
- The Anti-Aging Skincare Set cannot be used in charging mode.
- Clean the product with it turned off before each use.
- Do not use any cleaning products other than those mentioned in the cleaning instructions. Using other cleaning products may damage the Anti-Aging Skincare Set.
- Store the Anti-Aging Skincare Set in a dry environment at room temperature, away from direct sunlight.
- When removing the product from the lowest/highest storage temperature environment, it is recommended to let it sit for 2 hours before use.
- Do not stare directly at the light or allow it to shine into the eyes during use.

Electrical Safety


- Do not damage, modify, bend, twist, or heat the USB Type-C charging cable. A damaged charging cable may cause fire, electric shock, or malfunction.
- Do not place or operate the device near water or other liquids. Otherwise, it may result in fire or electric shock.
- This product uses a magnetic detachable battery pack. Before using the product for the first time, fully charge the battery pack.
- Only use the dedicated battery pack provided with the product.
- Do not attempt to open, modify, replace, or use unapproved battery packs. Improper handling may cause overheating, leakage, or explosion.
- Do not dispose of batteries carelessly. Follow local disposal regulations for disposal.
- Only use a DC 5V $\approx$ 1A charger to charge this product (maximum output power 3.5W).
- Do not use chargers of unknown origin, poor quality, or with an output power exceeding 30W, as this may cause product overheating or damage. For maximum safety, it is recommended to use a charger that complies with IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 standard and has the following specifications: Input: 100-240VAC Output: DC 5V $\approx$ 1.0A.



The product body is marked "Do not use while bathing or showering".

Product Introduction

EN



1 Power button

2 Battery indicator

4 green lights on: Battery 100%
(Fully Charged)
3 green lights on: remaining battery
approximately 75%
2 green lights on: remaining battery
approximately 50%
1 green lights on: remaining battery
approximately 25%
Red light flashing: battery below 10%,
low battery

3 Display screen

View selected mode/intensity/timer

4 Timer key

5 minutes/10 minutes/15 minutes


5 Intensity level key

Level I (low intensity)
Level II (medium intensity)
Level III (high intensity)

6 Power/mode
selection key

Five modes: Firming mode,
Brightening mode, Spot-fading
mode, Smoothing mode, Multi-zone
all-in-one mode

7 Type-C port



1 Neck device

2 Neck device battery indicator

4 green lights on: battery 100% (fully charged)
 3 green lights on: remaining battery approximately 75%
 2 green lights on: remaining battery approximately 50%
 1 green lights on: remaining battery approximately 25%
 Red light flashing: battery below 10%, low battery

3 Remote control display

View selected mode/intensity/timer

4 Timer key

5 minutes/10 minutes/15 minutes

5 Intensity level key

Level I (low intensity)
 Level II (medium intensity)
 Level III (high intensity)

6 Power/mode selection key (Remote control)

Neck device: only one care mode available

7 Type-C port

Note: All product images, accessories, and user interface illustrations in this manual are for reference only. Due to product updates and upgrades, the actual product may differ slightly from the illustrations.

How to Use

Setting Up the Device

1. Remove the device and all included accessories.
2. The mask is equipped with two magnetically removable batteries (each with a capacity of 1000mAh, totaling 2000mAh), and the neck cover contains a 1000mAh battery. Before first use, fully charge both batteries and the remote control. For detailed instructions, please refer to the "Charging Instructions" section.

Photosensitivity Test

Follow the steps below to test whether you have a sensitivity reaction to the treatment light:


1. Press the power button to start the device. Use the remote control to turn the device on or off and select the desired treatment mode.
2. Initial test: Place the beauty mask close to a small area of skin on your forearm and complete one full skin treatment session (three minutes) in the selected mode.
3. Switch to another mode and perform a second treatment session (three minutes) on the same skin area.
4. After completing the test, wait for 24 hours. During this period, no adverse reactions should occur in the test area.

Definition of adverse reactions: Pain or discomfort at the treatment site, as well as abnormal phenomena such as persistent skin redness.

Charging Guide


The device is equipped with two detachable 1000mAh battery packs and a wireless remote control (with a built-in 280mAh battery).

Before first use, follow these instructions:



Battery Pack Charging Instructions


- Before charging, please remove the battery packs from the mask.
- Each battery pack takes approximately 2 hours to fully charge.
- Actual charging time may vary depending on the remaining battery level.



Charging Guide

The neck device is equipped with a built-in rechargeable lithium battery (neck device battery capacity: 1000mAh).

Before first use, follow these instructions:



Battery Pack Charging Instructions

- Use the included Type-C charging cable to connect the charging port of the neck device, and plug the other end into a 5V/1A power adapter.
- During charging, the power indicator on the neck device flashes red (breathing effect); when fully charged, it stays solid green.
- Full charging time is approximately 100 minutes; actual charging time may vary depending on the remaining battery level.



Remote Control Charging Instructions

- This wireless remote control has a built-in 280mAh rechargeable battery.
- Full charging time is approximately 2 hours.
- Actual charging time may vary depending on the remaining battery level.

Lithium Battery Maintenance Recommendations

- Avoid charging after the battery is completely depleted.
- Avoid overcharging the battery; do not exceed 8 hours of charging.
- If the device is not used for a long period, it is recommended to charge the battery at least once every three months.

EN Getting Started

Preparation Before Use



1. Clean your face (if wearing makeup, remove it first and wash your face).
2. This product can be used both in the morning and evening. It can be applied after cleansing or integrated into your daily skincare routine.
3. Ensure the battery is fully charged before use.



Steps for Use

1. Press the power button lightly to turn on the mask (it can be turned on when the green light flashes).
2. After adjusting the headband to a suitable tightness, wear the mask so that the inner side fits snugly against the face.

Headband adjustment guide

1. When using in a seated position, adjust the headband to minimize pressure on the eye sockets and ensure the silicone eye pads fit closely around them to secure the product.
2. If you feel excessive pressure from the silicone eye pads on your eye sockets, loosen the headband straps on both sides appropriately.
3. If there are gaps between the eye pads and eye sockets causing light leakage, tighten the headband straps on both sides.
3. If the mask easily slips off and cannot maintain its correct position, tighten the headband straps as needed.
5. Use the buttons on the remote control to select the desired care mode.
6. If you feel discomfort during wear, try adjusting the headband or remove it to rest until comfortable.
7. The product will automatically shut off after the set mode time has elapsed.

Preparation Before Use



1. Cleanse the neck skin (if wearing makeup or applying skincare products, it is recommended to cleanse first)
2. This product can be used both in the morning and evening, and can also be integrated into your daily skincare routine.
3. Ensure the battery is fully charged before use.



Steps for Use

Without remote control:

1. Wrap the neck device around your neck, adjust the Velcro elastic strap to a comfortable position, ensuring the lamp beads side fits against the neck skin.
2. Press and hold the power button on the neck device for 2 seconds to turn it on.
3. The default timer is 10 minutes, with high light intensity, initiating neck care.
4. After the set time ends, the neck device will automatically power off.

With remote control, the neck device must be paired with the remote control:

Pairing steps: Press and hold the power button on the LED neck device for 5 seconds to enter pairing mode. The indicator light on the neck device will switch from green to red, then quickly flash between green and red. Lightly press the power button on the remote control to turn it on. A beep sound indicates successful pairing.

1. Wrap the neck device around your neck, adjust the Velcro elastic strap to a comfortable position, ensuring the lamp beads side fits against the neck skin.
2. Before daily use, press and hold the power button on the neck device for 2 seconds to turn it on.
3. Press and hold the power button on the remote control to enter care mode.
4. During care, you can adjust the duration (5/10/15 minutes cycle) and intensity (I/II/III) by pressing the timer button on the remote control as needed.
5. Once the set time ends, the neck device will automatically shut off.

Wearing Adjustment Guide

When wearing, ensure the neck device fits snugly against the neck but not too tight to avoid discomfort.

If you feel excessive pressure, loosen the Velcro strap appropriately. If the neck device tends to slip off, tighten the Velcro strap appropriately.

Precautions

- The remote control should be used within 2 meters of the product.
- Avoid intense physical activity while wearing the product.
- During use, you can lie down or lean on a sofa or bed to relax your body.

Remote Control Operation Instructions

1. Connect the included charging cable to the Type-C port of the remote control.
2. Plug the USB end of the charging cable into a 5V 1A power adapter for charging.
3. Charging status display:
 - "88" flashing → Charging in progress
 - "88" Steady On → Charging Complete
 (Unplug the charging cable before use)
4. Low Battery Alert: When the remote control battery is low, "88" will flash continuously until the screen goes off. Please recharge promptly.

Since the LED mask uses a wireless RF remote control (the remote control sends RF signals, and the main unit receives them), you need to pair the remote with the LED mask upon first use.

Pairing Steps: Press and hold the power button on the LED mask for 5 seconds to enter pairing mode. The indicator light on the mask will switch from green to red, then rapidly flash between green and red.

Power On/Off Operation

EN

Mask Mode Selection

Press the Power/Mode Select key (this key serves as both the power switch and the mode selector) to toggle among the following care modes:

Mode 1: Firming Mode Red Light (630nm) + Near-Infrared Light (850nm) + Near-Infrared Light (1070nm)

Effect: Target early signs of aging and skin laxity, with triple light energies working synergistically to penetrate deep into the skin and promote collagen regeneration. Significantly improve elasticity and firmness, accelerate cell repair processes, restoring smoothness, fullness, and youthful radiance to the skin.

The 1070nm wavelength has strong penetration, reaching the deep dermis, subcutaneous tissue, and even the superficial muscle layer. Compared to shallower light waves, it can act on deeper skin structures, helping to improve fine lines, sagging, and enhance skin firmness and elasticity.

Mode 2: Brightening Mode Yellow Light (590nm)

Effect: Soothe and revitalize the skin, especially suitable for recovery after sun exposure or fatigue. Help brighten skin tone, even out texture, and restore a healthy glow.

Mode 3: Spot-fading Mode Green Light (530nm)

Effect: Calm and balance sensitive or stressed skin, reduce redness, and promote an even complexion. Leave the skin in a naturally balanced and refreshed state, especially suitable for reactive or sensitive skin.

Mode 4: Smoothing Mode Blue Light (465nm)

Effect: Commonly used in skincare routines to help soothe visible redness, reduce the appearance of shine, and support a clearer complexion. Maintain a refreshing and balanced skin condition, promoting healthier and more refined skin texture.

Mode 5: Multi-Zone All-in-One Mode (Yellow Light 590nm + Green Light 530nm + Red Light 630nm + Near-Infrared Light 850nm + Near-Infrared Light 1070nm)

Wavelength Combination: Yellow Light (590nm) + Green Light (530nm) + Red Light (630nm) + Near-Infrared Light (850nm + 1070nm)

Effect: Integrate multi-band light energy to synergistically achieve four skincare goals: anti-wrinkle, brightening, spot-fading, and purification. Revitalize the skin base, even out skin tone, reduce pigmentation, and improve overall skin texture. Serve as a daily all-in-one facial care routine with both restorative and preventive benefits, continuously radiating a youthful glow.

Neck Device Treatment Mode Instructions

Mode: Firming Mode

Wavelength Combination: Red Light (630nm) + Near-Infrared Light (850nm) + Near-Infrared Light (1070nm)

Effect: Specifically designed for neck skin care, using the gentle companionship of triple light energy to deeply penetrate and deliver abundant hydrating energy. Help maintain the firmness and elasticity of neck skin, turning daily care into a pleasurable experience. With consistent use, the neck skin becomes increasingly smooth and soft, restoring a delicate and radiant youthful glow.

Special Notes

1. Once the set time ends, the neck device will automatically shut off.
2. Turning off the remote control will also power off the neck device.
3. When the neck device buttons are operated again some time after a treatment mode is selected via the remote control, the device will default to a 10-minute timer. At this point, the timer display on the neck device and the remote control will be inconsistent. Therefore, it is recommended that you select a mode with the remote control and start the light therapy directly.

Cold Compress Guide

You can choose an appropriate cold compress method based on your personal needs and skin condition:

I. Preparing the Cold Compress Pack

Gentle Cold Compress

If you need soothing, relaxation, or fatigue relief, place the cold compress pack flat in a refrigerator (temperature approximately 0°C to 10°C) and take it out after about 15 minutes for use. The temperature of the cold compress pack is approximately 20°C.

*Note: It is recommended to store the cold compress pack in a storage bag inside the refrigerator on a daily basis.

Deep Cold Compress

If you need rapid cooling or enhanced cold compress effects, place the cold compress pack flat in a freezer (temperature approximately -15°C to -20°C) and take it out after about 10 minutes for use. The temperature of the cold compress pack is approximately 15°C.

Storage Tips

It is recommended to store the cold compress pack in the refrigerator on a daily basis, and only place it in the freezer when deep cold compress is needed. Do not place it in the freezer for more than 15 minutes, as this may result in icy slush.

II. Instructions for Use

After removing the cold compress pack from the refrigerator, attach the magnetic side of the pack to the corresponding magnetic side of the mask, then apply it to the desired area.

It is recommended to limit each cold compress session to 15 to 20 minutes, with adjustments based on personal tolerance. If continuous cold compress is required, wait at least 1 to 2 hours before the next session.

III. Function Description of Two Cold Compress Packs

This product set includes two accessories: a full-face cold compress pack and a local cold compress pack, each designed to meet cold compress needs for different areas:

Full-face Cold Compress Pack


Suitable for large-area cold compress on the face, helping to alleviate overall heat sensation, redness, or mild swelling. Ideal for uniform cooling across the entire face.

Tip: The full-face cold compress pack comes with straps. Due to individual differences in facial contours, if the pack does not fully fit the face, it can be secured with the straps.

Local Cold Compress Pack (fit the lower eye area)

Designed specifically for the eye area, fit the lower eye contour, to relieve puffiness, dark circles, or fatigue. Especially suitable for precise cold compress around the eyes after staying up late, prolonged eye strain, or beauty treatments.


Cold Compress Guide



Full-face Cold Compress Pack



Local Cold Compress Pack



After removing the cold compress pack from the refrigerator, attach the magnetic side of the pack to the corresponding magnetic side of the mask, then apply it to the desired area. It is recommended to limit each cold compress session to **15–20 minutes**, with adjustments based on personal tolerance. If continuous cold compress is required, wait at least 1 to 2 hours before the next session.

How to Use

Use with Beauty Mask

After using the LED beauty mask, choose the full-face or local cold compress pack based on facial condition to help soothe and calm the skin.

Standalone Use

The cold compress pack can also be used independently without the mask. It is suitable for daily eye fatigue relief, facial swelling, minor bump cooling, and other scenarios, offering flexibility and convenience.

* If you wish to remove the cold compress pack, you can still use the mask alone for light therapy.

Precautions for Cold Compress Pack

If you experience numbness, tingling, or skin whitening during cold compress, discontinue use immediately. Use with caution or under a doctor's guidance if you have skin damage, eczema, or circulatory disorders.

When children, the elderly, or those with reduced sensitivity use the cold compress pack, adult supervision and close observation are required.

Intensity Level Adjustment

The mask offers the following levels for selection:

Intensity 1 (Low)

Intensity 2 (Medium)

Intensity 3 (High)

Timer Setting

Press the timer setting key to select the following usage durations:

- 5 minutes
- 10 minutes
- 15 minutes

Memory Function Description

When used for the first time, the product is set by default to: Mode 1 (Revitalizing Red Light), Intensity Level 3 (High), Timer 10 minutes. After each use, the product will automatically remember the last used treatment mode, intensity level, and timer setting.

Special Notes

1. When the set treatment time ends, the face mask will automatically turn off.
2. Turning off the remote control will also power off the face mask.
3. When the mask buttons are operated again some time after a treatment mode is selected via the remote control, the mask will default to a 10-minute timer. At this point, the timer display on the mask and the remote control will be inconsistent. Therefore, it is recommended that you select a mode with the remote control and start the light therapy directly.

Cleaning and Maintenance

1. Store the face mask in a normal temperature and dry environment. It is recommended to use the included storage bag.
2. Do not store the product in a dusty, direct sunlight, or humid environment.
3. Do not disassemble or modify internal components on your own.
4. Before each use, turn off the product power and wipe the contact surface of the mask according to the following cleaning instructions.
5. Avoid excessive bending or twisting of the silicone part of the mask.
6. Do not apply cosmetics directly to the surface of the mask.
7. Keep the product away from oils, lotions, and perfumes during use.

Cleaning Instructions

1. The main body of the mask is made of silicone. After each use, gently wipe the surface with a soft, lint-free cloth dampened with clean water.
2. For deep cleaning, use a mild, alcohol-free, and fragrance-free neutral soap diluted with clean water to gently wipe the surface, then wipe clean with a damp cloth.

Daily Cleaning of Cold Compress Pack

1. After each use, gently wipe the surface of the cold compress pack with a soft damp cloth or sponge using a small amount of neutral detergent (e.g., dish soap) to remove sweat or dirt.
2. Thoroughly wipe off any detergent residue with clean water to prevent chemical corrosion of the PVC material.
3. Hang or lay the cold compress pack flat in a cool, ventilated area to air dry naturally. Do not expose to direct sunlight, use a dryer, or blow hot air, as this may accelerate aging.

Recommendations for of Storage and Pre-cooling the Cold Compress Pack

Daily Storage: After cleaning and drying, store the cold compress pack in the refrigerator compartment (i.e., the "normal temperature compartment"). **Do not store at room temperature outside the refrigerator**, as this may cause the internal coolant to evaporate quickly and draw in air, creating bubbles in the cold compress pack and affecting its performance.

Precautions

Avoid contact with sharp objects to prevent damage and leakage. Do not wash with boiling water or heat in a microwave, as the PVC material is not heat-resistant. Regularly check the seal of the cold compress pack. If damage is found, stop using immediately and replace it.

Disposal Guidelines

Do not dispose of any part of this product as ordinary household waste. This product and its remote control contain lithium-ion polymer batteries. To protect the environment, at the end of the product's service life: Return the fully packaged device to the manufacturer or its authorized representative, or strictly follow the electronic waste disposal regulations in your area for safe recycling.

Common Problems and Solutions

Problem	Solution
The remote control screen does not light up, and the operation is unresponsive, unable to control the mask	- Check if the remote control battery is depleted; use the charging cable to connect to the Type-C port for charging. - If it still does not work after charging, contact the manufacturer or after-sales service center for inspection.
The remote control screen does not light up, but it can control the mask	Reconnect the remote control and the mask following the pairing steps - Press and hold the mask power button for 5 seconds. The indicator will first show a green light, then flash red, indicating the device has entered pairing mode. - Press the power button on the remote control to complete the pairing.
The product cannot be charged	- Replace the charging cable. If the issue is confirmed to be with the charging cable, contact us for a replacement. If the problem persists, contact us to replace the product. Check the charging adapter and voltage. Please ensure that the charging adapter connected to the device is functioning properly and that the voltage specified on the product matches the local mains voltage.
Air bubbles in the cold compress pack / 50% reduction in cold compress pack weight	- Replace with a new cold compress pack

EN Product Parameters

Product Name	Dreame Chrona Pro Photon Anti-Aging Mask
Product Model	AB01P
Battery Parameters	Type: 3.7V / 1000mAh Lithium Polymer Battery (Each) Quantity: 2 Removable Battery Packs (Total Capacity: 2000mAh)
Product Dimensions	Mask: 634*233.8*5.5mm Remote Control: 133.6*42.3*19mm
Net Weight	Mask: Approx. 340.5g Remote Control: Approx. 72g Full-face cold compress pack: approx. 155g Local cold compress pack: approx. 18g
Charging time	Approx. 2 hours
Battery life	Single fully charged battery: approx. 60 minutes Two batteries used together: approx. 120 minutes total

Product Name	Dreame Chrona Pro Photon Anti-Aging Neck Device
Product Model	AB02A
Battery Parameters	Type: 3.7V / 1000mAh built-in lithium polymer battery
Product Dimensions	Neck device: 634*233.8*5.5mm
Net Weight	Neck device: approx. 170g
Charging time	Approx. 2 hours
Battery life	Approx. 60 minutes

Во избежание поражения электрическим током, пожара и других несчастных случаев перед использованием внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

- LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээс өмнө та заавал гэрэлд мэдрэмтгий байдлын сорил хийнэ үү (Гэрэлд мэдрэмтгий байдлын сорил хэсгийг үзнэ үү). Хэрэв LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүн хэрэглэх үед харшлын урвал илэрдэг бол энэхүү бүтээгдэхүүнийг бүү хэрэглээрэй. Энэхүү төхөөрөмж нь зөвхөн гэрийн нөхцөлд эрүүл мэндийн арчилгаанд зориулагдсан бөгөөд хэрэглэгч өөрөө ажиллуулах боломжтой.
- LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг энэхүү ашиглалтын зааварт тодорхой заагаагүй аргаар бүү ашиглаарай. Энэхүү ашиглалтын зааварт тодорхой заасан хэрэглээнээс бусад аливаа хэрэглээ нь туршигдаагүй бөгөөд холбогдох эрсдэл нь тодорхойгүй болно. Энэхүү төхөөрөмж нь бие бялдар, мэдрэхүйн эсвэл оюуны чадвар хязгаарлагдмал хүмүүс, эсвэл ашиглах туршлага болон холбогдох мэдлэггүй хүмүүст зориулагдаагүй. Гал түймэр болон түлэгдэх эрсдэлээс сэргийлэхийн тулд ийм хүмүүсийг төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах талаар зохих хяналт, зааварчилгаагаар хангах шаардлагатай.
- Хэрэв төхөөрөмж хэт халсан мэт санагдах эсвэл өндөр температураас шалтгаалан арьсанд тавгүй мэдрэмж төрвөл LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг нэн даруй унтрааж тайлна үү.
- Энэхүү бүтээгдэхүүн нь ашиглах үед утасгүйгээр ажилладаг. Цэнэглэх үед л цэнэглэгч кабелийг холбоно үү.
- Цэнэглэх явцад цэнэглэгч кабель орооцолдож, хүзүү боогдох эрсдэл үүсгэж болзошгүй. Төхөөрөмж болон цэнэглэгч кабелийг хүүхдийн гар хүрэхгүй газарт байнга хадгална үү.
- LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээс өмнө нүүрний будгаа бүрэн арилгасан байх ёстой. Зарим гоо сайхны бүтээгдэхүүний найрлага нь гэрэлд мэдрэмтгий болох эсвэл арчилгааны үр нөлөөг бууруулахад хүргэж болзошгүй. Хэрэв нүүрний будгаа бүрэн арилгаагүй байхад LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэвэл арьсны урвал үүсэх эсвэл арчилгааны үр нөлөө буурч болзошгүй. Энэхүү төхөөрөмж нь хүүхдэд зориулагдаагүй. Хүүхдүүд төхөөрөмжөөр тоглохгүй байхад анхаарч, гал түймэр болон түлэгдэх эрсдэлээс сэргийлэхийн тулд зохих хяналт тавина үү.
- LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг усны эх үүсвэрийн ойролцоо эсвэл ус цацагдаж болзошгүй орчинд хэзээ ч бүү хэрэглээрэй. Хэрэв LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүн усанд хүрсэн байж болзошгүй гэж үзэж байгаа бол бүү хэрэглээрэй. Гэрлийн элемент гэмтэхээс сэргийлж төхөөрөмжийг хүчтэй цохих, мөргүүлэхээс зайлсхий.
- LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг өндөр температуртай гадаргуугаас хол байлгана үү. Шаардлагатай тохиолдолд төхөөрөмжийг суурилуулах, ашиглах, засвар үйлчилгээ хийх талаар тусламж авах эсвэл хэвийн бус ажиллагаа, тохиолдлыг мэдээлэхийн тулд үйлдвэрлэгчтэй холбогдоно үү.
- Бүтээгдэхүүн, алсын удирдлага эсвэл USB Type-C цэнэглэгч кабельд ямар нэгэн гэмтэл илэрсэн бол LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг бүү ашиглаарай. Гал түймэр, түлэгдэлт болон бусад аюулаас сэргийлэхийн тулд төхөөрөмж асаалттай үед хараа хяналтгүй орхиж болохгүй.
- Бүтээгдэхүүнийг хамгийн бага эсвэл хамгийн их хадгалалтын температуртай орчноос гаргасан бол ашиглахаас өмнө 2 цаг орчим байлгахыг зөвлөж байна.
- Ашиглах явцад гэрлийг шууд бүү ширтэж, нүд рүү тусгахыг бүү зөвшөөр.
- Ойр орчимд утасгүй технологи ашигладаг төхөөрөмж ажиллаж байгаа бол LED гэрлийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг бүү ашиглаарай.

Меры предосторожности

- Данное устройство содержит силиконовые и пластиковые детали, а также застежки-липучки. При наличии аллергии на любой из перечисленных материалов прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.
- Данное устройство оснащено функцией памяти. При каждом включении устройство автоматически восстанавливает последние использованные режим ухода, уровень интенсивности и продолжительность процедуры.
- LED-устройство для ухода за кожей нельзя использовать в режиме зарядки.
- Перед каждым использованием очищайте устройство только в выключенном состоянии.
- Не используйте чистящие средства, не указанные в разделе «Очистка». Использование других чистящих средств может повредить LED-устройство для ухода за кожей.
- Храните LED-устройство в сухом месте при комнатной температуре, избегая прямых солнечных лучей.
- Если изделие находилось при минимальной или максимальной допустимой температуре хранения, перед использованием рекомендуется выдержать его при комнатной температуре в течение 2 часов.
- Во время использования не смотрите прямо на источник света и не допускайте попадания света в глаза.

Электробезопасность


- Не повреждайте, не модифицируйте, не сгибайте, не скручивайте и не нагревайте зарядный кабель USB Type-C. Повреждение зарядного кабеля может привести к пожару, поражению электрическим током или неисправности.
- Не размещайте и не используйте устройство вблизи воды или других жидкостей. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Данное изделие оснащено магнитным съемным аккумуляторным блоком. Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумуляторный блок.
- Используйте только специальный аккумуляторный блок, входящий в комплект устройства.
- Не пытайтесь вскрывать, модифицировать, заменять или использовать аккумуляторные блоки, не одобренные производителем. Неправильное обращение может привести к перегреву, утечке или взрыву.
- Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте в соответствии с местными правилами.
- Для зарядки данного устройства используйте только зарядное устройство DC 5V — 1A (максимальная выходная мощность 3,5 Вт).
- Не используйте зарядные устройства неизвестного происхождения, низкого качества или с выходной мощностью более 30 Вт, поскольку это может привести к перегреву или повреждению изделия. Для обеспечения максимальной безопасности рекомендуется использовать зарядное устройство, соответствующее стандарту IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, со следующими характеристиками: вход: 100–240 В переменного тока, выход: DC 5V — 1,0A.



На корпусе изделия указано: «Не использовать во время принятия ванны или душа».

Описание изделия

RU



1 Кнопка включения /выключения

2 Индикатор уровня заряда

Горят 4 зеленых индикатора: уровень заряда 100% (полностью заряжен)
Горят 3 зеленых индикатора: остаток заряда около 75%
Горят 2 зеленых индикатора: остаток заряда около 50%
Горит 1 зеленый индикатор: остаток заряда около 25%
Мигает красный индикатор: заряд ниже 10%, низкий уровень заряда батареи

3 Дисплей
Для отображения выбранного

4 Кнопка таймера
5 минут / 10 минут / 15 минут


5 Кнопка регулировки интенсивности

Уровень I (низкая интенсивность)
Уровень II (средняя интенсивность)
Уровень III (высокая интенсивность)

6 Кнопка питания / выбора режима

Пять режимов: режим подтяжки, режим сияния, режим осветления пигментных пятен, режим разглаживания, многофункциональный зональный режим

7 Разъем Type-C



1 Кнопка включения устройства для ухода за шеей

2 Индикатор заряда устройства для ухода за шеей

Горят 4 зеленых индикатора: уровень заряда 100% (полностью заряжен)

Горят 3 зеленых индикатора: остаток заряда около 75%

Горят 2 зеленых индикатора: остаток заряда около 50%

Горит 1 зеленый индикатор: остаток заряда около 25%

Мигает красный индикатор: заряд ниже 10%, низкий уровень заряда батареи

7 Кнопка регулировки интенсивности

Уровень I (низкая интенсивность)

Уровень II (средняя интенсивность)

Уровень III (высокая интенсивность)

6 Кнопка питания / выбора режима (пульт дистанционного управления)

Устройство для ухода за шеей: только один режим ухода

7 Разъем Type-C

3 Дисплей пульта дистанционного управления
Дисплей пульта дистанционного управления

4 Кнопка таймера
Кнопка таймера

Примечание: все изображения продукта, аксессуаров и пользовательского интерфейса в данном руководстве приведены только для справки. В связи с обновлением

и модернизацией продукта фактическое изделие может незначительно отличаться от изображений, ориентируйтесь на реальное изделие.

Настройка устройства

1. Извлеките устройство и все входящие в комплект аксессуары.
2. Маска оснащена двумя съемными аккумуляторами на магнитной основе (емкость каждого 1000 мА·ч, общая 2000 мА·ч), в шейной накладке встроен аккумулятор емкостью 1000 мА·ч. Перед первым использованием полностью зарядите оба аккумулятора и пульт дистанционного управления. Подробные инструкции см. в разделе «Инструкция по зарядке».

Тест на светочувствительность

Следуйте приведенным ниже шагам, чтобы проверить, есть ли у вас чувствительная реакция на терапевтическое световое воздействие:


1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. С помощью пульта дистанционного управления можно включать и выключать устройство, а также выбирать необходимый режим ухода.
2. Первый тест: плотно приложите маску к небольшому участку кожи на предплечье и проведите полный сеанс ухода за кожей в выбранном режиме (три минуты).
3. Переключитесь на другой режим и проведите второй сеанс ухода на том же участке кожи (три минуты).
4. После завершения теста подождите 24 часа. В течение этого времени на тестируемом участке не должно возникать никаких нежелательных реакций.

Определение нежелательных реакций: включает боль или дискомфорт в области воздействия, а также такие аномальные явления, как стойкое покраснение кожи.

Инструкция по зарядке


Данное устройство оснащено двумя съемными аккумуляторными блоками емкостью 1000 мА·ч и беспроводным пультом дистанционного управления (со встроенным аккумулятором емкостью 280 мА·ч).

Перед первым использованием следуйте приведенным ниже инструкциям:



Инструкция по зарядке аккумуляторных блоков


- Перед зарядкой снимите аккумуляторные блоки с маски.
- Полная зарядка каждого аккумуляторного блока занимает около 2 часов.
- Фактическое время зарядки может варьироваться в зависимости от уровня остаточного заряда.



Инструкция по зарядке

Устройство для ухода за шеей оснащено встроенным перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором (емкость аккумулятора массажера составляет 1000 мА·ч).

Перед первым использованием следуйте приведенным ниже инструкциям:



Инструкция по зарядке аккумуляторных блоков

- Используйте входящий в комплект кабель Type-C: подключите его к разъему зарядки устройства для ухода за шеей, а другой конец – к адаптеру питания 5 В/1 А.
- Во время зарядки индикатор уровня заряда на устройстве для ухода за шеей мигает красным (эффект пульсации); после полной зарядки загорается зеленым светом.
- Полное время зарядки составляет около 100 минут, фактическое время может варьироваться в зависимости от остаточного заряда.



Инструкция по зарядке пульта дистанционного управления

- Данный беспроводной пульт оснащен встроенным перезаряжаемым аккумулятором емкостью 280 мАч.
- Полное время зарядки составляет около 2 часов.
- Фактическое время зарядки может варьироваться в зависимости от уровня остаточного заряда.

Рекомендации по обслуживанию литиевого аккумулятора

- Избегайте зарядки аккумулятора после его полного разряда.
- Избегайте перезарядки аккумулятора; время зарядки не должно превышать 8 часов.
- Если устройство не используется длительное время, рекомендуется заряжать аккумулятор не реже одного раза в три месяца.

Начало использования

Подготовка к использованию



1. Очистите лицо (при наличии макияжа сначала удалите его, затем умойтесь).
2. Данное изделие можно использовать утром и вечером: после умывания, а также в рамках ежедневного ухода за кожей.
3. Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.



Порядок использования

1. Легко нажмите кнопку включения, чтобы включить маску (при мигающем зеленом индикаторе устройство готово к работе).
2. Отрегулируйте оголовье для комфортной посадки так, чтобы внутренняя сторона маски плотно прилегала к лицу.

Инструкция по регулировке оголовья

1. При использовании в сидячем положении отрегулируйте оголовье так, чтобы давление на область глазниц было минимальным, а силиконовые подушечки плотно прилегали к глазницам для фиксации изделия.
2. Если вы чувствуете, что силиконовые подушечки оказывают чрезмерное давление на область глазниц, ослабьте боковые ремни оголовья.
3. Если между подушечками и областью глазниц имеются зазоры, через которые проникает свет, затяните боковые ремни оголовья.
4. Если маска легко соскальзывает и не фиксируется в правильном положении, немного затяните оголовье.
5. Выберите нужный режим ухода с помощью кнопок на пульте дистанционного управления.
6. Если во время ношения вы испытываете дискомфорт, отрегулируйте оголовье или снимите маску и сделайте перерыв, пока не почувствуете себя комфортно.
7. После завершения времени, установленного для режима, устройство автоматически выключится.

Подготовка к использованию



1. Очистите кожу шеи (при наличии макияжа или косметических средств рекомендуется предварительно очистить кожу).
2. Это изделие можно использовать как утром, так и вечером, а также в рамках ежедневного ухода за кожей.
3. Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.



Порядок использования

Без пульта дистанционного управления:

1. Оберните устройства для ухода за шеей вокруг шеи, отрегулируйте застежку-липучку до комфортного положения так, чтобы светодиодная поверхность плотно прилегала к коже шеи.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения на устройстве для ухода за шеей в течение 2 секунд для включения питания.
3. По умолчанию установлен таймер 10 минут, уровень интенсивности – высокий; запускается процедура ухода за шеей.
4. По завершении установленного времени устройство автоматически выключается.

При наличии пульта дистанционного управления необходимо выполнить сопряжение устройства для ухода за шеей и пульта:

Порядок сопряжения: нажмите и удерживайте кнопку питания на LED-устройстве для ухода за шеей в течение 5 секунд для входа в режим сопряжения. Индикатор устройства для ухода за шеей переключится с зеленого на красный, затем начнет быстро мигать зеленым и красным попеременно. После этого коротко нажмите кнопку включения на пульте дистанционного управления; звуковой сигнал будет означать успешное сопряжение.

1. Оберните устройства для ухода за шеей вокруг шеи, отрегулируйте застежку-липучку до комфортного положения так, чтобы светодиодная поверхность плотно прилегала к коже шеи.
2. Перед ежедневным использованием удерживайте кнопку включения на устройстве для ухода за шеей в течение 2 секунд для включения.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим ухода.
4. Во время процедуры ухода при необходимости нажимайте кнопку таймера на пульте для регулировки времени (цикл 5 / 10 / 15 минут) и уровня интенсивности (выбор интенсивности I / II / III).
5. По истечении заданного времени устройство для ухода за шеей автоматически выключится.

Инструкция по регулировке ношения

При ношении устройство должно плотно прилегать к шее, но не быть чрезмерно затянутым во избежание дискомфорта.

Если ощущаете сильное давление, ослабьте застежку-липучку.

Если устройство легко соскальзывает, затяните застежку-липучку.

Меры предосторожности

- Пульт дистанционного управления должен использоваться на расстоянии не более 2 метров от устройства.
- Избегайте интенсивной физической активности во время ношения устройства.
- Во время использования можно лежать или опираться на диван или кровать, расслабляя тело.

Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления

1. Подключите прилагаемый зарядный кабель к порту Type-C на пульте дистанционного управления.
2. Подключите USB-штекер кабеля к адаптеру питания 5 В/1 А для зарядки.
3. Отображение состояния зарядки:
 - «88» мигает → Выполняется зарядка
 - «88» непрерывно горит → Зарядка завершена
 (перед использованием отсоедините зарядный кабель)
4. Предупреждение о низком заряде: когда заряд батареи пульта дистанционного управления недостаточен, «88» будет непрерывно мигать до полного отключения экрана. Своевременно зарядите устройство.

Поскольку LED-маска оснащена беспроводным радиочастотным пультом дистанционного управления (пульт передает радиосигнал, а основное устройство принимает его), при первом использовании необходимо выполнить сопряжение пульта с LED-маской.

Порядок сопряжения: нажмите и удерживайте кнопку питания на LED-маске в течение 5 секунд для входа в режим сопряжения. Индикатор маски переключится с зеленого на красный, а затем начнет быстро мигать зеленым и красным попеременно.

Включение / выключение питания

Выбор режима маски

Кнопка совмещает функции включения/выключения и выбора режима (нажмите кнопку «Выбор режима / Вкл-Выкл»), чтобы переключаться между следующими режимами ухода:

Режим 1: Режим подтяжки – Красный свет (630 нм) + Ближний инфракрасный свет (850 нм) + Ближний инфракрасный свет (1070 нм)

Эффект: для кожи с первыми признаками старения и потери упругости. Тройное световое воздействие синергически стимулирует синтез коллагена в глубоких слоях кожи. Значительно повышает эластичность и упругость, ускоряет процессы клеточного восстановления, возвращая коже гладкость, плотность и молодой сияющий вид.

1070 нм: эта длина волны обладает высокой проникающей способностью, достигая глубоких слоев дермы, подкожной ткани и даже поверхностных мышечных слоев. По сравнению с более поверхностными световыми диапазонами она воздействует на более глубокие структуры кожи, способствуя уменьшению мелких морщин и признаков дряблости, а также повышению упругости и эластичности кожи.

Режим 2: Режим сияния – Желтый свет (590 нм)

Эффект: успокаивает и активизирует кожу, особенно подходит для восстановления кожи после пребывания на солнце или в состоянии усталости. Способствует выравниванию тона и текстуры кожи, придавая ей здоровое сияние.

Режим 3: Режим осветления пигментных пятен – Зеленый свет (530 нм)

Эффект: успокаивает и нормализует состояние чувствительной и раздраженной кожи, уменьшает покраснения, способствует выравниванию тона кожи. Придает коже естественный баланс и свежий вид, особенно подходит для реактивной и чувствительной кожи.

Режим 4: Режим разглаживания – Синий свет (465 нм)

Эффект: часто используется в косметических процедурах. Способствует уменьшению видимых покраснений, снижает жирный блеск и помогает коже выглядеть более чистой. Поддерживает свежесть и баланс кожи, способствует формированию более здоровой и гладкой текстуры кожи.

Режим 5: Многофункциональный зональный режим (желтый свет 590 нм + зеленый свет 530 нм + красный свет 630 нм + ближний инфракрасный свет 850 нм + ближний инфракрасный свет 1070 нм)

Комбинация длин волн: желтый свет (590 нм) + зеленый свет (530 нм) + красный свет (630 нм) + ближний инфракрасный свет (850 нм + 1070 нм)

Эффект: комплексное использование многодиапазонного светового излучения позволяет достичь четырех основных косметических целей: разглаживание морщин, осветление кожного покрова, коррекция гиперпигментации и очищение кожи. Обеспечивает глубокое обновление кожи, выравнивание тона, осветление пигментных пятен и улучшение общего состояния кожи. Предназначен для ежедневного комплексного ухода за лицом, сочетает восстановление и профилактику, способствует сохранению молодого и здорового сияния кожи.

Описание режимов устройства для ухода за шеей

Режим: Режим подтяжки

Комбинация длин волн: красный свет (630 нм) + ближний инфракрасный свет (850 нм) + ближний инфракрасный свет (1070 нм)

Эффект: специально разработан для ухода за кожей шеи, нежное воздействие тройного светового излучения обеспечивает глубокое проникновение и интенсивное увлажнение. Помогает поддерживать упругость и эластичность кожи шеи, превращая ежедневный уход в удовольствие. При регулярном использовании кожа шеи становится более гладкой и нежной и возвращает себе молодость и сияние.

Особые примечания

1. По истечении заданного времени процедуры устройство для ухода за шеей автоматически выключится.
2. При выключении пульта дистанционного управления устройство для ухода за шеей также выключится.
3. Если после выбора режима с помощью пульта пользователь снова нажимает кнопку на самом устройстве для ухода за шеей, устройство автоматически устанавливает время сеанса на 10 минут. В этом случае отображение таймера на устройстве для ухода за шеей и на пульте будет различаться. Поэтому рекомендуется после выбора режима на пульте сразу запускать светотерапию.

Инструкция по применению холодного компресса

Вы можете выбрать подходящий способ холодного компресса в зависимости от ваших потребностей и состояния кожи:

I. Подготовка пакета для холодного компресса

Щадящий холодный компресс

Для расслабления и снятия усталости поместите пакет для холодного компресса горизонтально в холодильную камеру (температура около 0°~10°C), достаньте через 15 минут и используйте. Температура пакета для холодного компресса – около 20°C.

*Примечание: пакет для холодного компресса рекомендуется хранить в чехле в холодильной камере.

Интенсивный холодный компресс

Для быстрого охлаждения или усиления эффекта холодного компресса поместите пакет горизонтально в морозильную камеру (температура около -15 ~ -20°C), достаньте через 10 минут и используйте. Температура пакета для холодного компресса – около 15°C.

Рекомендации по хранению

В повседневном использовании рекомендуется хранить пакет для холодного компресса в холодильной камере и помещать в морозильную камеру только при необходимости интенсивного холодного компресса. Время нахождения в морозильной камере не должно превышать 15 минут, иначе возможно образование ледяной крошки.

II. Способ использования

Достав пакет для холодного компресса из холодильника, приложите его магнитной стороной к магнитной стороне маски и зафиксируйте в нужном положении. Затем приложите маску к нужному участку.

Рекомендуемое время одного сеанса холодного компресса – 15–20 минут, время можно корректировать в зависимости от индивидуальной переносимости. Если хотите повторить процедуру, сделайте перерыв не менее 1–2 часов.

III. Описание функций двух типов пакетов для холодного компресса

Комплект включает пакет для общего охлаждения и пакет для локального охлаждения, которые предназначены для разных зон применения:

Пакет для общего охлаждения

Предназначен для обширного холодного компресса на лицо, помогает уменьшить ощущение жара, покраснение и легкую отечность. Подходит для равномерного охлаждения всего лица.

Примечание: пакет для общего охлаждения оснащен ремешками. Из-за индивидуальных различий в контурах лица, если при наложении пакет прилегает не полностью, его можно зафиксировать с помощью ремешков.


Пакет для локального охлаждения (для области под глазами)

Специально разработан для области вокруг глаз, повторяет контуры нижнего века и используется для уменьшения отечности, темных кругов и ощущения усталости глаз. Особенно подходит для точечного охлаждения после недосыпа, длительной зрительной нагрузки или косметических процедур.


Инструкция по применению холодного компресса



Пакет для общего охлаждения



Пакет для локального охлаждения



Достав пакет для холодного компресса из холодильника, приложите его магнитной стороной к магнитной стороне маски и зафиксируйте в нужном положении. Затем приложите маску к нужному участку. Рекомендуемое время одного сеанса холодного компресса – **15–20 минут**, время можно корректировать в зависимости от индивидуальной переносимости. Если хотите повторить процедуру, сделайте перерыв не менее 1–2 часов.

Способ использования

Использование с маской для лица

После процедуры с LED-маской вы можете выбрать общий или локальный холодный компресс в зависимости от состояния кожи, чтобы успокоить и освежить ее.

Самостоятельное использование

Пакет для холодного компресса можно использовать отдельно от маски. Подходит для ежедневного снятия усталости глаз, уменьшения отечности лица, охлаждения при легких ушибах и в других ситуациях – удобно и практично.

*При необходимости пакет для холодного компресса можно снять и использовать маску отдельно для светотерапии.

Меры предосторожности при использовании холодного компресса

При появлении онемения, покалывания или побледнения кожи во время холодного компресса немедленно прекратите использование. При наличии повреждений кожи, экземы или нарушений кровообращения используйте с осторожностью либо под наблюдением врача.

При использовании холодного компресса детьми, пожилыми людьми или лицами с пониженной чувствительностью требуется сопровождение взрослого и постоянное наблюдение.

Регулировка уровня интенсивности

Маска имеет следующие доступные режимы:

Уровень 1 (низкий)

Уровень 2 (средний)

Уровень 3 (высокий)

Настройка таймера

Нажмите кнопку настройки таймера, чтобы выбрать продолжительность использования:

• 5 минут • 10 минут • 15 минут

Описание функции памяти

При первом использовании устройство по умолчанию установлено на: режим 1 (активирующий красный свет), интенсивность 3 (высокий уровень), таймер – 10 минут. После каждого сеанса устройство запоминает последний использованный режим, уровень интенсивности и настройки таймера.

Особые примечания

1. По истечении заданного времени процедуры маска автоматически выключается.
2. При выключении пульта дистанционного управления маска также отключается.
3. Если после выбора режима с помощью пульта пользователь снова нажимает кнопку на самой маске, устройство автоматически устанавливает время сеанса на 10 минут. В этом случае отображение таймера на маске и на пульте будет различаться. Поэтому рекомендуется после выбора режима на пульте сразу запускать светотерапию.

1. Храните маску в сухом месте при комнатной температуре. Рекомендуется использовать прилагаемый чехол для хранения.
2. Не храните изделие в запыленных местах, под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.
3. Не разбирайте и не модифицируйте внутренние компоненты самостоятельно.
4. Перед каждым использованием выключайте устройство и протирайте контактную поверхность маски в соответствии с приведенными ниже инструкциями по очистке.
5. Избегайте чрезмерного изгибания или скручивания силиконовой части маски.
6. Не наносите косметические средства непосредственно на поверхность маски.
7. Во время использования избегайте контакта изделия с маслами, лосьонами и парфюмерными средствами.

Инструкция по очистке

1. Основная часть маски изготовлена из силикона. После каждого использования аккуратно протирайте поверхность мягкой безворсовой тканью, смоченной чистой водой.
2. Для глубокой очистки используйте мягкий нейтральный мыльный раствор без спирта и ароматизаторов, разбавленный чистой водой. Аккуратно протрите поверхность, затем удалите остатки средства чистой влажной тканью.

Ежедневная чистка пакета для холодного компресса

1. После каждого использования аккуратно протирайте поверхность пакета мягкой влажной тканью или губкой с небольшим количеством нейтрального моющего средства (например, средства для мытья посуды), чтобы удалить следы пота и загрязнений.
2. Тщательно смойте остатки моющего средства чистой водой, чтобы избежать коррозии материала ПВХ химическими веществами.
3. Подвесьте или разложите пакет для холодного компресса в прохладном, проветриваемом месте для естественного высыхания. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, не сушите в сушильных устройствах и не используйте горячий воздух, чтобы предотвратить ускоренное старение материала.

Рекомендации по хранению и предварительному охлаждению пакета для холодного компресса

Повседневное хранение: После очистки и высушивания поместите пакет для холодного компресса в холодильную камеру холодильника (то есть в «отделение для обычного хранения»). **Не храните при комнатной температуре вне холодильника**, иначе внутренний конденсат быстро испарится, и пакет впитает воздух, что приведет к образованию пузырьков и снижению эффективности охлаждения.

Меры предосторожности

Избегайте контакта с острыми предметами во избежание повреждения пакета и утечки жидкости.

Не мойте изделие кипятком и не нагревайте в микроволновой печи, поскольку материал ПВХ не устойчив к высоким температурам.

Регулярно проверяйте герметичность пакета. При обнаружении повреждений немедленно прекратите использование и замените пакет.

Указания по утилизации

Не выбрасывайте какие-либо компоненты данного изделия вместе с бытовыми отходами.

Данное изделие и его пульт дистанционного управления содержат литий-ионный полимерный аккумулятор. В целях защиты окружающей среды по окончании срока службы изделия:

Верните устройство в полной упаковке производителю или его уполномоченному представителю, либо утилизируйте его в соответствии с местными правилами обращения с электронными отходами.

Часто задаваемые вопросы и их решение

Проблема	Способ решения
Экран пульта дистанционного управления не загорается, управление маской не работает	- Проверьте, не разряжен ли пульт дистанционного управления, и подключите его к зарядке через порт Type-C с помощью прилагаемого кабеля. - Если после зарядки устройство по-прежнему не работает, обратитесь к производителю или в сервисный центр для диагностики.
Экран пульта дистанционного управления не загорается, но маской можно управлять	Повторно подключите пульт дистанционного управления к маске, следуя шагам сопряжения - Нажмите и удерживайте кнопку питания маски в течение 5 секунд. Индикатор сначала загорится зеленым, затем начнет мигать красным, указывая, что устройство перешло в режим сопряжения. - Нажмите кнопку включения на пульте дистанционного управления, чтобы завершить сопряжение.
Изделие не заряжается	- Замените зарядный кабель. Если установлено, что неисправность вызвана зарядным кабелем, свяжитесь с нами – мы заменим его. Если проблема не устранена, обратитесь к нам для замены устройства. Проверьте зарядный адаптер и напряжение. Проверьте, подается ли питание на зарядный адаптер, к которому подключено устройство, и убедитесь, что номинальное напряжение устройства соответствует напряжению местной электросети.
В пакете для холодного компресса появились пузырьки / вес пакета для холодного компресса уменьшился на 50%	- Замените пакет для холодного компресса на новый

Технические характеристики продукции

Наименование продукта	Омолаживающая маска для фототерапии Dreame Chrona Pro
Модель продукта	AB01P
Параметры аккумулятора	Тип: литий-полимерный аккумулятор 3,7 В / 1000 мАч (на каждый блок) Количество: 2 съемных аккумуляторных блока (общая емкость: 2000 мАч)
Размеры продукта	Маска: 634*233,8*5,5 мм Пульт дистанционного управления: 133,6*42,3*19 мм
Вес нетто продукта	Маска: около 340,5 г Пульт управления: около 72 г Пакет для общего охлаждения: около 155 г Пакет для локального охлаждения: около 18 г
Время зарядки	Около 2 часов
Время работы	На одном полностью заряженном аккумуляторном блоке: около 60 минут При использовании двух аккумуляторных блоков вместе: около 120 минут

Наименование продукта	Устройство фототерапии для ухода за шеей Dreame Chrona Pro
Модель продукта	AB02A
Параметры аккумулятора	Тип: 3,7 В / 1000 мАч, встроенный литий-полимерный аккумулятор
Размеры продукта	Устройство для ухода за шеей: 634*233,8*5,5 мм
Вес нетто продукта	Устройство для ухода за шеей: около 170 г
Время зарядки	Около 2 часов
Время работы	Около 60 минут

Электр тогының соғуының, өрттің немесе басқа да күтпеген оқиғалардың алдын алу үшін, қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны кейіннен анықтама ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- LED жарықпен емдеу құрылғысын қолданар алдында міндетті түрде сезімталдыққа сынақ жүргізіңіз (Жарыққа сезімталдық сынағы бөлімін қараңыз). Егер LED жарықпен емдеу құрылғысын қолдану кезінде аллергиялық реакция байқалса, бұл өнімді пайдаланбаңыз. Бұл құрылғы тек үй жағдайындағы денсаулық күтіміне арналған және оны пациенттің өз бетінше пайдалануына рұқсат етіледі.
- LED жарықпен емдеу құрылғысын осы пайдалану нұсқаулығында нақты көрсетілмеген тәсілмен пайдаланбаңыз. Осы пайдалану нұсқаулығында нақты сипатталған LED жарықпен емдеу құрылғысын пайдалану тәсілінен өзге кез келген қолдану түрі сынақтан өткізілмеген, әрі оған байланысты қауіп-қатерлер белгісіз. Бұл құрылғы дене, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың, сондай-ақ пайдалану тәжірибесі мен қажетті білімі жоқ адамдардың қолдануына арналмаған. Өрт шығу немесе күйіп қалу қаупінің алдын алу үшін мұндай адамдар құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөнінде толық нұсқаулық алып, жауапты тұлғаның тиісті бақылауында болуы тиіс.
- Егер құрылғының шамадан тыс қызғанын байқасаңыз немесе теріңіз жоғары температураның әсерінен жайсыздық сезінсе, LED жарықпен емдеу құрылғысын дереу өшіріп, шешіп алыңыз.
- Бұл өнім пайдалану кезінде сымсыз режимде жұмыс істейді. Зарядкалық кабелін тек құрылғыны зарядтау кезінде ғана қосыңыз.
- Зарядтау кезінде зарядкалық кабель мойынға оралып қалу және тұншығу қаупін тудыруы мүмкін. Құрылғы мен зарядкалық кабелін әрдайым балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- LED жарықпен емдеу құрылғысын қолданар алдында міндетті түрде беттегі макияжды толық тазалаңыз. Кейбір косметикалық өнімдердің құрамындағы ингредиенттер жарыққа сезімталдықты арттыруы немесе емдеу тиімділігін төмендетуі мүмкін. Егер макияж толық тазартылмай тұрып LED жарықпен емдеу құрылғысы қолданылса, теріде жағымсыз реакциялар туындауы немесе емдеу тиімділігі төмендеуі мүмкін. Бұл құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған. Өрт шығу немесе күйіп қалу қаупінің алдын алу үшін балалардың бұл құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- LED жарықпен емдеу құрылғысын ешқашан су көздерінің жанында немесе оған су шашырауы мүмкін жерлерде пайдаланбаңыз. Егер LED жарықпен емдеу құрылғысының суға тигеніне немесе сумен жанасқанына күмәндансаңыз, оны пайдаланбаңыз. Құрылғыны қатты соққыға ұшыратпаңыз, себебі бұл жарық көздерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- LED жарықпен емдеу құрылғысын жоғары температуралы беттерден алыс ұстаңыз. Құрылғыны орнату, пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету бойынша көмек қажет болған жағдайда, сондай-ақ құрылғының қалыптан тыс жұмысы немесе қандай да бір оқиға туралы хабарлау үшін өндірушіге хабарласыңыз.
- Өнімнің қашықтан басқару пультінің немесе USB Type-C зарядкалық кабелінің кез келген бөлігі зақымдалған болса, LED жарықпен емдеу құрылғысын пайдаланбаңыз. Өрт шығу, күйіп қалу немесе басқа да қауіптердің алдын алу үшін құрылғы қосулы кезде оны қараусыз қалдырмаңыз.
- Өнімді ең төменгі немесе ең жоғары сақтау температурасы жағдайынан шығарғаннан кейін, оны пайдаланар алдында 2 сағат бойы бөлме температурасында ұстау ұсынылады.
- Пайдалану кезінде жарық көзіне тікелей қарамаңыз және жарықтың көзге түсуіне жол бермеңіз.
- Жақын жерде сымсыз байланыс технологияларын пайдаланатын құрылғылар болған жағдайда, LED жарықпен емдеу құрылғысын пайдаланбаңыз.

KZ Сақтық шаралары


- Бұл құрылғының құрамында силикон, пластик бөлшектер және ілгекті-ілмекті бекіткіші бар. Жоғарыда аталған материалдардың кез келгеніне аллергиясы бар адамдар құрылғыны пайдалануды тоқтатып, медицина маманынан кеңес алуы тиіс.
- Бұл құрылғы жад функциясымен жабдықталған. Құрылғы әр қосылған сайын соңғы пайдаланылған емдеу режимін, қарқындылық деңгейін және емдеу уақытын автоматты түрде есте сақтап, қалпына келтіреді.
- LED жарықпен емдеу құрылғысын зарядтау кезінде пайдалануға болмайды.
- Әрбір пайдалану алдында құрылғы өшірулі тұрған кезде өнімді тазалаңыз.
- Тазалау жөніндегі нұсқаулықта көрсетілмеген ешқандай басқа тазалау құралдарын пайдаланбаңыз. Басқа тазалау құралдарын пайдалану LED жарықпен емдеу құрылғысының зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- LED жарықпен емдеу құрылғысын бөлме температурасындағы құрғақ жерде сақтаңыз және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.
- Өнімді ең төменгі немесе ең жоғары сақтау температурасы жағдайынан шығарғаннан кейін, оны пайдаланар алдында 2 сағат бойы бөлме температурасында ұстау ұсынылады.
- Пайдалану кезінде жарық көзіне тікелей қарамаңыз және жарықтың көзге түсуіне жол бермеңіз.

Электр қауіпсіздігі

- USB Type-C зарядкалық кабелін зақымдамаңыз, өзгертпеңіз, қатты бүкпеңіз, бұрамаңыз және қыздырмаңыз. Зақымдалған зарядкалық кабель өртке, электр тогының соғуына немесе құрылғының істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны судың немесе басқа сұйықтықтардың жанында орналастырмаңыз және пайдаланбаңыз. Бұл өртке немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.
- Бұл өнім магниттік бекіткіші бар алынбалы аккумуляторлық батареямен жабдықталған. Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында аккумуляторлық батареяны толық зарядтаңыз.
- Тек құрылғымен бірге жеткізілген арнайы аккумуляторлық батареяны пайдаланыңыз.
- Аккумуляторлық батареяны ашуға, өзгертуге, ауыстыруға немесе мақұлданбаған аккумуляторлық батареяны пайдалануға әрекет жасамаңыз. Дұрыс пайдаланбау аккумулятордың қызып кетуіне, электролиттің ағуына немесе жарылуына әкелуі мүмкін.
- Батареяны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Батареяны кәдеге жарату кезінде жергілікті талаптар мен ережелерді сақтаңыз.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек DC 5В ~ 1А зарядтағышты пайдаланыңыз (максималды шығыс қуаты — 3,5 Вт).
- Шығу тегі белгісіз, сапасы төмен немесе шығыс қуаты 30 Вт-тан асатын зарядтағыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұл өнімнің қызып кетуіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін. Ең жоғары қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 стандартына сәйкес келетін және төмендегі сипаттамалары бар зарядтағышты пайдалану ұсынылады: Kipic: 100-240 В AC Шығыс: DC 5В ~ 1,0А.



Өнім корпусында «Шомылу немесе душ қабылдау кезінде пайдаланбаңыз» деген белгі бар.



1 Қосу/өшіру түймесі

2 Батарея зарядының индикаторы

4 жасыл индикатор жанып тұр: заряд деңгейі 100% (толық зарядталған)
3 жасыл индикатор жанып тұр: қалған заряд шамамен 75%
2 жасыл индикатор жанып тұр: қалған заряд шамамен 50%
1 жасыл индикатор жанып тұр: қалған заряд шамамен 25%
Қызыл индикатор жыпылықтайды: заряд деңгейі 10%-дан төмен, батарея заряды таусылып келеді

3 Дисплей

Таңдалған режимді, қарқындылық деңгейін және таймер уақытын көрсету үшін

4 Таймер түймесі

5 минут / 10 минут / 15 минут


5 Қарқындылық деңгейін таңдау түймесі

I деңгей (төмен қарқындылық)
II деңгей (орташа қарқындылық)
III деңгей (жоғары қарқындылық)

6 Қуат / режим таңдау түймесі

Бес режим: Тері серпімділігін арттыру режимі, Теріні жарқындату режимі, Пигментті дақтарды азайту режимі, Әжімдерді тегістеу режимі, Аймақтық кешенді күтім режимі

7 USB Type-C қосқышы



1 Мойын күтіміне арналған құрылғының қосу/өшіру түймесі

2 Мойын күтіміне арналған құрылғының батарея зарядының индикаторы
 4 жасыл индикатор жанып тұр: заряд деңгейі 100% (толық зарядталған)
 3 жасыл индикатор жанып тұр: қалған заряд шамамен 75%
 2 жасыл индикатор жанып тұр: қалған заряд шамамен 50%
 1 жасыл индикатор жанып тұр: қалған заряд шамамен 25%
 Қызыл индикатор жыпылықтайды: заряд деңгейі 10%-дан төмен, батарея заряды таусылып келеді

3 Қашықтан басқару пультінің дисплейі
 Таңдалған режимді, қарқындылық деңгейін және таймер уақытын көрсету үшін

4 Таймер түймесі
 5 minutes/10 minutes/15 minutes

5 Қарқындылық деңгейін таңдау түймесі
 I деңгей (төмен қарқындылық)
 II деңгей (орташа қарқындылық)
 III деңгей (жоғары қарқындылық)

6 Қуат / режим таңдау түймесі (Қашықтан басқару пульті)
 Мойын күтіміне арналған құрылғы: тек бір ғана емдеу режимі бар

7 USB Type-C қосқышы

Ескерту: Осы нұсқаулықта көрсетілген барлық өнім суреттері, керек-жарақтар және пайдаланушы интерфейсінің кескіндері тек анықтамалық мақсатта берілген. Өнімнің жаңартылуына және жетілдірілуіне байланысты нақты өнімнің сыртқы түрі немесе конфигурациясы суреттерден аздап ерекшеленуі мүмкін. Нақты өнімді негізге алыңыз.

Пайдалану тәртібі

Құрылғыны дайындау

1. Құрылғыны және қаптамадағы барлық керек-жарақтарды шығарып алыңыз.
2. Бетке арналған маска екі магниттік бекіткіші бар алынбалы аккумулятор блогымен жабдықталған (әрқайсысының сыйымдылығы — 1000 мА·сағ, жалпы сыйымдылығы — 2000 мА·сағ). Мойын күтіміне арналған құрылғының ішіне сыйымдылығы 1000 мА·сағ аккумулятор орнатылған. Алғаш рет пайдаланар алдында екі аккумуляторлық батареяны және қашықтан басқару пультіні толық зарядтаңыз. Толық ақпарат алу үшін «Зарядтау жөніндегі нұсқаулық» бөлімін қараңыз.

Жарыққа сезімталдық сынағы

Емдік жарыққа сезімталдық реакциясының бар-жоғын анықтау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:


1. Құрылғыны іске қосу үшін қуат түймесін басыңыз. Қашықтан басқару пульті арқылы құрылғыны қосуға немесе өшіруге, сондай-ақ қажетті емдеу режимін таңдауға болады.
2. Алғашқы сынақ: бетке арналған масканы білектегі терінің шағын бөлігіне тығыз орналастырып, таңдалған режимде толық бір емдеу сеансын орындаңыз (3 минут).
3. Басқа режимге ауысып, сол тері аймағында екінші емдеу сеансын орындаңыз (3 минут).
4. Сынақ аяқталғаннан кейін 24 сағат күтіңіз. Осы уақыт ішінде сынақ жүргізілген аймақта ешқандай жағымсыз реакциялар байқалмауы тиіс.

Жағымсыз реакциялардың анықтамасы: емдеу жүргізілген аймақта ауырсынудың немесе жайсыздықтың пайда болуы, сондай-ақ терінің ұзақ уақыт қызаруы сияқты қалыптан тыс құбылыстарды қамтиды.

Зарядтау жөніндегі нұсқаулық

Бұл құрылғы екі алынбалы 1000 мА·сағ аккумуляторлық батареямен және бір сымсыз қашықтан басқару пультімен (ішіне орнатылған 280 мА·сағ аккумуляторлық батарея) жабдықталған.

Алғаш рет пайдаланар алдында төмендегі нұсқауларды орындаңыз:



Аккумуляторлық батареяны зарядтау жөніндегі нұсқаулық


- Зарядтау алдында аккумуляторлық батареяны бетке арналған маскадан ажыратып алыңыз.
- Әрбір аккумуляторлық батареяның толық зарядталуына шамамен 2 сағат қажет.
- Нақты зарядтау уақыты аккумулятордың қалған заряд деңгейіне байланысты өзгеруі мүмкін.



Зарядтау жөніндегі нұсқаулық

Мойын күтіміне арналған құрылғы кіріктірілген қайта зарядталатын литий аккумуляторымен жабдықталған (мойын күтіміне арналған құрылғы аккумуляторының сыйымдылығы — 1000 мА·сағ).

Алғаш рет пайдаланар алдында төмендегі нұсқауларды орындаңыз:



Аккумуляторлық батареяны зарядтау жөніндегі нұсқаулық

- Жинаққа кіретін USB Type-C зарядкалық кабелін мойын күтіміне арналған құрылғының зарядтау қосқышына жалғаңыз, ал екінші ұшын 5В/1А қуат адаптеріне қосыңыз.
- Зарядтау кезінде мойын күтіміне арналған құрылғыдағы батарея зарядының индикаторы қызыл түспен жыпылықтайды (бірқалыпты бәсеңдеп-жарқырау әсері). Құрылғы толық зарядталғаннан кейін жасыл индикатор тұрақты жанып тұрады.
- Толық зарядталу уақыты шамамен 100 минутты құрайды. Нақты зарядтау уақыты аккумулятордың қалған заряд деңгейіне байланысты өзгеруі мүмкін.



Қашықтан басқару пультін зарядтау жөніндегі нұсқаулық

- Бұл сымсыз қашықтан басқару пульті сыйымдылығы 280 мА·сағ кіріктірілген қайта зарядталатын аккумулятормен жабдықталған.
- Толық зарядталу уақыты шамамен 2 сағатты құрайды.
- Нақты зарядтау уақыты аккумулятордың қалған заряд деңгейіне байланысты өзгеруі мүмкін.

Литий аккумуляторына қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдар

- Аккумулятор толық таусылғаннан кейін ғана зарядтаудан аулақ болыңыз.
- Аккумуляторды шамадан тыс зарядтамаңыз. Зарядтау уақыты 8 сағаттан аспауы тиіс.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, аккумуляторды кемінде үш айда бір рет зарядтау ұсынылады.

Пайдалануды бастау

Пайдалану алдындағы дайындық



1. Бетіңізді тазалаңыз (егер макияж жасалған болса, алдымен макияжды кетіріп, бетіңізді жуыңыз).
2. Бұл өнімді таңертең де, кешке де пайдалануға болады. Оны бет терісін тазалағаннан кейін бірден қолдануға немесе күнделікті тері күтімі рәсіміне енгізуге болады.
3. Пайдаланар алдында құрылғының толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.



Пайдалану қадамдары

1. Қосу/өшіру түймесін басып, бетке арналған масканы іске қосыңыз (жасыл индикатор жыпылықтаған кезде құрылғыны қосуға болады).
2. Бас белдігін қажетті деңгейде реттегеннен кейін бетке арналған масканы киіңіз. Бетке арналған масканың ішкі жағы бетке тығыз жанасып тұруы тиіс.

Бас белдігін реттеу жөніндегі нұсқаулық

1. Отырып немесе тік қалыпта пайдаланған кезде бас белдігін көз ұяларына түсетін қысым барынша аз болатын және силикон көз жастықшалары көз ұяларына жақсы жанасатын күйге келтіріңіз. Бұл құрылғыны дұрыс бекітуге мүмкіндік береді.
2. Егер силикон көз жастықшалары көз ұяларына шамадан тыс қысым түсіріп тұрғандай сезілсе, екі жақтағы бас белдігін сәл босатыңыз.
3. Егер көз жастықшалары мен көз ұяларының арасында жарық өтетін саңылау байқалса, екі жақтағы бас белдігін тартыңыз.
4. Егер бетке арналған маска оңай сырғып кетсе немесе дұрыс орналасуын сақтай алмаса, бас белдігін сәл тартыңыз.
5. Қажетті емдеу режимін қашықтан басқару пультінің түймелері арқылы таңдауға болады.
6. Егер пайдалану кезінде жайсыздық сезілсе, бас белдігін реттеп көруге немесе құрылғыны шешіп, жайлылық қалпына келгенше демалуға болады.
7. Таңдалған емдеу режимінің уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.

Пайдалану алдындағы дайындық



1. Мойын терісін тазалаңыз (егер макияж жасалған болса немесе тері күтіміне арналған құралдар жағылған болса, алдымен теріні тазалау ұсынылады).
2. Бұл өнімді таңертең де, кешке де пайдалануға болады. Сондай-ақ оны күнделікті тері күтімі рәсіміне енгізуге болады.
3. Пайдаланар алдында құрылғының толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.



Пайдалану қадамдары

Қашықтан басқару пульті жоқ жағдайда:

1. Мойын күтіміне арналған құрылғыны мойынға орналастырып, ілгекті-ілмекті бекіткіші бар белдікті ыңғайлы күйге дейін реттеңіз. Жарықдиодты элементтері бар беті мойын терісіне тығыз жанасып тұруы тиіс.
2. Мойын күтіміне арналған құрылғыдағы қосу/өшіру түймесін 2 секунд бойы басып тұрып, құрылғыны іске қосыңыз.
3. Әдепкі параметрлер бойынша таймер 10 минутқа орнатылған және жарық қарқындылығы жоғары деңгейде болады. Осыдан кейін мойынға арналған емдеу сеансы басталады.
4. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін мойын күтіміне арналған құрылғы автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару пульті бар жағдайда мойын күтіміне арналған құрылғыны қашықтан басқару пультімен жұптастыру қажет:

Жұптастыру қадамдары төмендегідей: LED мойын күтіміне арналған құрылғыдағы қуат түймесін жұптастыру режиміне кіру үшін 5 секунд бойы басып тұрыңыз. Мойын күтіміне арналған құрылғының батарея зарядының индикаторы жасыл түстен қызыл түске ауысады, содан кейін жасыл және қызыл индикаторлар кезекпен жылдам жыпылықтай бастайды. Одан кейін қашықтан басқару пультіңдегі қосу/өшіру түймесін қысқа басыңыз. Дыбыстық сигнал естілсе, жұптастыру сәтті аяқталғанын білдіреді.

1. Мойын күтіміне арналған құрылғыны мойынға орналастырып, ілгекті-ілмекті бекіткіші бар белдікті ыңғайлы күйге дейін реттеңіз. Жарықдиодты элементтері бар беті мойын терісіне тығыз жанасып тұруы тиіс.
2. Күнделікті пайдалану алдында мойын күтіміне арналған құрылғыдағы қосу/өшіру түймесін 2 секунд бойы басып тұрып, құрылғыны іске қосыңыз.
3. Қашықтан басқару пультіндегі қуат түймесін басып тұрып, емдеу режиміне өтіңіз.
4. Емдеу барысында қажет болған жағдайда қашықтан басқару пультіндегі таймер түймесі арқылы уақытты (5/10/15 минуттық цикл) және қарқындылық деңгейін (I/II/III деңгейлері) реттеуге болады.
5. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін мойын күтіміне арналған құрылғы автоматты түрде өшеді.

Тағу және реттеу жөніндегі нұсқаулық

Тағу кезінде мойын күтіміне арналған құрылғы мойынға тығыз жанасып тұруы тиіс, бірақ жайсыздық тудырмас үшін тым қатты тартылмауы керек.

Егер қысымның тым күшті екенін сезсеңіз, ілгекті-ілмекті бекіткішін сәл босатыңыз.

Егер мойын күтіміне арналған құрылғы оңай сырғып кетсе, ілгекті-ілмекті бекіткішін сәл тартыңыз.

Сақтық шаралары

- Қашықтан басқару пульті құрылғыдан 2 метрден аспайтын қашықтықта пайдаланылуы тиіс.
- Құрылғыны таққан кезде қарқынды дене қимылдарынан аулақ болыңыз.
- Пайдалану кезінде дененіңізді босаңсытып, диванға немесе төсекке жатып не сүйеніп отыруға болады.

Қашықтан басқару пультін пайдалану жөніндегі нұсқаулық

1. Жинаққа кіретін зарядкалық кабелін қашықтан басқару пультінің USB Type-C қосқышына жалғаңыз.
2. Зарядкалық кабелінің USB ұшын зарядтау үшін 5B/1A қуат адаптеріне қосыңыз.
3. Зарядтау күйінің көрсетілімі:
 - «88» жыпылықтайды → зарядтау жүріп жатыр
 - «88» тұрақты көрсетіледі → зарядтау аяқталды (Пайдаланар алдында зарядкалық кабелін ажыратыңыз.)
4. Заряд деңгейінің төмендігі туралы ескерту: қашықтан басқару пультінің заряды төмен болған кезде «88» белгісі экран сөнгенге дейін үздіксіз жыпылықтайды. Қашықтан басқару пультін дер кезінде зарядтаңыз.

LED бетке арналған маска сымсыз радиожиілікті қашықтан басқару технологиясын пайдаланатындықтан (қашықтан басқару пульті радиожиілікті сигнал жібереді, ал негізгі құрылғы оны қабылдайды), алғашқы пайдалану алдында қашықтан басқару пультін LED бетке арналған маскамен жұптастыру қажет.

Жұптастыру қадамдары төмендегідей: LED бетке арналған маскадағы қуат түймесін жұптастыру режиміне өту үшін 5 секунд бойы басып тұрыңыз. Бетке арналған масканың батарея зарядының индикаторы жасыл түстен қызыл түске ауысады, содан кейін жасыл және қызыл индикаторлар кезекпен жылдам жыпылықтай бастайды.

Бетке арналған масканың режимін таңдау

Режимді таңдау және құрылғыны қосу/өшіру функцияларын біріктіретін түйме («Режим таңдау / Қосу-өшіру» түймесі) арқылы төмендегі емдеу режимі түрлері арасында ауысуға болады:

1-режим: Тері серпімділігін арттыру режимі Қызыл жарық (630 нм) + жақын инфрақызыл жарық (850 нм) + жақын инфрақызыл жарық (1070 нм)
Әсері: Терінің ерте қартаюы мен серпімділігінің төмендеу белгілеріне қарсы бағытталған. Үш түрлі жарық энергиясының бірлескен әсері терінің терең қабаттарына жетіп, коллагеннің түзілуін ынталандырады. Терінің серпімділігі мен тығыздығын айтарлықтай жақсартып, жасушалардың қалпына келу үдерісін жеделдетеді және терінің тегістігін, толықтығын әрі жас көрінісін қалпына келтіруге көмектеседі. 1070 нм толқын ұзындығы жоғары ену қабілетіне ие және терінің терең дерма қабатына, теріасты тіндеріне, тіпті бұлшықет тінінің үстіңгі қабатына дейін жете алады. Беткі әсер ететін жарық толқындарымен салыстырғанда, ол терінің анағұрлым терең құрылымдарына әсер етіп, ұсақ әжімдер мен тері босаңсуының көріністерін азайтуға, сондай-ақ терінің тығыздығы мен серпімділігін арттыруға көмектеседі.

2-режим: Теріні жарқындату режимі Сары жарық (590 нм)
Әсері: Теріні тыныштандырып, белсендіреді. Әсіресе күн сәулесінің әсерінен кейін немесе шаршаған теріні қалпына келтіруге қолайлы. Тері өңін жарқын етіп көрсетуге, тері реңкін біркелкі етуге және теріге табиғи сау жылтыр беруге көмектеседі.

3-режим: Пигментті дақтарды азайту режимі Жасыл жарық (530 нм)
Әсері: Сезімтал немесе күйзеліс әсеріне ұшыраған теріні тыныштандырып, тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі, қызаруды азайтады және тері реңкінің біркелкі болуына ықпал етеді. Терінің табиғи теңгерімді әрі сергек күйде болуына ықпал етеді. Әсіресе реактивті немесе сезімтал теріге қолайлы.

4-режим: Әжімдерді тегістеу режимі Көк жарық (465 нм)
Әсері: Косметикалық тері күтімі рәсімдерінде жиі қолданылады. Көзге көрінетін қызаруды тыныштандыруға, терідегі артық жылтырдың көрінісін азайтуға және терінің анағұрлым таза көрінуіне ықпал етеді. Терінің сергек әрі теңгерімді күйін сақтауға көмектесіп, анағұрлым сау және тегіс тері құрылымының қалыптасуын қолдайды.

5-режим: Аймақтық кешенді күтім режимі (Сары жарық 590 нм + жасыл жарық 530 нм + қызыл жарық 630 нм + жақын инфрақызыл жарық 850 нм + жақын инфрақызыл жарық 1070 нм)
Толқын ұзындықтарының үйлесімі: Сары жарық (590 нм) + жасыл жарық (530 нм) + қызыл жарық (630 нм) + жақын инфрақызыл жарық (850 нм + 1070 нм)
Әсері: Көп диапазонды жарық энергиясын біріктіре отырып, әжімдерді азайту, теріні жарқырату, дақтардың көрінісін бәсеңдету және теріні тазарту сияқты төрт негізгі тері күтімі мақсатының кешенді әсерін қамтамасыз етеді. Терінің терең қабаттарын жан-жақты белсендіруге, тері реңкін біркелкі етуге, пигментацияның көрінісін азайтуға және терінің жалпы жағдайын жақсартуға көмектеседі. Күнделікті кешенді бет күтімі ретінде қалпына келтіру және алдын алу әсерлерін қатар қамтамасыз етіп, терінің жас әрі жарқын көрінісін сақтауға ықпал етеді.

Мойын күтіміне арналған құрылғының емдеу режимі туралы ақпарат

Режим: Тері серпімділігін арттыру режимі

Толқын ұзындықтарының үйлесімі: Қызыл жарық (630 нм) + жақын инфрақызыл жарық (850 нм) + жақын инфрақызыл жарық (1070 нм)

Әсері: Мойын терісіне күтім жасау үшін арнайы әзірленген. Үш түрлі жарық энергиясының жұмсақ әсері терінің терең қабаттарына жетіп, оны ылғалдандыруға және нәрлендіруге көмектеседі. Мойын терісінің серпімділігі мен тығыздығын сақтауға ықпал етіп, күнделікті күтім рәсімін жайлы әрі жағымды етеді. Тұрақты пайдалану кезінде мойын терісінің біртіндеп тегіс әрі жұмсақ болуына көмектесіп, оның жас әрі тартымды көрінісін сақтауға ықпал етеді.

Арнайы ескертулер

1. Емдеуге арналған белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін мойын күтіміне арналған құрылғы автоматты түрде өшеді.
2. Қашықтан басқару пульті өшірілген кезде мойын күтіміне арналған құрылғы да автоматты түрде өшеді.
3. Егер қашықтан басқару пульті арқылы емдеу режимі таңдалғаннан кейін біраз уақыт өткен соң пайдаланушы мойын күтіміне арналған құрылғының түймелерін қайта басса, құрылғы әдепкі түрде 10 минуттық таймер параметріне қайта оралады. Бұл жағдайда мойын күтіміне арналған құрылғы мен қашықтан басқару пультіңдегі таймер көрсеткіштері бір-біріне сәйкес келмеуі мүмкін. Сондықтан емдеу режимін қашықтан басқару пульті арқылы таңдағаннан кейін жарықпен емдеу сеансын бірден бастаған жөн.

Салқын компресс нұсқаулығы

KZ

Сіз жеке қажеттілігіңізге және тері жағдайына қарай сәйкес салқын компресс тәсілін таңдай аласыз:

I. Салқын компресс пакетін дайындау

Жұмсақ салқын компресс

Егер теріні тыныштандыру, босаңсыту немесе шаршауды азайту қажет болса, салқын компресс пакетін тоңазытқыштың салқындату бөлігіне (шамамен 0°C – 10°C) қойып, шамамен 15 минуттан кейін алып пайдаланыңыз. Салқын компресс пакеті шамамен 20°C температурада болады.

* Ескерту: күнделікті сақтау үшін салқын компресс пакетін сақтау қапшығында тоңазытқыштың салқындату бөлігінде ұстау ұсынылады.

Терең салқын компресс

Егер тез салқындату немесе күштірек әсер қажет болса, салқын компресс пакетін мұздатқышқа (шамамен -15°C – -20°C) қойып, шамамен 10 минуттан кейін алып пайдаланыңыз. Салқын компресс пакеті шамамен 15°C температурада болады.

Сақтау бойынша ескерту

Күнделікті жағдайда салқын компресс пакетін тоңазытқыштың салқындату бөлігінде сақтау ұсынылады. Тек терең салқын компресс қажет болғанда ғана мұздатқышқа қою керек. Мұздатқышта сақтау уақыты 15 минуттан аспауы тиіс, әйтпесе мұз кристалдары пайда болуы мүмкін.

II. Қолдану тәсілі

Тоңазытқыштан салқын компресс пакетін алғаннан кейін, оның магниттік бетін бетке арналған масканың магниттік бетімен сәйкес келетін орынға бекітіңіз, содан кейін қажетті аймаққа қойыңыз.

Әрбір салқын компресс сеансын 15–20 минут аралығында жүргізу ұсынылады, жеке төзімділікке қарай уақытты сәл өзгертуге болады. Үздіксіз салқын компресс қажет болған жағдайда, келесі қолдану алдында кемінде 1–2 сағат аралық сақтау ұсынылады.

III. Екі түрлі салқын компресс пакеттерінің функциялары туралы сипаттама

Бұл өнім жиынтығы екі түрлі салқын компресс пакетін қамтиды: толық салқын компресс пакеті және жергілікті салқын компресс пакеті. Олар әртүрлі аймақтардың салқын компресс қажеттіліктерін қанағаттандырады:

Толық салқын компресс пакеті


Беттің үлкен аймағына арналған салқын компресс үшін қолайлы. Беттегі жылу сезімін, қызаруды немесе жеңіл ісінуді азайтуға көмектеседі. Бетті біркелкі салқындату қажет болған кезде қолдануға ыңғайлы.

Ескерту: толық салқын компресс пакетінде бау бар. Әр адамның бет пішіні әртүрлі болғандықтан, егер ол бетке толық жанаспаса, бекіту үшін бауды пайдалануға болады.

Жергілікті салқын компресс пакеті (көз асты аймағына арналған)



Арнайы көз айналасына арналған, төменгі көз асты аймағының контурына дәл сәйкес келеді. Көз ісінуін, күңгірттенуін немесе шаршау сезімін азайтуға көмектеседі. Әсіресе түнгі ұйқы аз болғанда, көзді шамадан тыс қолданғанда немесе косметикалық күтімнен кейін көз аймағына дәл салқын компресс жасау үшін қолайлы.

Салқын компресс нұсқаулығы




Салқын компресс пакетінің магниттік бетін бетке арналған масканың магниттік бетімен сәйкес келтіріп, бекітіңіз.

Толық салқын компресс пакеті



Жергілікті салқын компресс пакеті



Тоңазытқыштан салқын компресс пакетін алғаннан кейін, оның магниттік бетін бетке арналған масканың магниттік бетімен сәйкес келетін орынға бекітіңіз, содан кейін қажетті аймаққа қойыңыз. Әрбір салқын компресс сеансын **15–20 минут** аралығында жүргізу ұсынылады, жеке төзімділікке қарай уақытты сәл өзгертуге болады. Үздіксіз салқын компресс қажет болған жағдайда, келесі қолдану алдында кемінде 1–2 сағат аралық

Пайдалану тәртібі

LED бетке арналған маскамен бірге қолдану

LED бетке арналған масканы қолданғаннан кейін, бет терісінің жағдайына қарай толық немесе жергілікті салқын компресс пакетін пайдаланып, теріні тыныштандыруға болады.

Жеке қолдану

Салқын компресс пакетін бетке арналған маскадан бөлек жеке қолдануға да болады. Күнделікті көз шаршауын азайтуға, бет ісінуін жеңілдетуге, жеңіл соғылудан кейін салқындатуға арналған жағдайларда қолайлы, ыңғайлы әрі практикалық.

* Егер қаласаңыз, салқын компресс пакетін қолданбай, тек бетке арналған масканы жеке жарықпен емдеу үшін пайдалануға да болады.

Салқын компресс пакетін қолдану бойынша ескертулер

Салқын компресс кезінде ұю, шаншу немесе терінің бозаруын сезсеңіз, дереу пайдалануды тоқтатыңыз. Терісі зақымданған, экзема бар немесе қан айналымы бұзылған адамдарға сақтықпен қолдану ұсынылады немесе дәрігер кеңесімен пайдалану керек.

Балалар, қарт адамдар немесе сезімталдығы төмен адамдар салқын компресс пакетін қолданғанда ересек адамның бақылауында болуы тиіс және мұқият қадағалануы қажет.

Қарқындылық деңгейін реттеу

Бетке арналған маска келесі деңгейлер арасында таңдалуы мүмкін:

Қарқындылық 1 (төмен деңгей)

Қарқындылық 2 (орташа деңгей)

Қарқындылық 3 (жоғары деңгей)

Таймерді орнату

Таймерді орнату түймесін басу арқылы келесі уақыттарды таңдауға болады:

• 5 минут • 10 минут • 15 минут

Жад функциясы туралы түсіндірме

Алғашқы қолдану кезінде құрылғы әдепкі түрде келесідей параметрлерге орнатылады: 1-режим (қызыл жарық арқылы белсендіру), 3-деңгей (жоғары қарқындылық), 10 минуттық таймер. Әр қолдану аяқталғаннан кейін құрылғы соңғы пайдаланылған емдеу режимін, қарқындылық деңгейін және таймер параметрін автоматты түрде сақтайды және жадта ұстайды.

Арнайы ескертулер

1. Емдеуге арналған белгіленген уақыт аяқталған кезде, бетке арналған маска автоматты түрде өшеді.
2. Қашықтан басқару пульті өшірілген кезде, бетке арналған маска да бірге өшеді.
3. Егер қашықтан басқару пульті арқылы емдеу режимі таңдалғаннан кейін біраз уақыт өткен соң пайдаланушы бетке арналған масканың түймелерін қайта басса, бетке арналған маска әдепкі түрде 10 минуттық таймер режиміне қайта оралады. Осы жағдайда бетке арналған маска мен қашықтан басқару пультіндегі таймер көрсетілімі сәйкес келмеуі мүмкін. Сондықтан емдеу режимін қашықтан басқару пульті арқылы таңдағаннан кейін жарықпен емдеу сеансын бірден бастаған жөн.

Тазалау және күтім

1. Бетке арналған масканы бөлме температурасындағы құрғақ ортада сақтаңыз. Жинаққа кіретін сақтау қапшығын пайдаланған жөн.
2. Өнімді шаң көп, тікелей күн сәулесі түсетін немесе ылғалды ортада сақтамаңыз.
3. Ішкі құрамдас бөліктерін өз бетіңізше бөлшектеуге немесе өзгертуге болмайды.
4. Әрбір қолданар алдында құрылғыны өшіріп, төмендегі нұсқаулыққа сәйкес бетке арналған масканың жанасу бетін сүртіп тазалаңыз.
5. Бетке арналған масканың силикон бөлігін шамадан тыс бүгуге немесе бұрауға болмайды.
6. Бетке арналған масканың бетіне тікелей косметикалық өнімдерді жақпаңыз.
7. Қолдану кезінде өнімді май, лосьон және парфюмерия сияқты заттармен жанасудан қорғаңыз.

Тазалау нұсқаулығы

1. Бет маскасының негізгі бөлігі силикон материалынан жасалған. Әр қолданудан кейін беткі қабатын түксіз жұмсақ матаны таза суға малып, жайлап сүртіңіз.
2. Тереңірек тазалау қажет болса, спиртсіз және хош иістендіргішсіз жұмсақ бейтарап сабын ерітіндісін қолданып, оны сумен сұйылтып, абайлап сүртіңіз. Содан кейін таза дымқыл матамен қайта сүртіп тазартыңыз.

Салқын компресс пакетін күнделікті тазалау

1. Әр қолданудан кейін жұмсақ дымқыл мата немесе губканы аз мөлшердегі бейтарап тазартқышпен (мысалы, ыдыс жуу сұйықтығы) малып, пакеттің бетін жайлап сүртіп, термен кірді кетіріңіз.
2. Тазартқыш қалдықтарын толықтай таза сумен сүртіп алыңыз, химиялық заттардың PVC материалын зақымдауын болдырмау үшін.
3. Салқын компресс пакетін іліп немесе тегіс жерге қойып, көлеңкелі әрі желдетілетін жерде табиғи түрде кептіріңіз. Тікелей күн сәулесінде кептіруге, жылы ауамен үрлеуге немесе кептіргіште кептіруге болмайды, себебі бұл қартаю процесін жеделдетуі мүмкін.

Салқын компресс пакетін сақтау және алдын ала салқындату бойынша ұсыныстар

Күнделікті сақтау: Тазалап, толық кептіргеннен кейін салқын компресс пакетін тоңазытқыштың салқындату бөлігіне (яғни «қалыпты температура бөлімі») сақтаңыз. **Тоңазытқыштан тыс бөлме температурасында қалдырмаңыз**, әйтпесе ішіндегі конденсат түзуші зат тез буланып, ауа сіңіруі мүмкін, бұл салқын компресс пакетінің ішінде көпіршіктердің пайда болуына әкеліп, қолдану тиімділігіне әсер етеді.

Сақтық шаралары

Өткір заттармен жанасудан сақтаңыз, пакет тесілуі немесе сұйықтықтың ағып кетуін болдырмау үшін.

Өнімді қайнаған сумен жууға немесе микротолқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі PVC материалы жоғары температураға төзімсіз.

Пакеттің тығыздығын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз. Егер қандай да бір зақым байқалса, пайдалануды дереу тоқтатып, өнімді ауыстырыңыз.

Қалдықтарды жою бойынша ескерту

Бұл өнімнің кез келген бөлігін қарапайым тұрмыстық қалдық ретінде тастамаңыз.

Өнім мен оның қашықтан басқару пультінде литий-ионды полимерлі батарея бар. Қоршаған ортаны қорғау мақсатында өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталған кезде:

Толық қапталған құрылғыны өндірушіге немесе оның уәкілетті өкіліне қайтарыңыз немесе өз аймағыңыздағы электрондық қалдықтарды кәдеге жарату ережелерін қатаң сақтай отырып, қауіпсіз түрде қайта өңдеуге жіберіңіз.

Жиі кездесетін мәселелер және шешімдері

Мәселе	Қалай шешу керек
Қашықтан басқару пультінің экраны жанбайды, және жұмыс істемей, бетке арналған масканы басқара алмайды	- Қашықтан басқару пультінің батареясы таусылғанын тексеріңіз, зарядкалық кабелін USB Type-C қосқышына қосып зарядтаңыз. - Зарядтағаннан кейін де жұмыс істемесе, өндірушіге немесе сервистік орталыққа хабарласыңыз.
Қашықтан басқару пультінің экраны жанбайды, бірақ бетке арналған масканы басқара алады	Жұптастыру қадамдары бойынша қашықтан басқару пульті мен бетке арналған масканы қайта қосыңыз. - Маскадағы қуат түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Индикатор алдымен жасыл болып жанады, Содан кейін қызыл түспен жыпылықтайды, бұл құрылғының жұптастыру режиміне өткенін білдіреді. - Қашықтан басқару пультіндегі қосу/өшіру түймесін басу арқылы жұптастыруды аяқтаңыз.
Өнім зарядталмайды	- Зарядкалық кабелін ауыстырыңыз. Егер мәселенің зарядкалық кабельге байланысты екені расталса, бізбен байланысып, кабельді ауыстырып алуыңызға болады. - Егер мәселе әлі де шешілмесе, құрылғыны ауыстыру үшін бізге хабарласыңыз. - Зарядтау адаптері мен кернеуді тексеріңіз. - Құрылғыға қосылған зарядтау адаптерінің дұрыс электр қуатына қосылғанын тексеріңіз және құрылғыда көрсетілген кернеудің жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Салқын компресс пакетінде көпіршіктер пайда болуы / салқын компресс пакеті салмағының 50% азаюы	- Жаңа салқын компресс пакетін ауыстырыңыз

Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнім атауы	Dreame Chrona Pro фотонды қартаюға қарсы бетке арналған маска
Өнім моделі	AB01P
Батарея параметрлері	Түрі: 3,7 В / 1000 мА·сағ литий-полимер батарея (әрқайсысы) Саны: 2 дана алынбалы батарея блогы (жалпы сыйымдылығы: 2000 мА·сағ)
Өнім өлшемдері	Бетке арналған маска: 634 × 233,8 × 5,5 мм Қашықтан басқару пульті: 133,6 × 42,3 × 19 мм
Өнімнің таза салмағы	Бетке арналған маска: шамамен 340,5 г Қашықтан басқару пульті: шамамен 72 г Толық салқын компресс пакеті: шамамен 155 г Жергілікті салқын компресс пакеті: шамамен 18 г
Зарядтау уақыты	Шамамен 2 сағат
Жұмыс уақыты	Толық зарядталған бір батарея: шамамен 60 минут Екі аккумуляторлық батареяны бірге қолдану: жалпы шамамен 120 минут

Өнім атауы	Dreame Chrona Pro фотонды қартаюға қарсы мойын күтіміне арналған құрылғы
Өнім моделі	AB02A
Батарея параметрлері	Түрі: 3,7 В / 1000 мА·сағ кіріктірілген литий-полимер батарея
Өнім өлшемдері	Мойын күтіміне арналған құрылғы: 634 × 233,8 × 5,5 мм
Өнімнің таза салмағы	Мойын күтіміне арналған құрылғы: шамамен 170 г
Зарядтау уақыты	Шамамен 2 сағат
Жұмыс уақыты	Шамамен 60 минут

Попередження

Щоб уникнути ураження електричним струмом, пожежі або інших нещасних випадків, перед використанням уважно прочитайте цей посібник користувача та належним чином зберігайте його для подальшого використання.

- Перед використанням LED пристрою для світлотерапії необхідно спочатку провести тест на чутливість (див. розділ тесту на світлочутливість). Якщо під час використання LED пристрою для світлотерапії у вас виникає алергічна реакція, не використовуйте цей виріб. Цей пристрій призначений лише для домашнього догляду за здоров'ям і може використовуватися пацієнтом самостійно.
- Не використовуйте LED пристрій для світлотерапії у спосіб, не визначений у цій інструкції з експлуатації. Будь-яке інше використання LED пристрою для світлотерапії, окрім чітко визначеного в цій інструкції з експлуатації, не було протестовано, і відповідні ризики є невідомими. Конструкція цього пристрою не передбачає його використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями; необхідний належний нагляд або інструктаж щодо безпечного використання пристрою, щоб уникнути ризику пожежі або опіків.
- Якщо ви відчуваєте перегрів пристрою або дискомфорт шкіри через підвищену температуру, негайно вимкніть і зніміть LED пристрій для світлотерапії.
- Цей продукт під час використання працює в бездротовому режимі. Підключайте зарядний кабель лише під час заряджання.
- Під час заряджання зарядний кабель може становити ризик удусення через заплутування. У будь-який час пристрій і зарядний кабель повинні зберігатися в місцях, недоступних для дітей.
- Обов'язково зніміть макіяж перед використанням LED пристрою для світлотерапії для догляду. Деякі компоненти косметики можуть спричиняти фоточутливість або знижувати ефективність догляду. Якщо використовувати LED пристрій для світлотерапії без повного видалення макіяжу, це може спричинити шкірні реакції або знизити ефективність догляду. Цей пристрій не призначений для використання дітьми. Забезпечте належний нагляд, щоб діти не гралися з пристроєм, щоб уникнути ризику пожежі та опіків.
- Не використовуйте LED пристрій для світлотерапії поблизу джерел води або в середовищі, де на нього може потрапити вода. Якщо ви підозрюєте, що LED пристрій для світлотерапії контактував з водою, не використовуйте його. Не допускайте сильних ударів по пристрою, щоб уникнути пошкодження світлових елементів.
- Тримайте LED пристрій для світлотерапії подалі від гарячих поверхонь. За необхідності зверніться до виробника для допомоги в установці, використанні або обслуговуванні пристрою, або для повідомлення про ненормальну роботу чи інциденти.
- Якщо виріб, пульт керування або зарядний кабель USB Type-C мають будь-які пошкодження, не використовуйте LED пристрій для світлотерапії. Під час увімкнення не залишайте пристрій без нагляду, щоб уникнути ризику пожежі, опіків або інших небезпек.
- Після вилучення виробу з середовища з мінімальною / максимальною температурою зберігання рекомендується витримати його 2 години перед використанням.
- Під час використання не дивіться безпосередньо на світло та не допускайте його потрапляння в очі.
- Не використовуйте LED пристрій для світлотерапії поблизу пристроїв, що використовують бездротові технології.

UA Застереження


- Цей пристрій містить силікон, пластикові деталі та матеріал застібки-липучки. Особи з відомою алергією на будь-який із зазначених матеріалів повинні припинити використання та звернутися до медичного фахівця.
- Пристрій має функцію пам'яті. Під час кожного увімкнення він автоматично зберігає та відновлює останній використаний режим догляду, рівень інтенсивності та час процедури.
- LED пристрій для світлотерапії не може використовуватися в режимі заряджання.
- Перед кожним використанням очищайте виріб у вимкненому стані.
- Не використовуйте будь-які інші засоби очищення, не зазначені в інструкції з очищення. Використання інших засобів очищення може пошкодити LED пристрій для світлотерапії.
- Зберігайте LED пристрій для світлотерапії в сухому середовищі за кімнатної температури та уникайте прямого сонячного проміння.
- Після вилучення виробу з середовища з мінімальною / максимальною температурою зберігання рекомендується витримати його 2 години перед використанням.
- Під час використання не дивіться безпосередньо на світло та не допускайте його потрапляння в очі.

Електрична безпека


- Не пошкоджуйте, не модифікуйте, не згинайте, не скручуйте та не нагрівайте зарядний кабель USB Type-C. Пошкоджений зарядний кабель може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або несправність.
- Не розміщуйте та не використовуйте пристрій поблизу води або інших рідин. Інакше це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Цей виріб використовує магнітний знімний акумуляторний блок. Перед першим використанням повністю зарядіть акумуляторний блок.
- Використовуйте лише спеціальний акумуляторний блок, що постачається з пристроєм.
- Не намагайтеся відкривати, модифікувати, замінювати або використовувати несанкціоновані акумуляторні блоки. Неправильне використання може призвести до перегріву, витоку або вибуху.
- Не викидайте батареї разом із побутовими відходами. Дотримуйтесь місцевих правил утилізації.
- Використовуйте для заряджання пристрою лише зарядний пристрій DC 5V = 1A (максимальна вихідна потужність 3,5 Вт).
- Не використовуйте невідомі, низькоякісні зарядні адаптери або такі, що перевищують вихідну потужність 30 Вт, інакше це може призвести до перегріву або пошкодження виробу. Для максимальної безпеки рекомендується використовувати зарядний пристрій, що відповідає стандарту IEC 60601-1:2005 + AMD2: 2020, з такими характеристиками: вхід: 100-240VAC, вихід: DC 5V = 1,0A.



На корпусі виробу зазначено: «Не використовувати під час прийняття ванни або душу».



- 1** Кнопка ввімкнення/вимкнення
- 2** Індикатор заряду батареї
4 зелені індикатори світяться: заряд 100% (повністю заряджено)
3 зелені індикатори світяться: залишок заряду приблизно 75%
2 зелені індикатори світяться: залишок заряду приблизно 50%
1 зелений індикатор світиться: залишок заряду приблизно 25%
Червоний індикатор блимає: заряд нижче 10%, низький рівень заряду батареї
- 3** Дисплей
Для перегляду обраного режиму / рівня інтенсивності / таймера
- 4** Кнопка таймера
5 хвилин / 10 хвилин / 15 хвилин
- 5** Кнопка рівня інтенсивності
I рівень (низька інтенсивність)
II рівень (середня інтенсивність)
III рівень (висока інтенсивність)
- 6** Кнопка живлення / вибору режиму
П'ять режимів: режим підвищення пружності шкіри, режим освітлення шкіри, режим зменшення пігментних плям, режим розгладження зморшок, режим зонального комплексного догляду
- 7** Порт USB Type-C



- | | |
|--|--|
| <p>1 Кнопка ввімкнення/вимкнення пристрою для догляду за шиєю</p> | <p>4 Кнопка таймера
5 хвилин / 10 хвилин / 15 хвилин</p> |
| <p>2 Індикатор заряду батареї пристрою для догляду за шиєю
4 зелені індикатори світяться: заряд 100% (повністю заряджено)
3 зелені індикатори світяться: залишок заряду близько 75%
2 зелені індикатори світяться: залишок заряду близько 50%
1 зелені індикатори світяться: залишок заряду близько 25%
Червоний індикатор блимає: заряд нижче 10%, низький рівень заряду батареї</p> | <p>5 Кнопка рівня інтенсивності
I рівень (низька інтенсивність)
II рівень (середня інтенсивність)</p> <p>6 Кнопка живлення / вибору режиму (пульт керування)
Пристрій для догляду за шиєю: лише один режим догляду</p> |
| <p>3 Дисплей пульта керування
Для перегляду обраного режиму / рівня інтенсивності / таймера</p> | <p>7 Порт USB Type-C</p> |

Примітка: усі зображення виробу, аксесуарів та інтерфейсу користувача в цьому посібнику наведені лише для довідки. У зв'язку з оновленням і вдосконаленням продукту фактичний виріб може незначно відрізнятись від зображень, будь ласка, орієнтуйтеся на фактичний продукт.

Налаштування пристрою

1. Вийміть пристрій та всі аксесуари, що входять до комплекту.
2. Маска для обличчя оснащена двома магнітними знімними акумуляторними блоками (кожен ємністю 1000 мА·год, загалом 2000 мА·год), пристрій для шиї містить акумулятор 1000 мА·год. Перед першим використанням повністю зарядіть обидва акумуляторні блоки та пульт керування; деталі див. у розділі «Інструкція з заряджання».

Тест на фоточутливість

Дотримуйтесь наведених нижче кроків, щоб перевірити, чи маєте ви чутливість до терапевтичного світла:


1. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. За допомогою пульта керування можна вмикати/вимикати пристрій і вибирати потрібний режим догляду.
2. Початковий тест: щільно прикладіть маску для догляду за обличчям до невеликої ділянки шкіри передпліччя та виконайте один повний цикл догляду в обраному режимі (3 хвилини).
3. Перейдіть до іншого режиму та виконайте другий цикл догляду на тій самій ділянці шкіри (3 хвилини).
4. Після завершення тесту зачекайте 24 години. Протягом цього часу на тестовій ділянці не повинно виникати жодних небажаних реакцій.

Небажані реакції визначаються як біль або дискомфорт у зоні впливу, а також стійке почервоніння шкіри чи інші аномальні прояви.

UA Інструкція із заряджання

Пристрій оснащений двома знімними акумуляторними блоками 1000 мА·год та бездротовим пультом керування (вбудований акумулятор 280 мА·год).

Перед першим використанням дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:



Інструкція із заряджання акумуляторних блоків


- Перед заряджанням зніміть акумуляторні блоки з маски для обличчя.
- Повна зарядка кожного акумуляторного блока займає приблизно 2 години.
- Фактичний час заряджання може залежати від залишкового рівня заряду.



Інструкція із заряджання

Пристрій для догляду за шиєю має вбудований літій-полімерний акумулятор (ємність 1000 мА·год).

Перед першим використанням дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:



Інструкція із заряджання акумуляторних блоків

- Використовуйте зарядний кабель USB Type-C, підключивши його до зарядного порту пристрою для догляду за шиєю, а інший кінець — до зарядного адаптера 5V/1A.
- Під час заряджання індикатор заряду батареї на пристрої для догляду за шиєю блимає червоним світлом (ефект дихання); після повного заряджання світиться зеленим безперервно.
- Повний час заряджання становить приблизно 100 хвилин, фактичний час може залежати від залишкового заряду.



Інструкція із заряджання пульта керування

- Цей бездротовий пульт керування має вбудований акумулятор 280 мА·год.
- Повна зарядка займає приблизно 2 години.
- Фактичний час заряджання може залежати від залишкового рівня заряду.

Рекомендації з обслуговування літієвого акумулятора

- Уникайте повного розряджання акумулятора перед заряджанням.
- Уникайте перезаряджання акумулятора; не перевищуйте час заряджання 8 годин.
- Якщо пристрій тривалий час не використовується, рекомендується заряджати акумулятор щонайменше один раз на три місяці.

Початок використання

Підготовка перед використанням



1. Очистіть шкіру обличчя (якщо нанесено макіяж, спочатку зніміть його та вмийтеся).
2. Цей виріб можна використовувати вранці та ввечері; його можна застосовувати після очищення шкіри або включати до щоденного догляду за шкірою.
3. Перед використанням переконайтеся, що заряд батареї повний.



Кроки використання

1. Злегка натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб увімкнути маску для обличчя (миготіння зеленого індикатора означає готовність до ввімкнення).
2. Відрегулюйте ремінець і надіньте маску для обличчя так, щоб внутрішня частина щільно прилягала до обличчя.

Інструкції з регулювання ремінця

1. Під час використання в сидячому положенні ремінець слід відрегулювати так, щоб тиск на очні западини був мінімальним, а силіконові накладки для очей щільно прилягали до очних западин, фіксуючи виріб.
2. Якщо ви відчуваєте надмірний тиск силіконових накладок на очні западини, послабте ремінець з обох боків.
3. Якщо між накладками та очними западинами є зазор і відбувається витік світла, затягніть ремінець з обох боків.
4. Якщо маска сповзає і не утримується у правильному положенні, трохи затягніть ремінець.
5. За допомогою кнопок пульта керування можна вибрати потрібний режим догляду.
6. Якщо під час носіння виникає дискомфорт, відрегулюйте ремінець або зніміть маску та відпочиньте до відновлення комфорту.
7. Після завершення встановленого часу роботи пристрій автоматично вимикається.

Підготовка перед використанням



1. Очистіть шкіру шиї (якщо нанесено макіяж або засоби догляду, рекомендується спочатку очистити шкіру).
2. Цей виріб можна використовувати вранці та ввечері, а також включати до щоденного догляду за шкірою.
3. Перед використанням переконайтеся, що заряд батареї повний.



Кроки використання

За відсутності пульта керування:

1. Оберніть пристрій для догляду за шиєю навколо шиї та відрегулюйте застібку-липучку до комфортного положення, щоб поверхня зі світлодіодами щільно прилягала до шкіри шиї.
2. Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення на пристрої для догляду за шиєю протягом 2 секунд для увімкнення.
3. За замовчуванням встановлюється таймер 10 хвилин і високий рівень інтенсивності світла; запускається режим догляду за шиєю.
4. Після завершення встановленого часу пристрій для догляду за шиєю автоматично вимикається.

За наявності пульта керування необхідно виконати сполучення пристрою для шиї та пульта:

Кроки сполучення: натисніть і утримуйте кнопку живлення на LED пристрої для догляду за шиєю протягом 5 секунд, щоб увійти в режим сполучення. Індикатор пристрою для догляду за шиєю зміниться із зеленого на червоний, після чого почне швидко блимати червоним і зеленим. Потім коротко натисніть кнопку ввімкнення на пульті; звуковий сигнал «дін» означає успішне

1. Оберніть пристрій для догляду за шиєю навколо шиї та відрегулюйте застібку-липучку до комфортного положення, щоб поверхня зі світлодіодами щільно прилягала до шкіри шиї.
2. Для щоденного використання натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення на пристрої для догляду за шиєю протягом 2 секунд для запуску.
3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення на пульті керування, щоб увійти в режим догляду.
4. Під час процедури можна за потреби регулювати тривалість за допомогою кнопки таймера на пульті (циклічно 5/10/15 хвилин), а також рівень інтенсивності (вибір I/II/III).
5. Після завершення встановленого часу пристрій для догляду за шиєю автоматично вимикається.

Інструкції з регулювання під час носіння

Під час носіння пристрій для догляду за шиєю повинен щільно прилягати до шиї, але не бути надто тугим, щоб уникнути дискомфорту. Якщо відчувається надмірний тиск, послабте застібку-липучку. Якщо пристрій для догляду за шиєю сповзає, трохи затягніть застібку-липучку.

Застереження

- Пульт керування слід використовувати на відстані не більше 2 метрів від виробу.
- Під час носіння уникайте інтенсивної фізичної активності.
- Під час використання можна лежати або відпочивати, спираючись на диван чи ліжко, розслабивши тіло.

Інструкція з керування пультом

1. Використовуйте зарядний кабель, що входить до комплекту, для підключення до порту USB Type-C пульта керування.
2. Підключіть USB-штекер кабелю до зарядний адаптер 5V 1A для заряджання.
3. Індикація стану заряджання:
 - "88" блимає → триває заряджання
 - "88" світиться постійно → заряджання завершено
 (Перед використанням обов'язково від'єднайте зарядний кабель)
4. Попередження про низький заряд: коли заряд пульта низький, "88" продовжує блимати, доки екран не вимкнеться. Своєчасно заряджайте пристрій.

Оскільки LED маска для обличчя використовує бездротовий радіочастотний пульт керування (пульт передає радіосигнал, основний пристрій його приймає), під час першого використання необхідно виконати сполучення пульта з LED маскою для обличчя. Кроки сполучення: натисніть і утримуйте кнопку живлення на LED масці протягом 5 секунд, щоб увійти в режим сполучення. Індикатор

Операція ввімкнення/вимкнення живлення

UA

Вибір режимів маски для обличчя

Натискання кнопки «вибір режиму / увімкнення/вимкнення» (ця кнопка виконує також функцію вибору режиму та керування живленням) дозволяє перемикатися між такими режимами догляду:

Режим 1: режим підвищення пружності шкіри червоне світло (630nm) + ближнє інфрачервоне світло (850nm) + ближнє інфрачервоне світло (1070nm)

Ефект: спрямований на ознаки раннього старіння та втрати пружності шкіри. Три типи світлової енергії синергічно діють, проникаючи в глибокі шари шкіри та сприяючи синтезу нового колагену. Підвищує еластичність і пружність, прискорює процес клітинного відновлення, повертаючи шкірі гладкість, об'ємність і молоде сяйво.

Довжина хвилі 1070nm має високу проникну здатність і досягає глибоких шарів дерми, підшкірної тканини та навіть поверхневих м'язових шарів. У порівнянні з поверхневими хвилями вона впливає на глибші структури шкіри, сприяючи зменшенню дрібних зморшок і провисання, а також підвищенню пружності та еластичності шкіри.

Режим 2: режим освітлення шкіри жовте світло (590nm)

Ефект: заспокоює та активізує шкіру, особливо підходить для відновлення після впливу сонця або в стані втоми. Сприяє освітленню тону шкіри, вирівнюванню текстури та наданню здорового сяйва.

Режим 3: режим зменшення пігментних плям зелене світло (530nm)

Ефект: заспокоює та балансує чутливу або стресову шкіру, зменшує почервоніння та сприяє вирівнюванню тону. Надає шкірі природного балансу та свіжості, особливо підходить для реактивної або чутливої шкіри.

Режим 4: режим розгладження зморшок синє світло (465nm)

Ефект: часто використовується в косметичному догляді, допомагає зменшити видиме почервоніння, знизити жирний блиск і підтримує більш чистий вигляд шкіри. Зберігає шкіру свіжою та збалансованою, сприяючи формуванню більш здорової та ніжної текстури.

Режим 5: режим зонального комплексного догляду жовте світло (590nm) + зелене світло (530nm) + червоне світло (630nm) + ближнє інфрачервоне світло (850nm + 1070nm)

Комбінація довжин хвиль: жовте світло (590nm) + зелене світло (530nm) + червоне світло (630nm) + ближнє інфрачервоне світло (850nm + 1070nm)

Ефект: поєднує багатодіапазонну світлову енергію для одночасної реалізації чотирьох цілей догляду — проти зморшок, освітлення, зменшення пігментації та очищення. Комплексно активує глибокі шари шкіри, вирівнює тон, зменшує пігментацію та покращує загальний стан шкіри. Як щоденний комплексний догляд за обличчям, поєднує відновлювальну та профілактичну дію, забезпечуючи тривале молоде сяйво.

Опис режиму догляду пристрою для догляду за шиєю

Режим: режим підвищення пружності шкіри

Комбінація довжин хвиль: червоне світло (630nm) + ближнє інфрачервоне світло (850nm) + ближнє інфрачервоне світло (1070nm)

Ефект: спеціально розроблений для догляду за шкірою шиї, завдяки трьом типам світлової енергії забезпечує глибоке проникнення та зволожувальний ефект. Допомогає підтримувати пружність і еластичність шкіри шиї, роблячи щоденний догляд більш приємним. При регулярному використанні шкіра шиї стає більш гладкою, м'якою та зберігає молодий вигляд.

Особливі примітки

1. Після завершення встановленого часу догляду пристрій для догляду за шиєю автоматично вимикається.
2. Під час вимкнення пульта керування пристрій для шиї також вимикається.
3. Якщо після вибору режиму догляду за допомогою пульта користувач через деякий час знову натискає кнопки на пристрої для догляду за шиєю, пристрій за замовчуванням повертається до таймера 10 хвилин. У цьому випадку показники таймера на пристрої для догляду за шиєю та на пульті керування можуть не збігатися. Тому рекомендується після вибору режиму за допомогою пульта одразу запустити світлотерапію.

Інструкція з холодного компресу

UA

Ви можете обрати відповідний спосіб холодного компресу відповідно до особистих потреб і стану шкіри:

I. Підготовка пакета для холодного компресу

М'який холодний компрес

Якщо необхідне заспокоєння, розслаблення або зменшення втоми, покладіть пакет для холодного компресу горизонтально в холодильну камеру (температура приблизно 0°C ~ 10°C) приблизно на 15 хвилин, після чого дістаньте для використання. Температура пакета для холодного компресу становить приблизно 20°C.

* Примітка: у щоденному використанні рекомендується зберігати пакет для холодного компресу в сумці для зберігання в холодильній камері.

Глибокий холодний компрес

Якщо необхідне швидке охолодження або посилений ефект, покладіть пакет для холодного компресу горизонтально в морозильну камеру (температура приблизно -15°C ~ -20°C) приблизно на 10 хвилин, після чого дістаньте для використання. Температура пакета для холодного компресу становить приблизно 15°C.

Інструкції зі зберігання

У щоденному використанні рекомендується зберігати пакет для холодного компресу в холодильній камері, а в морозильну камеру поміщати лише за потреби глибокого охолодження. Час перебування в морозильній камері не повинен перевищувати 15 хвилин, інакше може утворитися крижана крихта.

II. Спосіб використання

Після вилучення з холодильника прикріпіть магнітну сторону пакета для холодного компресу до відповідної магнітної сторони маски для обличчя та зафіксуйте на потрібній ділянці.

Рекомендована тривалість кожної процедури становить 15–20 хвилин; її можна коригувати залежно від індивідуальної чутливості. За потреби безперервного використання робіть інтервал щонайменше 1–2 години між процедурами.

III. Опис двох типів пакетів для холодного компресу

У комплекті передбачено два типи аксесуарів: маска холодного компресу для всього обличчя та локальний пакет для холодного компресу, які відповідають різним потребам догляду:

Маска холодного компресу для всього обличчя

Призначений для охолодження великих ділянок обличчя, допомагає зменшити відчуття жару, почервоніння або легку набряклість. Підходить для рівномірного охолодження всього обличчя.

Примітка: маска холодного компресу для всього обличчя оснащена ремінцем.

Через індивідуальні відмінності контурів обличчя, якщо під час використання неможливо забезпечити повне прилягання, можна використовувати ремінець для фіксації.


Локальний пакет для холодного компресу (для зони під очима)

Спеціально розроблений для зони навколо очей, щільно прилягає до нижньої орбітальної області та допомагає зменшити набряклість, тьмяність або втому очей. Особливо підходить після недосипання, тривалого навантаження на очі або як точковий холодний догляд після косметичних процедур.


Інструкція з холодного компресу



Маска холодного компресу для всього обличчя



Локальний пакет для холодного компресу



Після вилучення з холодильника прикріпіть магнітну сторону пакета для холодного компресу до відповідної магнітної сторони маски для обличчя та зафіксуйте на потрібній ділянці.

Рекомендована тривалість кожного холодного компресу становить **15–20 хвилин**; її можна коригувати залежно від індивідуальної чутливості. За потреби безперервного використання робіть інтервал щонайменше 1–2 години між

Як використовувати

Використання разом із маскою для догляду за обличчям

Після використання LED маски для догляду за обличчям можна обрати загальний або локальний пакет для холодного компресу відповідно до стану шкіри, щоб заспокоїти та зняти подразнення.

Окреме використання

Пакети для холодного компресу також можна використовувати без маски для обличчя. Підходить для щоденного зняття втоми очей, усунення набрякості обличчя, легких ударів та швидкого охолодження в різних ситуаціях, зручно та гнучко.

* Якщо ви хочете, пакет для холодного компресу можна зняти і використовувати маску для обличчя окремо для світлотерапії.

Застереження щодо використання пакета для холодного компресу

Якщо під час холодного компресу ви відчуваєте оніміння, поколювання або побіління шкіри, негайно припиніть використання. Особам із пошкодженнями шкіри, екземою або порушеннями кровообігу слід використовувати з обережністю або під наглядом лікаря.

Діти, літні люди або особи зі зниженою чутливістю повинні використовувати пакет для холодного компресу лише під наглядом дорослих.

Рівні інтенсивності

Маска для обличчя має такі рівні інтенсивності:

Рівень 1 (низький)

Рівень 2 (середній)

Рівень 3 (високий)

Налаштування таймера

Натисніть кнопку налаштування таймера, щоб обрати тривалість використання:

• 5 хвилин • 10 хвилин • 15 хвилин

Опис функції пам'яті

Під час першого використання пристрій за замовчуванням встановлено на: режим 1 (активуюче червоне світло), рівень інтенсивності 3 (високий), таймер 10 хвилин. Після кожного використання пристрій автоматично запам'ятовує останній використаний режим догляду, рівень інтенсивності та налаштування таймера.

Особливі примітки

1. Після завершення встановленого часу догляду маска для обличчя автоматично вимикається.
2. Під час вимкнення пульта керування маска для обличчя також вимикається.
3. Якщо після вибору режиму за допомогою пульта користувач через деякий час знову натискає кнопки на масці для обличчя, маска для обличчя за замовчуванням повертається до таймера 10 хвилин. У цьому випадку значення таймера на масці для обличчя та пульті керування можуть не збігатися. Тому рекомендується після вибору режиму за допомогою пульта одразу запускати світлотерапію.

Очищення та догляд

1. Зберігайте маску для обличчя в сухому середовищі за кімнатної температури. Рекомендується використовувати сумку для зберігання, що входить до комплекту.
2. Не зберігайте виріб у запиленому, вологому середовищі або під прямими сонячними променями.
3. Не розбирайте та не модифікуйте внутрішні компоненти самостійно.
4. Перед кожним використанням вимикайте пристрій і очищайте контактні поверхні маски для обличчя відповідно до наведених нижче інструкцій.
5. Уникайте надмірного згинання або скручування силіконових частин маски для обличчя.
6. Не наносіть косметичні засоби безпосередньо на поверхню маски для обличчя.
7. Під час використання уникайте контакту виробу з жирами, лосьйонами та парфумами.

Інструкція з очищення

1. Основна частина маски виготовлена із силікону. Після кожного використання протирайте поверхню м'якою безворсовою тканиною, змоченою чистою водою.
2. Для глибокого очищення можна використовувати м'який нейтральний мийний засіб без спирту та ароматизаторів, розведений у воді, після чого обережно протерти чистою вологою тканиною.

Щоденне очищення пакета для холодного компресу

1. Після кожного використання протирайте поверхню пакета м'якою вологою тканиною або губкою з невеликою кількістю нейтрального мийного засобу (наприклад, засобу для миття посуду), щоб видалити піт або забруднення.
2. Ретельно видаляйте залишки мийного засобу чистою водою, щоб уникнути корозії матеріалу PVC.
3. Сушіть пакет для холодного компресу, підвісивши або розклавши його в затіненому, добре провітрюваному місці. Не сушіть під прямим сонцем, не використовуйте сушарку або гаряче повітря, щоб уникнути прискореного старіння матеріалу.

Зберігання та попереднє охолодження пакета для холодного компресу

Щоденне зберігання: після очищення та висушування зберігайте пакет для холодного компресу в холодильній камері (тобто «звичайному відсіку»). **Не залишайте при кімнатній температурі поза холодильником**, інакше внутрішній охолоджувальний агент може швидко випаровуватися і змішуватися з повітрям, що призведе до утворення бульбашок і погіршення ефекту.

Застереження

Уникайте контакту з гострими предметами, щоб запобігти пошкодженню та витoku рідини.

Не мийте окропом і не нагрівайте в мікрохвильовій печі, оскільки матеріал PVC не витримує високих температур.

Регулярно перевіряйте герметичність виробу. У разі пошкодження негайно припиніть використання та замініть виріб.

Інструкції щодо утилізації

Не викидайте жодні частини виробу разом зі звичайними побутовими відходами.

Цей виріб і його пульт керування містять літій-іонний полімерний акумулятор. Для захисту довкілля після завершення терміну служби виробу:

поверніть повністю упакований пристрій виробнику або його авторизованому представнику, або дотримуйтесь місцевих правил утилізації електронних відходів для безпечної переробки.

Часті запитання та вирішення

Проблема	Як вирішити
Екран пульта керування не світиться, і пристрій не реагує, неможливо керувати маскою для обличчя	- Перевірте, чи не розрядився пульт керування, та підключіть зарядний кабель до порту USB Type-C для заряджання. - Якщо після заряджання пристрій усе ще не працює, зверніться до виробника або сервісного центру для діагностики.
Екран пульта керування не світиться, але він може керувати маскою для обличчя	Виконайте повторне сполучення пульта керування з маскою для обличчя відповідно до інструкції: - Натисніть і утримуйте кнопку живлення маски протягом 5 секунд. Індикатор спочатку стане зеленим, потім почне блимати червоним, що означає перехід у режим сполучення. - Натисніть кнопку ввімкнення на пульті для завершення сполучення.
Виріб не заряджається	- Замініть зарядний кабель. Якщо проблема пов'язана з зарядним кабелем, ми можемо замінити його для вас. - Якщо проблема не вирішена, зверніться до нас для заміни пристрою. - Перевірте зарядний адаптер та напругу. - Перевірте, чи зарядний адаптер, до якого підключено пристрій, працює належним чином, і чи відповідає напруга пристрою місцевій мережевій напрузі.
У пакеті для холодного компресу з'явилися бульбашки / вага пакета зменшилася на 50%	- Замініть пакет для холодного компресу на новий

Технічні характеристики продукції

Назва продукту	Dreame Chrona Pro фотонна маска для догляду за шкірою з ефектом уповільнення старіння
Модель продукту	AB01P
Параметри акумулятора	Тип: літій-полімерний акумулятор 3,7V / 1000mAh (кожен) Кількість: 2 знімні акумуляторні блоки (загальна ємність: 2000mAh)
Розміри виробу	Маска для обличчя: 634*233,8*5,5mm Пульт керування: 133,6*42,3*19mm
Вага нетто	Маска для обличчя: приблизно 340,5g Пульт керування: приблизно 72g Маска холодного компресу для всього обличчя: приблизно 155g Локальний пакет для холодного компресу: приблизно 18g
Час заряджання	приблизно 2 години
Час автономної роботи	Одна повністю заряджена батарея: приблизно 60 хвилин Дві батареї у комбінації: загалом приблизно 120 хвилин

Назва продукту	Dreame Chrona Pro фотонний пристрій для догляду за шиєю з ефектом уповільнення старіння
Модель продукту	AB02A
Параметри акумулятора	Тип: вбудований літій-полімерний акумулятор 3,7V / 1000mAh
Розміри виробу	Пристрій для догляду за шиєю: 634*233,8*5,5mm
Вага нетто	Пристрій для догляду за шиєю: приблизно 170g
Час заряджання	приблизно 2 години
Час автономної роботи	приблизно 60 хвилин

Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp
+31 20 793 2050 Ext. 800
compliance.eu@dreame.tech



For more details, please scan the QR code
to obtain the electronic manual.



User manual version number: V 1.0

Service website: <http://global.dreametech.com>
Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance
and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,
Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free
Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China

追觅产品包装图纸

图纸提供单位

追觅贸易（天津）有限公司

项目名称

【P2624A】追觅光子冻龄美肤面罩Chrona Pro Max-说明书

版本号

V1.0

设计时间

2026.06.30

责任设计师

张笑笑

材质工艺要求

材质要求： 封面:157g金东太空梭哑粉纸,单面过油;
内页:68g晨鸣云镜

工艺要求： 胶装

尺寸要求： 70mm×135mm

颜色及专色： Pantone cool gray 11c

注：次页面非印刷内容

变更履历

注：本页 不做印刷

版本	生效日期	变更原因	变更描述	起草人
Rev.	Date of Application	Reason of Change	Change Description	Originator