

ARTEMIS

BLUSH EDITION

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Модель: E100B-1



RENPHO
REJUVEN

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

Українська..... 01 ~ 12

Русский..... 13 ~ 24

English..... 25 ~ 36

Дякуємо за придбання цього пристрою.
Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням та дотримуйтеся усіх інструкцій.
Оскільки ми постійно покращуємо нашу продукцію, характеристики можуть змінюватися – якщо функції відрізняються від описаних у посібнику, орієнтуйтеся на фактичний пристрій. Збережіть цей посібник для подальшого використання.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Накладки для очей, що входять до комплекту, підвищують безпеку, блокуючи інфрачервоне світло та інші джерела світла. Якщо пристрій використовується без встановлених накладок, уникайте прямого погляду на джерело світла, обмежте тривалий вплив та тримайте очі закритими під час використання.
2. Перед першим використанням повністю зарядіть контролер.
3. Маска містить електронні схеми та LED-модулі – уникайте стискування, згинання та розміщення важких предметів на ній.
4. Використовуйте лише джерело живлення з вихідною потужністю ≤ 15 Вт.
5. Припиніть використання при виникненні дискомфорту.
6. Для кращого вбирання використовуйте разом з одноразовими масками для обличчя, що містять натуральні інгредієнти, або засобами догляду за шкірою, наприклад, засобами проти акне або відбілюючими засобами, щоб посилити ефект.
7. Маска містить силікон і може мати легкий запах після розпакування – це нормально, і запах швидко зникне.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не залишайте пристрій без нагляду увімкненого стану, щоб уникнути ризику пожежі або опіків.
- Цей пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також людьми без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом, не навчені або не використовують пристрій разом з іншою людиною для запобігання ризику пожежі або опіків.
- Пристрій не призначений для дітей. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб не грати з пристроєм та уникнути ризику пожежі та опіків.
- НЕ мийте електричні частини водою або іншими рідинами.
- Вода та електрика – небезпечне поєднання. Щоб уникнути небезпеки:
 - не використовуйте пристрій у вологому середовищі (наприклад, у ванній кімнаті, душі або біля басейну);
 - не допускайте потрапляння води всередину пристрою.
- Не використовуйте пристрій, якщо він працює неправильно, і зверніться до служби підтримки.
- Не використовуйте пристрій разом із лікарськими засобами, які можуть спричинити пошкодження тканин шкіри.
- Не піддавайте частині пристрою впливу хімічних розчинників або агресивних засобів для чищення.
- Пристрій містить силікон та пластик, які контактують зі шкірою під час використання. Не використовуйте пристрій, якщо у вас є відома алергічна реакція на силікон чи пластик.

- Уникайте потрапляння рідин на світлову панель та контролер. Припиніть використання, якщо всередину пристрою потрапила вода.
- Відкриття або зміна конструкції пристрою може пошкодити робочі схеми та призвести до анулювання гарантії.
- Тримайте пристрій поза досяжністю дітей, оскільки ремінець може спричинити задушення.
- Використання елементів керування, налаштувань або виконання процедур, які відрізняються від вказаних в інструкції, може призвести до НЕБЕЗПЕЧНОГО впливу випромінювання.

Цей пристрій призначений тільки для косметичних цілей і не призначений для діагностики, лікування, лікування або запобігання будь-яким захворюванням. Це не медичний пристрій для LED-терапії та не має терапевтичного чи клінічного ефекту.

Про батарею

1. Не піддавайте пристрій або батарею надмірно високим температурам.
2. Зверніть увагу на ризик короткого замикання контактів пристрою або батареї металевими предметами.
3. Пристрій містить незмінні батареї. Коли термін служби батареї закінчиться, пристрій необхідно правильно утилізувати.
4. Не розбирайте, не відкривайте та не пошкоджуйте батарею.
5. Не піддавайте елементи живлення або батареї механічним ударів.
6. У разі протікання батареї не допускайте потрапляння рідини на шкіру чи очі. Якщо контакт стався – промийте уражене місце великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою.
7. Перед використанням необхідно зарядити акумулятори. Завжди використовуйте правильний зарядний пристрій та дотримуйтесь інструкцій виробника або посібника користувача щодо заряджання.
8. Не залишайте акумулятор на тривалій зарядці, коли пристрій не використовується.
9. Після тривалого зберігання може знадобитися кілька циклів зарядки та розрядки для досягнення максимальної продуктивності батареї.

10. УВАГА – батарея, яка використовується в цьому пристрої, неправильне поводження може становити ризик загоряння або хімічного опіку. Не перезаряджайте, не розбирайте та не нагрівайте вище 100°C (212°F).

Маркування виробника батареї

Виробник: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.

Адреса: Кімната 205, будинок 8, вулиця Шанхен, селище Чанъань, місто Дунгуань, провінція Гуандун.


Електронна пошта: 2933498368@qq.com

Сайт: www.hdbattery.cn

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

КОМПЛЕКТАЦІЯ


① LED-силіконова маска



② Накладки для очей



③ USB-кабель для заряджання



④ Контролер



⑤ Регульований ремінець для голови



ПІДГОТОВКА

Повністю зарядіть пристрій перед першим використанням (приблизно 2,5 години) – індикатори блимають під час заряджання та постійно світяться після повної зарядки. (Примітка: пристрій не можна використовувати під час заряджання.)



Будь ласка, виконуйте кроки по порядку



Крок 1

Очистіть та висушіть обличчя



Крок 2

Правильно встановіть накладки для очей та ремінь для голови



Крок 3

Підключіть контролер



Крок 4

Надягніть маску та відрегулюйте ремінь для надійної фіксації



ВИКОРИСТАННЯ

Тест шкіри на чутливість до світла

Перед першим використанням виконайте наступний тест:

Крок 1

Покладіть пристрій на руку та увімкніть його на 10 хвилин. Якщо з'явиться почервоніння чи свербіння, у вас може бути підвищена чутливість до світла. Припиніть використання або проконсультуйтеся з дерматологом.

Крок 2

Очистіть та висушіть обличчя (повністю видаліть макіяж), щоб уникнути впливу світлочутливих косметичних інгредієнтів. Надягніть маску на обличчя.

Крок 3

Перевірте наявність будь-яких негативних реакцій після використання. Легке почервоніння є нормальним та має пройти протягом 1–2 годин. Якщо з'явиться печіння або дискомфорт – негайно припиніть використання та зверніться за медичною допомогою.

1. Увімкнення/вимкнення

Увімкнення: натисніть та утримуйте кнопку живлення.

Режим за замовчуванням: червоне + інфрачервоне світло (рівень інтенсивності 1) із таймером на 10 хвилин.

Вимкнення: знову натисніть та утримуйте кнопку живлення.

2. Регулювання інтенсивності

Натискайте кнопку живлення, щоб переключатися між 5 рівнями інтенсивності.

3. Перемикання світлових режимів

Натисніть кнопку режиму для перемикання між комбінаціями червоного (R), синього (B), зеленого (G) та інфрачервоного світла (NIR):



R+NIR режим (630 нм + 850 нм)



B + NIR режим (415 нм + 850 нм)



G + NIR режим (520 нм + 850 нм)



R + B + G + NIR режим (630 нм + 415 нм + 520 нм + 850 нм)

4. Налаштування таймера

Натисніть кнопку таймера, щоб вибрати сеанс на 10, 20 або 30 хвилин.

Частота використання

Початковий етап: 3-4 сеанси на тиждень (по 10 хвилин).

Підтримуючий етап: 1-2 сеанси на тиждень після появи помітних результатів.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту: LED Light Soft Mask

Модель: E100B-1

Вхід: 5V = 1A

Напруга батареї: DC 3.7V

Місткість батареї: 2000 mAh / 7.4 Wh

Таймер: 10/20/30 хвилин (рекомендується 10 хвилин)

Час заряджання: 2,5 години

Час роботи: понад 45 хвилин

Рекомендована температура навколишнього середовища: 50°F–104°F (10°C–40°C)

ОЧИЩЕННЯ

1. Не занурюйте маску у воду. Обережно протирайте поверхню вологою тканиною.

2. Знімайте головні ремінці для окремого прання.

3. Ніколи не використовуйте агресивні розчинники (спирт, відбілювач і т.д.) для очищення маски.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Після використання зберігайте маску в коробці (або в прохолодному сухому місці).

2. Уникайте прямих сонячних променів та високих температур, щоб запобігти пошкодженню матеріалів.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Питання: Чому пристрій вимикається під час використання?

● Автоматичне вимкнення відбувається після закінчення сеансу.

● Перевірте рівень заряду батареї.

Питання: Чому блимає світло під час використання?

● Переконайтеся, що маска надійно підключена до контролера.

Питання: Який рівень інтенсивності вибрати?

● Починайте з рівня 1 (найнижчого) і поступово збільшуйте залежно від комфорту шкіри.

Питання: Чи можна використовувати її щодня для більш швидкого результату?

● Ні. Виконуйте рекомендований графік. Надмірне використання може дратувати шкіру без покращення ефекту.

П: Чому я не маю таких результатів, як у інших?

● Результати залежать від індивідуальної товщини шкіри та регулярності використання.

ГАРАНТІЯ (1 РІК)

Гарантія виробника анулюється у таких випадках, включаючи, але не обмежуючись:

- Неправильне або недостатнє обслуговування або модифікація пристрою.
- Нещасний випадок, неправильне використання, зловживання, забруднення або інші причини.
- Використання вказаних адаптерів та аксесуарів.
- Втрата або пошкодження під час транспортування.
- Пошкодження, які виникли через недотримання інструкцій.
- Ця гарантія не поширюється на витратні або одноразові деталі, а також не діє для будь-яких виробів, у яких було видалено серійний номер.

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

У нас є відзначена нагородами служба гарантії, обміну та підтримки клієнтів, яка гарантує швидке та зручне вирішення будь-яких проблем у робочий час.

Телефон: +1 (844) 417 0149 (США та Канада)

Понеділок–П'ятниця 9:00–16:30

1800 69 7367 (тільки Австралія)

Понеділок–П'ятниця 9:00–18:00 (AEST)

+44 (0)7434 666088 (тільки Велика Британія)

Понеділок–П'ятниця 9:00–17:00 (GMT)

E-mail: support@renpho.com

*Для повернення або несправних товарів зв'яжіться з нами та вкажіть номер замовлення протягом гарантійного періоду. НЕ викидайте частини пристрою, оскільки вони можуть знадобитися для перевірки чи ремонту.

1. Значення символу перекресленого контейнера для сміття



Символ перекресленого контейнера означає, що ви повинні утилізувати ці пристрої окремо від несортованих побутових відходів. Старі пристрої повинні утилізуватися окремо від домашнього сміття. Батареї або акумулятори, які не встановлені постійно, необхідно вийняти та утилізувати окремо.

2. Варіанти повернення старих пристроїв

Власники WEEE (відходів електричного та електронного обладнання) можуть здавати або повертати їх через передбачені громадськими службами управління відходами програми для забезпечення правильної утилізації.



1. Символ перекресленого контейнера для сміття на батареях або акумуляторах означає, що їх не можна викидати разом з побутовими відходами після закінчення терміну служби.

2. Ви повинні за законом здавати використані батареї та акумулятори після використання. Це можна зробити безкоштовно у пунктах прийому у вашому районі. Адреси відповідних пунктів можна дізнатися у місцевих органах влади чи міської адміністрації.

3. Батареї можуть містити речовини, шкідливі для довкілля та здоров'я людини. Роздільний збір та переробка старих батарей та акумуляторів допомагають уникнути негативного впливу на природу та здоров'я людей.

4. Намагайтеся зменшити кількість відходів від старих батарей. Не залишайте батареї або електронні пристрої з акумуляторами в громадських місцях.



Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляє, що це обладнання відповідає Директиві 2014/30/EU, Директиві 2011/65/EU, вимогам щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні 2012 року та іншим відповідним положенням. Повний текст декларації відповідності доступний за адресою: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Благодарим за покупку этого устройства.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и следуйте всем инструкциям. Поскольку мы постоянно улучшаем нашу продукцию, характеристики могут изменяться – если функции отличаются от описанных в руководстве, ориентируйтесь на ваше фактическое устройство. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Входящие в комплект накладки для глаз повышают безопасность, блокируя инфракрасный свет и другие источники света. Если устройство используется без установленных накладок, избегайте прямого взгляда на источник света, ограничьте длительное воздействие и держите глаза закрытыми во время использования.
2. Перед первым использованием полностью зарядите контроллер.
3. Маска содержит электронные схемы и LED-модули – избегайте сжатия, сгибания и размещения тяжелых предметов на ней.
4. Используйте только источник питания с выходной мощностью ≤ 15 Вт.
5. Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
6. Для лучшего впитывания используйте вместе с одноразовыми масками для лица, содержащими натуральные ингредиенты, или средствами ухода за кожей, например средствами против акне или

отбеливающими средствами, чтобы усилить эффект.

7. Маска содержит силикон и может иметь легкий запах после распаковки – это нормально, и запах быстро исчезнет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

● Не оставляйте устройство без присмотра во включенном состоянии, чтобы избежать риска пожара или ожогов.

● Это устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми без опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением, не обучены или не используют устройство вместе с другим человеком для предотвращения риска пожара или ожогов.

● Устройство не предназначено для использования детьми. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством и избежать риска пожара и ожогов.

● НЕ мойте электрические части водой или другими жидкостями.

● Вода и электричество – опасное сочетание.

Чтобы избежать опасности:

– не используйте устройство во влажной среде (например, в ванной комнате, душе или рядом с бассейном);

– не допускайте попадания воды внутрь устройства.

● Не используйте устройство, если оно работает неправильно, и обратитесь в службу поддержки.

● Не используйте устройство вместе с какими-либо лекарственными средствами, которые могут вызвать повреждение тканей кожи.

● Не подвергайте части устройства воздействию химических растворителей или агрессивных чистящих средств.

● Устройство содержит силикон и пластик, которые контактируют с кожей во время использования. Не используйте устройство, если у вас есть известная аллергическая реакция на силикон или пластик.

● Избегайте попадания жидкостей на световую панель и контроллер. Прекратите использование, если внутрь устройства попала вода.

● Открытие или изменение конструкции устройства может повредить рабочие схемы и приведет к аннулированию гарантии.

● Держите устройство вне досягаемости детей, так как ремешок может вызвать удушье.

● Использование элементов управления, настроек или выполнение процедур, отличающихся от указанных в инструкции, может привести к ОПАСНОМУ воздействию излучения.

Это устройство предназначено только для косметических целей и не предназначено для диагностики, лечения, излечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Это не медицинское устройство для LED-терапии и не имеет терапевтического или клинического эффекта.

О батарее

1. Не подвергайте устройство или батарею воздействию чрезмерно высоких температур.
2. Помните о риске короткого замыкания контактов устройства или батареи металлическими предметами.
3. Устройство содержит несменные батареи. Когда срок службы батареи закончится, устройство необходимо правильно утилизировать.
4. Не разбирайте, не вскрывайте и не повреждайте батарею.
5. Не подвергайте элементы питания или батареи механическим ударам.
6. В случае протечки батареи не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если контакт произошел – промойте

пораженное место большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

7. Аккумуляторы необходимо заряжать перед использованием. Всегда используйте правильное зарядное устройство и следуйте инструкциям производителя или руководству пользователя по зарядке.
8. Не оставляйте батарею на длительной зарядке, когда устройство не используется.
9. После длительного хранения может потребоваться несколько циклов зарядки и разрядки для достижения максимальной производительности батареи.
10. **ВНИМАНИЕ** – батарея, используемая в этом устройстве, при неправильном обращении может представлять риск возгорания или химического ожога. Не перезаряжайте, не разбирайте и не нагревайте выше 100°C (212°F).

Маркировка производителя батареи

Производитель: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.

Адрес: Комната 205, дом 8, улица Шанхэн, поселок Чанъянь, город Дунгуань, провинция Гуандун.


Электронная почта: 2933498368@qq.com

Сайт: www.hdbattery.cn

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


① LED-силиконовая маска



② Накладки для глаз



③ USB-кабель для зарядки



④ Контроллер



⑤ Регулируемый ремешок для головы



ПОДГОТОВКА

Полностью зарядите устройство перед первым использованием (примерно 2,5 часа) – индикаторы мигают во время зарядки и горят постоянно после полной зарядки. (Примечание: устройство нельзя использовать во время зарядки.)



Пожалуйста, выполняйте шаги по порядку



Шаг 1

Очистите и высушите лицо



Шаг 3

Подключите контроллер



Шаг 2

Правильно установите накладку для глаз и ремешки для головы



Шаг 4

Наденьте маску и отрегулируйте ремешки для надежной фиксации



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тест кожи на чувствительность к свету

Перед первым использованием выполните следующий тест:

Шаг 1

Поместите устройство на руку и включите его на 10 минут. Если появится покраснение или зуд, у вас может быть повышенная чувствительность к свету. Прекратите использование или проконсультируйтесь с дерматологом.

Шаг 2

Очистите и высушите лицо (полностью удалите макияж), чтобы избежать воздействия светочувствительных косметических ингредиентов. Наденьте маску на лицо.

Шаг 3

Проверьте наличие любых негативных реакций после использования. Легкое покраснение является нормальным и должно пройти в течение 1–2 часов. Если появится жжение или дискомфорт – немедленно прекратите использование и обратитесь за медицинской помощью.

1. Включение/выключение

Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания.

Режим по умолчанию: красный + инфракрасный свет (уровень интенсивности 1) с таймером на 10 минут.

Выключение: снова нажмите и удерживайте кнопку питания.

2. Регулировка интенсивности

Нажимайте кнопку питания, чтобы переключаться между 5 уровнями интенсивности.

3. Переключение световых режимов

Нажимайте кнопку режима для переключения между комбинациями красного (R), синего (B), зеленого (G) и инфракрасного света (NIR):



R+NIR режим (630 нм + 850 нм)



B + NIR режим (415 нм + 850 нм)



G + NIR режим (520 нм + 850 нм)



R + B + G + NIR режим (630 нм + 415 нм + 520 нм + 850 нм)

4. Настройка таймера

Нажимайте кнопку таймера для выбора сеанса на 10, 20 или 30 минут.

Частота использования

Начальный этап: 3–4 сеанса в неделю (по 10 минут).

Поддерживающий этап: 1–2 сеанса в неделю после появления заметных результатов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта: LED Light Soft Mask

Модель: E100B-1

Вход: 5V = 1A

Напряжение батареи: DC 3.7V

Емкость батареи: 2000 mAh / 7.4 Wh

Таймер: 10 / 20 / 30 минут (рекомендуется 10 минут)

Время зарядки: 2,5 часа

Время работы: более 45 минут

Рекомендуемая температура окружающей среды: 50°F–104°F (10°C–40°C)

ОЧИСТКА

1. Не погружайте маску в воду. Осторожно протирайте поверхность влажной тканью.
2. Снимайте ремешки для головы для отдельной стирки.
3. Никогда не используйте агрессивные растворители (спирт, отбеливатель и т.д.) для очистки маски.

ХРАНЕНИЕ

1. После использования храните маску в коробке (или в прохладном сухом месте)
2. Избегайте прямых солнечных лучей и высоких температур, чтобы предотвратить повреждение материалов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В: Почему устройство выключается во время использования?

- Автоматическое выключение происходит после окончания времени сеанса.
- Проверьте уровень заряда батареи.

В: Почему мигает свет во время использования?

- Убедитесь, что маска надежно подключена к контроллеру.

В: Какой уровень интенсивности выбрать?

● Начинаяте с уровня 1 (самого низкого) и постепенно увеличивайте в зависимости от комфорта кожи.

В: Можно ли использовать ее ежедневно для более быстрого результата?

● Нет. Следуйте рекомендованному графику. Чрезмерное использование может раздражать кожу без улучшения эффекта.

В: Почему у меня не такие результаты, как у других?

● Результаты зависят от индивидуальной толщины кожи и регулярности использования.

ГАРАНТИЯ (1 ГОД)

Гарантия производителя аннулируется в следующих случаях, включая, но не ограничиваясь:

- Неправильное или недостаточное обслуживание либо модификация устройства.
- Несчастный случай, неправильное использование, злоупотребление, загрязнение или другие внешние причины.
- Использование неуказанных адаптеров и аксессуаров.
- Потеря или повреждение при транспортировке.
- Повреждения, возникшие из-за несоблюдения инструкций.
- Эта гарантия не распространяется на расходные или одноразовые детали, а также не действует для любых изделий, у которых был удалён серийный номер.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

У нас есть отмеченная наградами служба гарантии, обмена и поддержки клиентов, которая гарантирует быстрое и удобное решение любых проблем в рабочее время.

Телефон: +1 (844) 417 0149 (США и Канада)

Понедельник–Пятница 9:00–16:30

1800 69 7367 (только Австралия)

Понедельник–Пятница 9:00–18:00 (AEST)

+44 (0)7434 666088 (только Великобритания)

Понедельник–Пятница 9:00–17:00 (GMT)

E-mail: support@renpho.com

*Для возврата или неисправных товаров свяжитесь с нами и укажите номер заказа в течение гарантийного периода. НЕ выбрасывайте части устройства, так как они могут понадобиться для проверки или ремонта.

1. Значение символа перечеркнутого мусорного контейнера



Символ перечеркнутого контейнера означает, что вы обязаны утилизировать эти устройства отдельно от несортированных бытовых отходов. Старые устройства должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора. Батареи или аккумуляторы, которые не установлены постоянно, необходимо предварительно извлечь и утилизировать отдельно.

2. Варианты возврата старых устройств

Владельцы WEEE (отходов электрического и электронного оборудования) могут сдавать или возвращать их через предусмотренные общественными службами управления отходами программы для обеспечения правильной утилизации.



1. Символ перечеркнутого мусорного контейнера на батареях или аккумуляторах означает, что их нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами после окончания срока службы.

2. Вы обязаны по закону сдавать использованные батареи и аккумуляторы после использования. Это можно сделать бесплатно в пунктах приёма в вашем районе. Адреса подходящих пунктов можно узнать в местных органах власти или городской администрации.

3. Батареи могут содержать вещества, вредные для окружающей среды и здоровья человека. Раздельный сбор и переработка старых батарей и аккумуляторов помогают избежать негативного воздействия на природу и здоровье людей.

4. По возможности старайтесь уменьшать количество отходов от старых батарей. Не оставляйте батареи или электронные устройства с батареями в общественных местах.



Компания Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляет, что данное оборудование соответствует Директиве 2014/30/EU, Директиве 2011/65/EU, требованиям по ограничению использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2012 года и другим соответствующим положениям. Полный текст декларации соответствия доступен по адресу: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Thank you for your purchase.
Please read this manual carefully before use and follow all instructions. As we continually improve our products, specifications may change – always refer to your actual device if features differ from this manual. Retain this guide for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING.

1. The provided eye cups enhance safety by blocking infrared light and other light sources. If using the device without the eye cups installed, avoid looking directly at the light source, limit prolonged exposure, and keep your eyes closed during use.
2. When using for the first time, please fully charge the controller.
3. The mask contains circuits and LED modules—avoid squeezing, folding, or placing heavy objects on it.
4. Use only a power supply with $\leq 15\text{W}$ output.
5. Discontinue use if discomfort occurs.
6. For better absorption, use with disposable facial masks containing natural ingredients or skincare products like acne/whitening treatments to help enhance the effects.
7. The mask contains silicone and may have a slight odor when first opened—this is normal and will disappear quickly.

WARNINGS

- Do not leave the device unattended when turned on to avoid the risk of fire or burns.
- This device is not designed for use by persons with limited physical, sensory, or mental abilities, or lack of experience and knowledge, unless they are trained, supervised, or used together to avoid fire hazards or burns.
- This device is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device to avoid the risk of fire and burns.
- Do NOT wash electrical parts with water or other liquids.
- Water and electricity are a dangerous combination, and in order to avoid the danger of the exit point:
 - Do not use the device in a humid environment (e.g., in a bathroom or shower or pool attachment).
 - Do not allow water to enter the device.
- Do not use the device if it appears to be operating incorrectly, and contact customer support.
- Do not use the device in combination with any medications which may result in damage to skin tissue.
- Do not expose any parts of the device to chemical solvents or harsh cleaning fluids.

- The device contains silicon and plastics that come into contact with the skin during use. Do not use the device if you have a known allergic reaction to contact with silicone or plastics.
- Avoid fluids on the light panel and controller. Discontinue use if there is water in the device.
- Opening or altering the device may damage the operating circuits and will result in voiding the warranty.
- Please keep the unit out of reach of children, since the strap can cause strangulation.
- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in HAZARDOUS radiation exposure.

This device is for cosmetic purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. It is not a medical-grade LED therapy device and has no therapeutic or clinical effects.

About the Battery

1. Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short-circuited by metal objects.
3. This device contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
7. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. CAUTION - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

Battery Producer Labelling

Manufacturer: Dongguan Leijie Energy Technology Co., Ltd.

Address: Room 205, No. 8 Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province


Mail: 2933498368@qq.com

Website: www.hdbattery.cn

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONTAINS

① LED silicone mask




② Eye cup



③ USB charging cable



④ Controller



⑤ Adjustable head strap



PREPARATION

Fully charge the device before first use (about 2.5 hrs) - indicators flash during charging and stay solid when fully charged (Note: Cannot be used while charging).



Please follow the steps in order



Step 1

Clean and dry your face.



Step 2

Properly install eye cups and head straps.



Step 3

Connect the controller.



Step 4

Wear the mask, adjust the straps for a secure fit.



OPERATION

Light Sensitivity Skin Test

Before first use, perform the following test:

Step 1

Place the device on your arm and turn it on for 10 minutes. If redness or itchiness occurs, you may have photosensitive skin. Discontinue use or consult a dermatologist.

Step 2

Clean and dry your face (remove all makeup) to avoid interference from light-sensitive cosmetic ingredients. Apply the mask to your face.

Step 3

Check for any adverse reaction after use, mild redness is normal and should fade within 1–2 hours. If burning or discomfort occurs, stop immediately and seek medical advice.

1. Power On/Off

Turn On: Press and hold the Power button.

Default mode: Red + NIR Light (Intensity Level 1) with a 10-minute timer.

Turn Off: Press and hold the Power button again

2. Adjust Intensity

Press the Power button to cycle through 5 intensity levels.

3. Switch Light Modes

Press the Mode button to toggle between Red (R), Blue (B), Green (G), and Infrared Light (NIR) combinations:



R + NIR Mode (630nm + 850nm)



B + NIR Mode (415nm + 850nm)



G + NIR Mode (520nm + 850nm)



R + B + G + NIR Mode (630nm+ 415nm+ 520nm + 850nm)

4. Set Timer

Press the Time button to switch between 10, 20, or 30-minute sessions.

Frequency

Initial Phase: 3-4 sessions/week (10 minutes each).

Maintenance Phase: 1-2 sessions/week after visible results.



SPECIFICATION

Product Name: LED Light Soft Mask

Model: E100B-1

Input: 5V $\overline{=}$ 1A

Battery Voltage: DC 3.7V

Battery Capacity: 2000mAh 7.4Wh

Timer: 10/20/30 min (10 min recommended)

Charging Time: 2.5H

Operating Time: >45 min

Recommended Ambient Temperature: 50°F - 104°F (10°C - 40°C)

CLEANING

1. Do not soak the mask in water. Gently wipe the surface with a damp cloth.
2. Remove head straps for separate washing.
3. Never use corrosive solvents (alcohol, bleach, etc.) to clean the mask.

STORAGE

1. After your session, store the mask in its box (or a cool, dry place).
2. Avoid direct sunlight or high temperatures to prevent material degradation.

TROUBLESHOOTING

Q: Why does the device shut off during use?

- Automatic shutdown occurs when session time ends.
- Check battery level.

Q: Why is the light blinking during use?

- Ensure the mask is securely connected to the controller.

Q: Which intensity level should I choose?

- Start at Level 1 (lowest) and gradually increase based on skin comfort.

Q: Can I use it daily for faster results?

- No. Follow the recommended schedule. Overuse may irritate skin without improving efficacy.

Q: Why am I not seeing the same results as others?

- Results vary due to individual skin thickness and consistency of use.

WARRANTY (1-YEAR-PERIOD)

The manufacturer's warranty is void under the following circumstances but not limited to:

- Improper or inadequate maintenance or modification.
- Accident, misuse, abuse, contamination, or other external causes.
- The use of unspecified adapter and accessories.
- Loss or damage in transit.
- Damages that occur as a result of one's failure to follow the instructions.

- This warranty does not apply to expendable or consumable parts and does not extend to any product from which the serial number has been removed.

CUSTOMER SERVICE

We have an award-winning warranty, exchange, and customer service team that guarantees hassle-free solutions to any issue you might have within business hours.

TEL: +1(844) 417 0149 (US&CA)

Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

1800 69 7367 (AU ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)

E-MAIL: support@renpho.com

* For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO
REJUVEN