


RENPHO

Посібник
користувача



AERIA BOOT THERMAL

Модель: R-WML01

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

Українська..... 01 ~ 09

Русский..... 10 ~ 18

English..... 19 ~ 28

Дякуємо за придбання масажера для ніг RENPHO. Для забезпечення безпеки та уникнення випадкових пошкоджень або травм уважно прочитайте цю інструкцію та використовуйте пристрій лише за призначенням. Недотримання вимог може призвести до травм та/або серйозних матеріальних збитків.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Під час використання пристрою завжди дотримуйтеся основних заходів безпеки, зокрема таких:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

1. Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом чи не отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку.
2. За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.
3. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми.
4. Пристрій призначений лише для домашнього використання і не є медичним виробом. Його не слід використовувати для лікування або полегшення захворювань чи патологічних фізичних станів.

НЕБЕЗПЕКА – Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і пожежі:

1. Ніколи не використовуйте шпильки або інші металеві предмети з цим пристроєм.
2. Пристрій слід використовувати лише з блоком живлення, що входить до комплекту.
3. Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи.
4. Завжди від'єднуйте адаптер живлення від електричної розетки після кожного використання.
5. Не підключайте та не відключайте адаптер живлення або повітряний шланг мокрими руками.
6. Тримайте шнур і пристрій подалі від нагрітих поверхонь.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій:

1. Якщо ви належите до однієї з наведених нижче груп користувачів, перед використанням проконсультуйтеся з лікарем:
 - вагітні або жінки після пологів;
 - діти;
 - люди похилого віку (старше 65 років);
 - люди із шкірними інфекціями, підвищеною чутливістю, почервонінням, ранами та/або опіками шкіри;
- люди, які використовують кардіостимулятор або інший імплантований медичний пристрій;
- люди із захворюваннями серця, злоякісними пухлинами або іншими серйозними захворюваннями;
- люди, які проходять медичне лікування або відчувають дискомфорт під час масажу;
- люди, які страждають на остеопороз, діабет або тромбоз;
- люди з високим або аномально низьким артеріальним тиском;
- люди з порушеннями чутливості, через які знижується відчуття болю або тепла (наприклад, при метаболічних розладах);
- люди з температурою тіла понад 40°C (104°F).
2. Якщо після використання ви відчуваєте дискомфорт або погіршення самопочуття, припиніть використання та зверніться до лікаря.
3. **НЕ** використовуйте запасні частини, не схвалені RENPHO.
4. Особи без відповідної кваліфікації не повинні ремонтувати, розбирати або замінювати пристрій без дозволу виробника.
5. **НЕ** використовуйте пристрій, якщо шнур живлення або обгортки поверхні пошкоджені.
6. **НЕ** використовуйте пристрій, якщо не зберігайте пристрій у місцях із високою вологістю, наприклад у ванній кімнаті, або в місцях із високою температурою.

7. **НЕ** переносьте пристрій за шнур живлення або контролер.
8. **НЕ** використовуйте пристрій під час сну, керування технікою або після вживання алкоголю.
9. **НЕ** стійте та не ходіть під час використання пристрою.
10. **НЕ** допускайте потрапляння води на контролер, обгортки або адаптер живлення, оскільки це може призвести до несправності або ураження електричним струмом.
11. **НЕ** вставляйте сторонні предмети у прорізи (це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом).
12. **НЕ** використовуйте гострі предмети для дряпання або проколювання обгортки, оскільки це може спричинити витік повітря.
13. **НЕ** використовуйте обгортки безпосередньо на набряклих, запалених, чутливих ділянках шкіри або висипаннях.
14. **НЕ** використовуйте пристрій понад 60 хвилин за один раз. Надмірне використання може призвести до перегріву пристрою та скорочення строку його служби.
15. **НЕ** використовуйте пристрій під ковдрою або подушкою. Надмірне нагрівання може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травму.
16. **НЕ** використовуйте пристрій на домашніх тваринах.
17. Пристрій має нагрівальну поверхню. Людям зі зниженою чутливістю до тепла слід бути обережними під час використання пристрою.
18. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** – Обережно користуйтеся нагрівальними поверхнями. Можливі серйозні опіки. Не використовуйте на ділянках шкіри зі зниженою чутливістю або при порушенні кровообігу. Використання нагріву без нагляду дітьми або недієздатними особами може бути небезпечним.

Про акумулятор

1. Не піддавайте пристрій або акумулятор впливу надмірних температур.
2. Уникайте короткого замикання контактів пристрою або акумулятора металевими предметами.
3. Цей пристрій містить незамінні акумулятори. Після завершення строку служби акумулятора пристрій слід належним чином утилізувати.
4. Не розбирайте та не пошкоджуйте акумулятор.
5. Не піддавайте елементи живлення або акумулятори механічним ударам.
6. У разі витіку з акумулятора не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо контакт стався, ретельно промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.
7. Акумулятори та батареї необхідно зарядити перед використанням. Завжди використовуйте правильний зарядний пристрій і дотримуйтесь інструкцій виробника або посібника користувача щодо заряджання.
8. Не залишайте акумулятор на тривалому заряджанні, якщо він не використовується.
9. Після тривалого зберігання може знадобитися кілька циклів заряджання та розряджання для досягнення максимальної продуктивності акумулятора.
10. **УВАГА** – Акумулятор, що використовується в цьому пристрої, може становити ризик пожежі або хімічного опіку у разі неправильного поводження. Не перезаряджайте, не розбирайте та не нагрівайте понад 100°C (212°F).

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Інформація про виробника акумулятора

Виробник: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.


Адреса: 1F/3F-5F, будівля 5, №943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an), Xiamen 361000, провінція Fujian, Китай

Вебсайт: <https://www.invcy.com/>

Email: 2162923595@qq.com

ОГЛЯД ПРИСТРОЮ


1. Комплектація



Кабель для заряджання

Кнопки

- Кнопка живлення
- Кнопка таймера
- Кнопка випуску повітря
- M** Кнопка комбінованого режиму
- P** Кнопка режиму зон
- Кнопка інтенсивності
- Кнопка нагріву



LED-дисплей

- Індикатор заряду батареї
- Індикатор комбінованого режиму
- Індикатор режиму зон
- Індикатор інтенсивності
- Індикатор нагріву
- Індикатор таймера

2. Технічні характеристики

Назва продукту: Масажер для ніг

Модель: R-WML01

Вхід: 5V = 2A

Напруга акумулятора: DC 7.4V

Ємність акумулятора: 4500 mAh / 33.3 Wh

Автоматичний таймер: 15/20/25/30 хвилин

Час заряджання: < 360 хв

Час роботи: приблизно 160 хв


Вага продукту: 3.86 lb / 1.75 кг

Розмір контролера: 6.10 x 3.86 x 2.17 дюйма / 15.5 x 9.8 x 5.5 см

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

1. Перед використанням

Зарядіть пристрій



а. Заряджайте пристрій за допомогою USB-C кабелю, що входить до комплекту, та зарядного пристрою DC 5V 2A (не входить до комплекту), коли індикатори батареї згаснуть.


б. Для повного заряджання пристрою потрібно приблизно 6 годин. Під час заряджання індикатор батареї блиматиме та світитиметься постійно після завершення заряджання.

Масажер працює приблизно 160 хвилин від одного заряду (залежно від вибраного режиму та рівня інтенсивності).


* З міркувань безпеки пристрій не можна вмикати під час заряджання.

2. Одягніть компресійну манжету

2.1 Розкладіть компресійну манжету на рівній поверхні.



2.2 Розстібніть блискавку манжети. Вставте ногу та знову застібніть блискавку. Компресійна манжета не регулюється за розміром, тому невелике вільне прилягання є нормальним.



2.3 Відрегулюйте положення та переконайтеся, що нога повністю випрямлена.



3. Інструкція з використання


1. **Кнопка живлення:** натисніть і утримуйте, щоб увімкнути / вимкнути масажер.
2. **Кнопка режиму:** натискайте для перемикання між 6 попередньо встановленими режимами масажу всієї ноги: Зняття напруги – Активація – Розслаблення – Відновлення – Масаж – Прес.
3. **Кнопка Р:** натискайте для перемикання між 13 режимами зон із різними комбінаціями для впливу на окремі ділянки або кілька зон одночасно.
4. **Кнопка інтенсивності:** натискайте для збільшення / зменшення інтенсивності серед 8 рівнів (від 80 mmHg до 220 mmHg).
5. **Кнопка нагріву:** натискайте для перемикання рівня нагріву: Low, Medium, High та OFF.
6. **Кнопка таймера:** натискайте для вибору тривалості масажу: 15 хв, 20 хв, 25 хв або 30 хв.
7. **Кнопка випуску повітря:** натисніть для швидкого випуску повітря з камер для миттєвого зняття манжети. Ця дія також вимикає масажер.

Примітка

1. Масажер оснащений вбудованим таймером автоматичного вимкнення. Після завершення встановленого часу пристрій автоматично вимкнеться. Рекомендується обмежувати використання до 60 хвилин за один сеанс.
2. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або манжета занадто щільно прилягає, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб негайно вимкнути масажер, або натисніть кнопку випуску повітря для швидкого полегшення.
3. Функція пам'яті: після увімкнення пристрій автоматично відновлює останній вибраний режим масажу. Налаштування інтенсивності, нагріву та таймера повертаються до стандартних значень.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

А. Зберігання



Розкладіть пристрій рівно та складіть навпіл, потім складіть ще раз.

1. Зберігайте масажер у прохолодному сухому місці, коли він не використовується.
2. Уникайте перекручування шнура або згинання шлангів під час пакування.
3. Не зберігайте масажер у місцях із високою температурою або підвищеною вологістю. Уникайте прямого сонячного світла.
4. Уникайте контакту з голками або гострими предметами, які можуть пошкодити повітряні камери та шланги.
5. Не кладіть важкі предмети на пристрій.

В. Очищення

1. Перед очищенням вимкніть масажер.
2. Не періть у пральній машині. Не занурюйте пристрій у рідину для очищення. Не використовуйте абразивні засоби для чищення, щітки, бензин, гас, засоби для полірування скла або розчинники фарби.
3. Протирайте поверхню масажера м'якою злегка вологою тканиною.

С. Обслуговування

1. Не намагайтеся розбирати або ремонтувати масажер самостійно. Пристрій не містить деталей, що обслуговуються користувачем.
2. Тримайте масажер у чистоті та захищайте від вологи.
3. Накривайте масажер, коли він не використовується, щоб запобігти накопиченню пилу.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Пристрій не працює	Пристрій увімкнено неправильно	Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій
	Вбудований таймер автоматично вимикає пристрій після завершення вибраного часу	Перезапустіть пристрій, якщо хочете продовжити сеанс
	Акумулятор розрядився	Зарядіть пристрій
Під час масажу занадто сильний тиск, дискомфорт або надмірне стискання	Встановлено занадто високий рівень інтенсивності	1. Виберіть нижчий рівень інтенсивності. 2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення для вимкнення. 3. Розстебніть манжету
Контролер нагрівається	Незначне нагрівання контролера є нормальним при тривалому використанні пристрою	Наполегливо рекомендується не використовувати масажер понад 60 хвилин за один сеанс, щоб уникнути ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ. Після вимкнення дайте контролеру охолонути перед повторним використанням

ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА

На придбаний вами продукт RENPHO поширюється обмежена гарантія виробника строком на один рік з дати доставки.

З умовами гарантії можна ознайомитися за посиланням:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примітка: реєстрація продукту не є обов'язковою для отримання гарантійного обслуговування. Якщо ви вирішите не реєструвати продукт, це не вплине на дію гарантії.

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

Якщо у вас виникли запитання або зауваження, будь ласка, зв'яжіться з нами. Служба підтримки клієнтів RENPHO гарантує швидку відповідь і зручне вирішення будь-яких питань протягом робочого часу.

☎ Тел.: 1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (лише для Австралії)
Понеділок–п'ятниця: 9:00–18:00 (AEST)

✉ Email: support-au@renpho.com (Австралія)

☎ Тел.: +44(0)7434-666088 (лише для Великої Британії)
Понеділок–п'ятниця: 9:00–17:00 (GMT)

✉ Email: support-eu@renpho.com (Велика Британія та ЄС)

* Для повернення товару або у разі виявлення дефекту, будь ласка, звертайтеся до нас, вказавши номер замовлення, протягом гарантійного строку. НЕ утилізуйте жодні частини продукту, оскільки вони можуть знадобитися для перевірки або ремонту.



1. Значення символу перекресленого контейнера для сміття на колесах

Символ перекресленого контейнера означає, що відповідно до законодавства ці пристрої необхідно утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Тобто старі пристрої слід утилізувати окремо від домашнього сміття.

Батареї або акумулятори, які не встановлені стаціонарно, необхідно вийняти перед утилізацією та утилізувати окремо.

2. Можливості повернення старих пристроїв

Власники електричного та електронного обладнання (WEEE) можуть здати або повернути його в межах систем збору, організованих місцевими службами поводження з відходами, для забезпечення належної утилізації.



1. Символ перекресленого сміттового контейнера на батареях або акумуляторах означає, що їх не можна викидати разом із побутовими відходами після завершення строку служби.

2. Ви зобов'язані здавати використані батареї та акумулятори після використання. Це можна зробити безкоштовно у пунктах збору у вашому регіоні. Адреси таких пунктів можна отримати у місцевих органах влади або муніципалітеті.

3. Батареї можуть містити речовини, шкідливі для довкілля та здоров'я людини. Окремий збір і переробка використаних батарей та акумуляторів допомагають уникнути негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

4. За можливості уникайте утворення відходів від батарей, наприклад, не залишайте батареї або електронне обладнання з батареями у громадських місцях без нагляду.



Цим Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляє, що це обладнання відповідає Директиві 2014/30/EU, Директиві 2011/65/EU, Регламенту 2012 щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, а також іншим відповідним нормативним вимогам. Повний текст декларації відповідності доступний за адресою:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Благодарим вас за покупку массажера для ног RENPHO. В целях обеспечения безопасности и предотвращения случайных повреждений или травм внимательно прочтите данную инструкцию и используйте устройство только по назначению. Несоблюдение требований может привести к травмам и/или серьезному материальному ущербу.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании устройства всегда соблюдайте основные меры безопасности, в частности следующие:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

1. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
2. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с устройством.
3. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми.
4. Устройство предназначено только для домашнего использования и не является медицинским изделием. Его не следует использовать для лечения или облегчения заболеваний или патологических физических состояний.

ОПАСНОСТЬ – Чтобы снизить риск поражения электрическим током и возгорания:

1. Никогда не используйте шпильки или другие металлические предметы с этим устройством.
2. Устройство следует использовать только с блоком питания, входящим в комплект.
3. Не оставляйте устройство без присмотра во время работы.
4. Всегда отсоединяйте адаптер питания от электрической розетки после каждого использования.
5. Не подключайте и не отключайте адаптер питания или воздушный шланг мокрыми руками.
6. Держите шнур и устройство подальше от нагретых поверхностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или травмирования людей, следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Если вы относитесь к одной из перечисленных ниже групп пользователей, перед использованием проконсультируйтесь с врачом:
 - беременные или женщины после родов;
 - дети;
 - пожилые люди (старше 65 лет);
 - люди с кожными инфекциями, повышенной чувствительностью, покраснением, ранами и/или ожогами кожи;
 - люди, использующие кардиостимулятор или другое имплантированное медицинское устройство;
 - люди с заболеваниями сердца, злокачественными опухолями или другими серьезными заболеваниями;
 - люди, проходящие курс лечения или испытывающие дискомфорт во время массажа;
 - люди, страдающие остеопорозом, диабетом или тромбозом;
 - люди с высоким или аномально низким артериальным давлением;
 - люди с нарушениями чувствительности, из-за которых снижается ощущение боли или тепла (например, при метаболических расстройствах);
 - люди с температурой тела выше 40 °C (104 °F).
2. Если после использования вы чувствуете дискомфорт или ухудшение самочувствия, прекратите использование и обратитесь к врачу.
3. **НЕ** используйте запасные части, не одобренные RENPHO.
4. Лица без соответствующей квалификации не должны ремонтировать, разбирать или заменять устройство без разрешения производителя.
5. **НЕ** используйте устройство, если шнур питания или оболочка поверхности повреждены.

6. **НЕ** используйте и не храните устройство в местах с высокой влажностью, например в ванной комнате, или в местах с высокой температурой.
7. **НЕ** переносите устройство за шнур питания или контроллер.
8. **НЕ** используйте устройство во время сна, управления техникой или после употребления алкоголя.
9. **НЕ** стойте и не ходите во время использования устройства.
10. **НЕ** допускайте попадания воды на контроллер, оболочку или адаптер питания, так как это может привести к неисправности или поражению электрическим током.
11. **НЕ** вставляйте обертки непосредственно в отверстия (это может привести к возгоранию или поражению электрическим током).
12. **НЕ** используйте острые предметы для царапания или прокалывания упаковок, так как это может привести к утечке воздуха.
13. **НЕ** используйте обертки непосредственно на открытых, воспаленных, чувствительных участках кожи или высыпаниях.
14. **НЕ** используйте устройство более 60 минут за один раз. Чрезмерное использование может привести к перегреву устройства и сокращению срока его службы.
15. **НЕ** используйте устройство под одеялом или подушкой. Чрезмерный нагрев может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
16. **НЕ** используйте устройство на домашних животных.
17. Устройство имеет нагревательную поверхность. Людям с пониженной чувствительностью к теплу следует быть осторожными при использовании устройства.
18. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Осторожно обращайтесь с нагревательными поверхностями. Возможны серьезные ожоги. Не используйте на участках кожи с пониженной чувствительностью или при нарушении кровообращения. Использование нагрева без присмотра детьми или недееспособными лицами может быть опасным.

Об аккумуляторах

1. Не подвергайте устройство или аккумулятор воздействию чрезмерных температур.
2. Избегайте короткого замыкания контактов устройства или аккумулятора металлическими предметами.
3. Данное устройство содержит несъемные аккумуляторы. По истечении срока службы аккумулятора устройство следует утилизировать надлежащим образом.
4. Не разбирайте и не повреждайте аккумулятор.
5. Не подвергайте элементы питания или аккумуляторы механическим ударам.
6. В случае утечки из аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если контакт произошел, тщательно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
7. Аккумуляторы и батареи необходимо зарядить перед использованием. Всегда используйте подходящее зарядное устройство и следуйте инструкциям производителя или руководству пользователя по зарядке.
8. Не оставляйте аккумулятор на длительной зарядке, если он не используется.
9. После длительного хранения может потребоваться несколько циклов зарядки и разрядки для достижения максимальной производительности аккумулятора.
10. **ВНИМАНИЕ** – Аккумулятор, используемый в этом устройстве, может представлять опасность возгорания или химического ожога в случае неправильного обращения. Не перезаряжайте, не разбирайте и не нагревайте выше 100°C (212°F).

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Информация о производителе аккумулятора

Производитель: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.

Адрес: 1F/3F-5F, здание 5, №943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an),


Xiamen 361000, провинция Fujian, Китай

Веб-сайт: <https://www.invcy.com/>

Электронная почта: 2162923595@qq.com


ОБЗОР УСТРОЙСТВА

1. Комплектация



Кнопки

- Кнопка питания
- Кнопка таймера
- Кнопка спуска воздуха
- M** Кнопка комбинированного режима
- P** Кнопка режима зон
- Кнопка регулировки интенсивности
- Кнопка нагрева



LED-дисплей

- Индикатор заряда батареи
- Индикатор комбинированного режима
- Индикатор режима зон
- Индикатор интенсивности
- Индикатор нагрева
- Индикатор таймера

2. Технические характеристики

Название продукта: Массажер для ног

Модель: R-WML01

Вход: 5 В = 2 А

Напряжение аккумулятора: 7,4 В постоянного тока

Емкость аккумулятора: 4500 мАч / 33,3 Вт·ч

Автоматический таймер: 15/20/25/30 минут

Время зарядки: < 360 мин

Время работы: около 160 мин


Вес продукта: 3,86 фунта / 1,75 кг

Размер контроллера: 6,10 x 3,86 x 2,17 дюйма / 15,5 x 9,8 x 5,5 см

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

1. Перед использованием

Зарядите устройство




- а. Заряжайте устройство с помощью USB-C-кабеля, входящего в комплект, и зарядного устройства DC 5V 2A (не входит в комплект), когда индикаторы заряда батареи погаснут.
- б. Для полной зарядки устройства требуется примерно 6 часов. Во время зарядки индикатор батареи будет мигать, а после завершения зарядки будет светиться постоянно. Массажер работает примерно 160 минут от одной зарядки (в зависимости от выбранного режима и уровня интенсивности).


* Из соображений безопасности устройство нельзя включать во время зарядки.

2. Наденьте компрессионную манжету

2.1 Разложите компрессионную манжету на ровной поверхности.



2.2 Расстегните молнию манжеты. Вставьте ногу и снова застегните молнию. Компрессионная манжета не регулируется по размеру, поэтому небольшая свобода в прилегании является нормальным явлением.



2.3 Отрегулируйте положение и убедитесь, что нога полностью выпрямлена.



3. Инструкция по эксплуатации


1. **Кнопка питания:** нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить массажер.
2. **Кнопка режима:** нажимайте для переключения между 6 предустановленными режимами массажа всей ноги: Снятие напряжения – Активация – Расслабление – Восстановление – Массаж – Пресс.
3. **Кнопка Р:** нажимайте для переключения между 13 режимами зон с различными комбинациями для воздействия на отдельные участки или несколько зон одновременно.
4. **Кнопка интенсивности:** нажимайте для увеличения / уменьшения интенсивности среди 8 уровней (от 80 мм рт. ст. до 220 мм рт. ст.).
5. **Кнопка нагрева:** нажимайте для переключения уровня нагрева: Low, Medium, High и OFF.
6. **Кнопка таймера:** нажимайте для выбора продолжительности массажа: 15 мин, 20 мин, 25 мин или 30 мин.
7. **Кнопка выпуска воздуха:** нажмите для быстрого выпуска воздуха из камер для мгновенного снятия манжеты. Это действие также выключает массажер.

Примечание

1. Массажер оснащен встроенным таймером автоматического отключения. По истечении заданного времени устройство автоматически отключится. Рекомендуется ограничивать использование до 60 минут за один сеанс.
2. Если вы чувствуете дискомфорт или манжета слишком плотно прилегает, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы немедленно выключить массажер, или нажмите кнопку выпуска воздуха для быстрого облегчения.
3. Функция памяти: после включения устройство автоматически восстанавливает последний выбранный режим массажа. Настройки интенсивности, нагрева и таймера возвращаются к стандартным значениям.

ОЧИСТКА И УХОД

А. Хранение



Разложите устройство ровно и сложите пополам, затем сложите еще раз.

1. Храните массажер в прохладном сухом месте, когда он не используется.
2. Избегайте перекручивания шнура или сгибания шлангов при упаковке.
3. Не храните массажер в местах с высокой температурой или повышенной влажностью. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
4. Избегайте контакта с иглами или острыми предметами, которые могут повредить воздушные камеры и шланги.
5. Не кладите тяжелые предметы на устройство.

В. Очистка

1. Перед очисткой выключите массажер.
2. Не стирайте в стиральной машине. Не погружайте устройство в чистящую жидкость. Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или растворители краски.
3. Протирайте поверхность массажера мягкой слегка влажной тканью.

С. Обслуживание

1. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать массажер самостоятельно. Устройство не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
2. Держите массажер в чистоте и защищайте от влаги.
3. Накрывайте массажер, когда он не используется, чтобы предотвратить скопление пыли.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Устройство не работает	Устройство подключено неправильно	Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство
	Встроенный таймер автоматически отключает устройство по истечении заданного времени	Перезапустите устройство, если хотите продолжить сеанс
	Аккумулятор разрядился	Зарядите устройство
Во время массажа слишком сильное давление, дискомфорт или чрезмерное сдавливание	Установлен слишком высокий уровень интенсивности	1. Выберите более низкий уровень интенсивности. 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство. 3. Расстегните манжету
Контроллер нагревается	Незначительный нагрев контроллера является нормальным явлением при длительном использовании устройства	Настоятельно рекомендуется не использовать массажер более 60 минут за один сеанс, чтобы избежать ПЕРЕГРЕВА. После выключения дайте контроллеру остыть перед повторным использованием

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА

На приобретенный вами продукт RENPHO распространяется ограниченная гарантия производителя сроком на один год с даты доставки.

С условиями гарантии можно ознакомиться по ссылке:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примечание: регистрация продукта не является обязательной для получения гарантийного обслуживания. Если вы решите не регистрировать продукт, это не повлияет на действие гарантии.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Если у вас возникли вопросы или замечания, пожалуйста, свяжитесь с нами. Служба поддержки клиентов RENPHO гарантирует быстрый ответ и удобное решение любых вопросов в течение рабочего времени.

 Тел.: 1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (только для Австралии)
Понедельник–пятница: 9:00–18:00 (AEST)

✉ Email: support-au@renpho.com (Австралия)

 Тел.: +44(0)7434-666088 (только для Великобритании)
Понедельник–пятница: 9:00–17:00 (GMT)

✉ Email: support-eu@renpho.com (Великобритания и ЕС)

* Для возврата товара или в случае обнаружения дефекта, пожалуйста, свяжитесь с нами, указав номер заказа, в течение гарантийного срока. НЕ выбрасывайте никакие детали изделия, так как они могут понадобиться для проверки или ремонта.



1. Значение символа перечеркнутого мусорного контейнера на колесах

Символ перечеркнутого контейнера означает, что в соответствии с законодательством эти устройства необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. То есть старые устройства следует утилизировать отдельно от домашнего мусора.

Батареи или аккумуляторы, которые не установлены стационарно, необходимо извлечь перед утилизацией и утилизировать отдельно.

2. Возможности возврата старых устройств

Владельцы электрического и электронного оборудования (WEEE) могут сдать или вернуть его в рамках систем сбора, организованных местными службами обращения с отходами, для обеспечения надлежащей утилизации.



1. Символ перечеркнутого мусорного контейнера на батарейках или аккумуляторах означает, что их нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами по истечении срока службы.

2. Вы обязаны сдавать отработанные батарейки и аккумуляторы после использования. Это можно сделать бесплатно в пунктах сбора в вашем регионе. Адреса таких пунктов можно получить в местных органах власти или муниципалитете.

3. Батареи могут содержать вещества, вредные для окружающей среды и здоровья человека. Отдельный сбор и переработка использованных батарей и аккумуляторов помогают избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

4. По возможности избегайте образования отходов от батарей, например, не оставляйте батареи или электронное оборудование с батареями в общественных местах без присмотра.



Настоящим компания Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляет, что данное оборудование соответствует Директиве 2014/30/EU, Директиве 2011/65/EU, Регламенту 2012 об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также другим применимым нормативным требованиям. Полный текст декларации о соответствии доступен по адресу:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Thanks for purchasing the RENPHO Leg Massager. To ensure safety and avoid any accidental damage or injury, please read this manual carefully and use the device only as indicated. Non-compliance may cause injuries, and/or severe property damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using the device, basic precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
4. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

DANGER - To reduce the risk of electric shock and fire:

1. Never use pins or other metallic fasteners with this device.
2. The device is only to be used with the power supply unit provided with the device.
3. Do not leave the device unattended when it is working.
4. Always unplug the power adapter from the electrical outlet after each use.
5. Do not plug or unplug the power adapter or air hose with wet hands.
6. Keep the cord and device away from heated surfaces.

WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, please follow the instructions below:

1. If you fall into any of the following user groups, please consult a doctor before use:
 - Pregnant or postpartum women
 - Children
 - Elderly (over 65 years old)
 - People with skin infections, sensitivity, redness, wound, and/or burns on the skin
 - People using a pacemaker or other implantable medical device
 - People with heart disease, malignant tumors, or other serious health conditions
 - People receiving medical treatment or feel discomfort during massages
 - People suffering from osteoporosis, diabetes, or thrombosis
 - People with high or abnormal blood pressure
 - People suffering from a sensory impairment that reduces the feeling of pain or heat (e.g. metabolic disorder)
 - People suffering from fever over 100.4°F
2. Stop using if you feel uncomfortable or unwell after use and consult a doctor.
3. **DO NOT** use spare parts that are not approved by RENPHO.
4. Non-professional repair personnel should not dismantle or replace the device without manufacturer's permission.
5. **DO NOT** use the device if the power cord or wrap surfaces are damaged.

6. **DO NOT** use or store the device in a place with high humidity such as bathroom or places with high temperature.
7. **DO NOT** carry the device by the power cord or the controller.
8. **DO NOT** use while sleeping, operating machinery, or after alcohol consumption.
9. **DO NOT** stand or walk while using the device.
10. **DO NOT** expose the controller, the wraps, or the power adapter to water as this may result in malfunction or electric shock.
11. **DO NOT** insert any foreign objects into the slit (this may cause fire and electric shock).
12. **DO NOT** use the sharp tools to scratch or puncture the wraps, as this may cause air leak.
13. **DO NOT** use wraps directly on swollen, inflamed areas, sensitive skin, or skin eruptions.
14. **DO NOT** use the device for more than 60 minutes at a time. Extensive use could lead to the device's excessive heating and shorter lifespan.
15. **DO NOT** operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury.
16. **DO NOT** use the device on pets or animals.
17. The device has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the device.
18. **WARNING** - Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

About the Battery

1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
3. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
7. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. **CAUTION** - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Battery Producer Labelling

Manufacturer: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.



Address: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an)Xiamen 361000 Fujian P.R. China

Website: <https://www.invcy.com/>

Email: 2162923595@qq.com

ABOUT THE PRODUCT


1. What's in the box



Charging Cable

Buttons

- Power Button
- Timer Button
- Deflation Button
- M** Combine Mode Button
- P** Section Mode Button
- Intensity Button
- Heat Button



LED Display

- Battery Indicator
- Combine Mode Indicator
- Section Mode Indicator
- Intensity Indicator
- Heat Indicator
- Timer Indicator

2. Specifications

Product Name: Leg Massager

Model: R-WML01

Input: 5V  2A

Battery Voltage: DC 7.4V

Battery Capacity: 4500mAh 33.3Wh

Auto-off Timer: 15/20/25/30 minutes

Charging Time: < 360 min

Operating Time: about 160 min


Product Weight: 3.86 lb / 1.75 kg

Controller Size: 6.10×3.86×2.17 in / 15.5×9.8×5.5 cm

USING THE PRODUCT

1. Before Use


Charge the device




- a. Please charge the device using the provided USB-C charging cable and DC 5V 2A charger (not included) when the battery indicators turn off.
 - b. It takes about 6 hours to fully charge the device. When charging the battery, the battery indicator will flash and turn solid once the charging is complete. The massager runs on a single charge for about 160 minutes (varying by mode or intensity level selected).
- * For safety reasons, the device cannot be turned on while charging.

2. Wear the Leg Wrap

2.1 Lay the leg wrap flat.



2.2 Begin by unzipping the leg wrap. Insert your leg and re-zip to seal. The leg wrap is not size-adjustable and may provide a loose fit which is normal.



2.3 Adjust your position and make sure your leg is fully extended.



3. Operation Instruction


1. **Power Button:** Press and hold to turn on / off the massager.
2. **Mode Button:** Press to toggle through 6 preset full-leg massage modes: Relieve-Activation-Relax-Recovery-Massage-Press.
3. **P Button:** Press to toggle 13 section modes of different combination, to target specific spot or multiple areas.
4. **Intensity Button:** Press to increase/decrease through 8 intensity levels (80mmHg to 220mmHg).
5. **Heat Button:** Press to toggle the heat level: Low, Medium, High and OFF.
6. **Timer Button:** Press to toggle massage duration: 15 min, 20 min, 25min and 30 min.
7. **Deflation Button:** Press to rapidly deflate the airbag for instant removal. This action also turns the massager off.

Note:

1. The massager has a built-in auto-off timer. It will automatically turn off the massager when the time is up. It is recommended to limit the usage time to 60 minutes per session.
2. If you experience any discomfort or if the leg wrap feels too tight, press and hold the Power button to turn off the massager immediately or press Deflation button for quick relief.
3. Memory function: The device automatically resumes the last selected massage mode upon power-up; Intensity, heat, and timer settings will revert to their defaults.

CLEANING AND MAINTENANCE

A. Storage



Lay it flat and fold in half, then fold again.

1. Store the massager in a cool, dry place when not in use.
2. Avoid twisting the cord or folding the hoses when packing.
3. Do not place the massager in high-temperature or high-humidity locations. Avoid direct sunlight.
4. Avoid needles or sharp items that could puncture the airbags and hoses.
5. Do not place heavy items on the device.

B. Cleaning

1. Turn off the massager before cleaning.
2. Do not machine wash. Do not immerse it in any liquid to clean. Do not clean it with abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass polish, or paint thinner.
3. Wipe down the surface of the massager with a soft, slightly damp cloth instead.

C. Maintenance

1. Do not attempt to disassemble or repair the massager. The massager does not contain user-serviceable parts.
2. Keep the massager clean and away from moisture.
3. Cover up the massager when not in use to prevent dust.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The device does not work.	The device is not turn ON correctly.	Press and hold the power button to turn on.
	The built-in auto-off timer turns it off after the selected timer ends.	Restart if you want another session.
	Battery has run out.	Charge the device.
Feel too powerful, uncomfortable, or tight while massaging.	Intensity is set too high.	1. Choose lower intensity. 2. Press and hold the power button to turn off. 3. Zip down the wrap.
The controller gets hot.	It is normal for the controller to slightly heat up if the device has been used for a long time.	It is strongly advised not to use this massager for more than 60 minutes per session to avoid OVER USAGE. After turning it off, allow the controller to cool down before using again.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 Tel: 1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

 Email: support-au@renpho.com (AU)

 Tel: +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)

 Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste.

Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.

2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.

3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.

4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>