

MINI THERMAL DELUXE

Модель: R-WMG15

RENPHO підтримує збереження довкілля шляхом мінімізації використання паперу. Повну електронну версію посібника користувача можна переглянути за QR-кодом або посиланням



<https://renpho.com/pages/product-manual-body-fat-scale>

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

Українська..... 01 ~ 07

Русский..... 08 ~ 14

English..... 15 ~ 20

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача та використовуйте пристрій лише за призначенням. RENPHO не несе відповідальності за травми, спричинені неправильним використанням або недотриманням наведених інструкцій.

Збережіть цей посібник для подальшого використання.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

1. Пристрій призначений лише для домашнього використання і не є медичним виробом. Його не слід використовувати для лікування або полегшення захворювань чи патологічних фізичних станів.
2. Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом чи не отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку.
3. За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.
4. Не використовуйте пристрій під ковдрою або подушкою. Надмірне нагрівання може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травми.
5. Не використовуйте пристрій на м'яких поверхнях, таких як ліжко або диван, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані.
6. Необхідний пильний нагляд, якщо пристрій використовується дітьми, людьми похилого віку або особами з інвалідністю чи поруч із ними.
7. Використовуйте пристрій лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником.
8. Ніколи не кидайте та не вставляйте сторонні предмети в будь-які отвори пристрою.
9. Уникайте надмірного тиску на масажну насадку та не масажуйте одну й ту саму ділянку безперервно протягом тривалого часу.
10. Пристрій має нагрівальну поверхню. Людям зі зниженою чутливістю до тепла слід бути обережними під час використання пристрою (за наявності функції нагріву).

НЕБЕЗПЕКА – Для зменшення ризику ураження електричним струмом:

1. Не використовуйте пристрій під час купання або приймання душу.
2. Не розміщуйте та не зберігайте пристрій у місцях, звідки він може впасти або бути втягнутий у ванну чи раковину. Не кладіть і не впускайте пристрій у воду чи інші рідини.

Про акумулятор

1. Не піддавайте пристрій або акумулятор впливу надмірних температур.
2. Уникайте короткого замикання контактів пристрою або акумулятора металевими предметами.
3. Цей пристрій містить незамінні акумулятори. Після завершення строку служби акумулятора пристрій слід належним чином утилізувати.
4. Не розбирайте та не пошкоджуйте акумулятор.
5. Не піддавайте елементи живлення або акумулятори механічним ударам.
6. У разі витоку з акумулятора не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо контакт стався, ретельно промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.
7. Акумулятори та батареї необхідно зарядити перед використанням. Завжди використовуйте відповідний зарядний пристрій і дотримуйтеся інструкцій виробника або посібника користувача щодо правильного заряджання.
8. Не залишайте акумулятор на тривалому заряджанні, якщо він не використовується.
9. Після тривалого зберігання може знадобитися кілька циклів заряджання та розряджання для досягнення максимальної продуктивності акумулятора.
10. УВАГА – Акумулятор, що використовується в цьому пристрої, може становити ризик пожежі або хімічного опіку у разі неправильного поводження. Не перезаряджайте, не розбирайте та не нагрівайте понад 100°C (212°F).

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА

На придбаний вами продукт RENPHO поширюється обмежена гарантія виробника строком на один рік з дати доставки.

З умовами гарантії можна ознайомитися за посиланням:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примітка: Реєстрація продукту не є обов'язковою для отримання гарантійного обслуговування. Якщо ви вирішите не реєструвати продукт, це не вплине на дію гарантії.

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

Якщо у вас виникли запитання або зауваження, будь ласка, зв'яжіться з нами. Служба підтримки клієнтів RENPHO гарантує швидку відповідь і зручне вирішення будь-яких питань протягом робочого часу.

+1 (844) 417 0149 (США та Канада)

Понеділок–п'ятниця: 9:00–16:30

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (лише для Австралії)



TEL:

Понеділок–п'ятниця: 9:00–18:00 (AEST)

+44 (0)7434 666088 (лише для Великої Британії)

Понеділок–п'ятниця: 9:00–17:00 (GMT)

+49 40 23969285 (лише для Німеччини)

Понеділок–п'ятниця: 9:00–18:00 (CET)



Email:

support@renpho.com (США та Канада)

support-au@renpho.com (Австралія)

support-eu@renpho.com (Велика Британія та ЄС)

* Для повернення товару або у разі виявлення дефекту, будь ласка, звертайтеся до нас, вказавши номер замовлення, протягом гарантійного строку. НЕ утилізуйте жодні частини продукту, оскільки вони можуть знадобитися для перевірки або ремонту.

Відповідність нормативним вимогам FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація дозволяється за дотримання таких двох умов: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод і (2) Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.

Попередження: Зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть позбавити користувача права експлуатувати обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестоване та визнане таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його встановлено або використовується не відповідно до інструкцій, воно може спричиняти шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретному випадку встановлення. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для прийому радіо- чи телевізійного сигналу, що можна визначити шляхом вимкнення та ввімкнення пристрою, користувачу рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- змінити орієнтацію або місце розташування приймальної антени;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до розетки в іншому електричному колі, ніж те, до якого підключено приймач;
- звернутися за допомогою до продавця або досвідченого спеціаліста з радіо-/телетехніки.

Відповідність нормативним вимогам ISED

Цей пристрій містить передавач(і)/приймач(і), звільнені від ліцензування, що відповідають стандартам RSS Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади (Innovation, Science and Economic Development Canada). Експлуатація дозволяється за дотримання таких двох умов:

1: Цей пристрій не повинен створювати перешкод.

2: Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.

1. Значення символу перекресленого контейнера для сміття на колесах

Символ перекресленого контейнера означає, що відповідно до законодавства ці пристрої необхідно утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Тобто старі пристрої слід утилізувати окремо від домашнього сміття.



■ Батареї або акумулятори, які не встановлені стаціонарно, необхідно вийняти перед утилізацією та утилізувати окремо.

2. Можливості повернення старих пристроїв

Власники електричного та електронного обладнання (WEEE) можуть здати або повернути його в межах систем збору, організованих місцевими службами поводження з відходами, для забезпечення належної утилізації.



1. Символ перекресленого сміттевого контейнера на батареях або акумуляторах означає, що їх не можна викидати разом із побутовими відходами після завершення строку служби.


2. Ви зобов'язані здавати використані батареї та акумулятори після використання. Це можна зробити безкоштовно у магазинах або пунктах збору у вашому регіоні. Адреси відповідних пунктів збору можна отримати у місцевих органах влади або муніципалітеті.

3. Батареї можуть містити речовини, шкідливі для довкілля та здоров'я людини. Окремий збір і переробка використаних батарей та акумуляторів допомагають уникнути негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

4. За можливості уникайте утворення відходів від використаних батарей, наприклад, не залишайте батареї або електричне й електронне обладнання з батареями у громадських місцях без нагляду.



Цим Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляє, що це обладнання відповідає Директиві 2014/30/EU, Директиві 2011/65/EU, Регламенту 2012 щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, а також іншим відповідним нормативним вимогам. Повний текст декларації відповідності доступний за адресою: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>



Експлуатація



Увімк./Вимк.

Натисніть і утримуйте

2s

Синій індикатор

Нагрів

Натисніть двічі

115°F/46°C

Червоний індикатор


Швидкість (об/хв)



Таймер автоматичного вимкнення

Пристрій автоматично вимикається через 10 хвилин роботи.

Заміна накладки



Заміна накладки

Рекомендації

1. Уникайте надмірного тиску на масажну насадку та не масажуйте одну й ту саму ділянку понад 10 хвилин.
2. Не використовуйте масажер на ділянках із поганим кровообігом і чутливих частинах тіла, таких як голова, обличчя, шийні хребці та кістки.
3. Не використовуйте силіконову накладку насадки під час увімкненої функції нагріву.
4. Для очищення зніміть накладку та промийте її прохолодною водою або неагресивним мийним засобом. Сушіть природним способом, уникаючи гарячого повітря, щоб запобігти деформації.

Виберіть відповідну накладку насадки та встановіть її



Насадка з функцією нагріву (незнімна)

(Під час використання функції нагріву зніміть накладку насадки.)

Для більш ефективного масажу.



Конусна накладка насадки

Для глибоких тканин, тригерних точок і невеликих груп м'язів.



Сферична накладка насадки

Для квадрицепсів, сідниць, великих груп м'язів і загальних зон м'язового болю.



Накладка насадки у формі лапки

Для чутливих зон м'язів, таких як хребет, шия та ахіллове сухожилля.



Плоска накладка насадки

Для лопаток і клубово-великогомілкового тракту (IT band) або для розслаблюючого масажу всього тіла.



Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя и используйте устройство только по назначению. Компания RENPHO не несет ответственности за травмы, полученные в результате неправильного использования или несоблюдения приведенных инструкций.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

1. Устройство предназначено только для домашнего использования и не является медицинским изделием. Его не следует использовать для лечения или облегчения заболеваний или патологических физических состояний.
2. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
3. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с устройством.
4. Не используйте устройство под одеялом или подушкой. Чрезмерное нагревание может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
5. Не используйте устройство на мягких поверхностях, таких как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы.
6. Требуется пристальный надзор, если устройство используется детьми, пожилыми людьми или лицами с ограниченными возможностями, либо находится рядом с ними.
7. Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
8. Никогда не бросайте и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия устройства.
9. Избегайте чрезмерного давления на массажную насадку и не массируйте один и тот же участок непрерывно в течение длительного времени.
10. Устройство имеет нагревательную поверхность. Людям с пониженной чувствительностью к теплу следует быть осторожными при использовании устройства (при наличии функции нагрева).

1. **ОПАСНОСТЬ** – Для уменьшения риска поражения электрическим током:
2. Не используйте устройство во время купания или принятия душа.
3. Не размещайте и не храните устройство в местах, откуда оно может упасть или быть втянуто в ванну или раковину. Не кладите и не роняйте устройство в воду или другие жидкости.

Об аккумуляторе

1. Не подвергайте устройство или аккумулятор воздействию чрезмерных температур.
2. Избегайте короткого замыкания контактов устройства или аккумулятора металлическими предметами.
3. Это устройство содержит несъемные аккумуляторы. По истечении срока службы аккумулятора устройство следует утилизировать надлежащим образом.
4. Не разбирайте и не повреждайте аккумулятор.
5. Не подвергайте элементы питания или аккумуляторы механическим ударам.
6. В случае утечки из аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если произошел контакт, тщательно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
7. Аккумуляторы и батареи необходимо зарядить перед использованием. Всегда используйте подходящее зарядное устройство и следуйте инструкциям производителя или руководству пользователя по правильной зарядке.
8. Не оставляйте аккумулятор на длительной зарядке, если он не используется.
9. После длительного хранения может потребоваться несколько циклов зарядки и разрядки для достижения максимальной производительности аккумулятора.
10. **ВНИМАНИЕ** – Аккумулятор, используемый в этом устройстве, может представлять риск возгорания или химического ожога в случае неправильного обращения. Не перезаряжайте, не разбирайте и не нагревайте выше 100 °C (212 °F).

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА

На приобретенный вами продукт RENPHO распространяется ограниченная гарантия производителя сроком на один год с даты доставки.

С условиями гарантии можно ознакомиться по ссылке:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примечание: Регистрация продукта не является обязательной для получения гарантийного обслуживания. Если вы решите не регистрировать продукт, это не повлияет на действие гарантии.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Если у вас возникли вопросы или замечания, пожалуйста, свяжитесь с нами. Служба поддержки клиентов RENPHO гарантирует быстрый ответ и удобное решение любых вопросов в течение рабочего времени.

+1 (844) 417 0149 (США и Канада)

Понедельник–пятница: 9:00–16:30

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) ((только для Австралии))

Понедельник–пятница: 9:00–18:00 (AEST)



TEL:

+44 (0)7434 666088 ((только для Великобритании))

Понедельник–пятница: 9:00–17:00 (GMT)

+49 40 23969285 ((только для Германии))

Понедельник–пятница: 9:00–18:00 (CET)

support@renpho.com (США и Канада)



Email:

support-au@renpho.com (Австралия)

support-eu@renpho.com (Великобритания и ЕС)

* Для возврата товара или в случае обнаружения дефекта, пожалуйста, свяжитесь с нами, указав номер заказа, в течение гарантийного срока. НЕ утилизируйте никакие детали изделия, так как они могут понадобиться для проверки или ремонта.

Соответствие нормативным требованиям FCC

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация разрешена при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Предупреждение: Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права эксплуатировать оборудование.

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно установлено или используется не в соответствии с инструкциями, оно может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретном случае установки. Если данное оборудование вызывает вредные помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем выключения и включения устройства, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из приведенных ниже способов:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование к розетке в другой электрической цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио- и телетехнике.

Соответствие нормативным требованиям ISED

Данное устройство содержит передатчик(и)/приемник(и), освобожденные от лицензирования, соответствующие стандартам RSS Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады (Innovation, Science and Economic Development Canada). Эксплуатация разрешена при соблюдении следующих двух условий:

- 1: Данное устройство не должно создавать помех.
- 2: Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

1. Значение символа перечеркнутого мусорного контейнера на колесах

Символ перечеркнутого контейнера означает, что в соответствии с законодательством эти устройства необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. То есть старые устройства следует утилизировать отдельно от домашнего мусора.



■ Батареи или аккумуляторы, которые не установлены стационарно, необходимо извлечь перед утилизацией и утилизировать отдельно.

2. Возможности возврата старых устройств

Владельцы электрического и электронного оборудования (WEEE) могут сдать или вернуть его в рамках систем сбора, организованных местными службами обращения с отходами, для обеспечения надлежащей утилизации.



1. Символ перечеркнутого мусорного контейнера на батарейках или аккумуляторах означает, что их нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами по истечении срока службы.


2. Вы обязаны сдавать отработанные батарейки и аккумуляторы после использования. Это можно сделать бесплатно в магазинах или пунктах сбора в вашем регионе. Адреса соответствующих пунктов сбора можно получить в местных органах власти или муниципалитете.

3. Батареи могут содержать вещества, вредные для окружающей среды и здоровья человека. Отдельный сбор и переработка использованных батарей и аккумуляторов помогают избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

4. По возможности избегайте образования отходов от использованных батарей, например, не оставляйте батареи или электрическое и электронное оборудование с батареями в общественных местах без присмотра.



Настоящим компания Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляет, что данное оборудование соответствует Директиве 2014/30/EU, Директиве 2011/65/EU, Регламенту 2012 об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также другим применимым нормативным требованиям. Полный текст декларации о соответствии доступен по адресу: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>



Эксплуатация



Вкл. / Выкл.

Нажмите и удерживайте

2s

Синий индикатор



Нагрев

Дважды нажмите

115°F/46°C

Красный индикатор




Скорость (об/мин)



Таймер автоматического отключения

Устройство автоматически отключается через 10 минут работы.

Замена накладки



Замена накладки

Рекомендации

1. Избегайте чрезмерного давления на массажную насадку и не массируйте один и тот же участок более 10 минут.
2. Не используйте массажер на участках с плохим кровообращением и чувствительных частях тела, таких как голова, лицо, шейные позвонки и кости.
3. Не используйте силиконовую накладку насадки при включенной функции нагрева.
4. Для очистки снимите насадку и промойте ее прохладной водой или неагрессивным моющим средством. Сушите естественным образом, избегая воздействия горячего воздуха, чтобы предотвратить деформацию.

Выберите подходящую насадку и установите ее



Насадка с функцией нагрева (несъемная)

(При использовании функции нагрева снимите насадку.)

Для более эффективного массажа.



Коническая накладка насадки

Для глубоких тканей, триггерных точек и небольших групп мышц.



Сферическая накладка насадки

Для квадрицепсов, ягодиц, крупных групп мышц и общих зон мышечной боли.



Накладка насадки в форме лапки

Для чувствительных участков мышц, таких как позвоночник, шея и ахиллово сухожилие.



Плоская накладка насадки

Для лопаток и подвздошно-большеберцового тракта (IT-band) или для расслабляющего массажа всего тела.



Please carefully read this user manual and use the device only as directed. RENPHO assumes no responsibility for any injuries caused by misuse or negligence in following the instructions provided. Please keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING.

1. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.
2. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
4. Do not operate under a blanket or pillow. Excessive heating may occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
5. Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
6. Close supervision is necessary when this device is used by, on or near children, invalids, and disabled persons.
7. Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Avoid applying excessive pressure on the massage head and refrain from massaging the same area continuously for an extended period of time.
10. The device has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the device (if applicable).

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

1. Do not use while bathing or in a shower.
2. Do not place or store the device in areas where it may fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

About the Battery

1. Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short-circuited by metal objects.
3. This device contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- 7 Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. CAUTION - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty.

If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

-  **TEL:** +1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
+44(0)7434 666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)
-  **Email:** support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-eu@renpho.com (UK&EU)

- * For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a retail store or other collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>



Operation



On/Off

Press and Hold

2s

Blue light



Heating

Double Press

115°F/46°C

Red light



Speed (RPM)



1800



2200



2600




3000

Auto-off Timer

The device will automatically shut off after 10 minutes of operation.

Replacing the Casing



Warm Tips :

1. Avoid applying excessive pressure on the massage head and refrain from massaging the same area for more than 10 minutes.
2. Avoid using the massage gun on areas with poor circulation and sensitive body parts such as head, face, cervical vertebrae, body bones.
3. Do not put any silicone head casing on when using the heating function.
4. To clean, detach the casing and rinse with cool water or non-corrosive cleaning fluid. Air dry naturally, avoiding hot air to prevent deformation.

Choose an appropriate head casing and attach it.



Heating head (Non-removable)

(When using the heating function, remove the head casing.)

For a more effective massage



Conical head casing

For deep tissues, trigger points, and small muscle groups



Spherical head casing

For quads, glutes, large muscle groups, and general areas of soreness



Claw-shaped head casing

For sensitive muscle areas like spine, neck and Achilles tendon



Flat head casing

For the shoulder blades and IT bands or for a relaxing full-body massage



RENPHO