


RENPHO

Посібник
користувача



MorphoScan Nova

Модель: R-A031

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

Українська..... 01 ~ 15

Русский..... 16 ~ 30

English..... 31 ~ 45

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без достатнього досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції від відповідальної за безпеку особи.
2. Діти повинні знаходитись під наглядом, щоб не грати з пристроєм.
3. Ваги призначені лише для побутового використання та не призначені для медичних чи комерційних цілей. Їх не можна використовувати для діагностики захворювань чи відхилень у стані здоров'я.
4. Діти до 8 років, а також вагітні особи з остеопорозом, кардіостимулятором, штучними суглобами, переносним ЕКГ або металевими імплантатами повинні використовувати ваги тільки для зважування і обов'язково у взутті, щоб уникнути впливу електричного струму.
5. Усі дані складу тіла надаються лише для довідки та не замінюють консультації лікаря.
6. Не перевантажуйте ваги. (Максимальне навантаження: 400 фунтів/180 кг)
7. Перед кожним використанням перевіряйте ваги на пошкодження. Не використовуйте пошкоджений пристрій.
8. Використовуйте тільки кабель для заряджання та зарядний пристрій (DC 5V 0.5A, не входить в комплект), що додається, для заряджання ваг.
9. Для точності використовуйте ваги на твердій, рівній та сухій поверхні.
10. Щоб запобігти перешкодам та небезпеці, не використовуйте ваги поруч із обладнанням із сильними електромагнітними полями.
11. Щоб уникнути травм, не ставайте на краї ваги, не стрибайте і не тупайте по них.
12. Ваги – точний і чутливий прилад. Поводьтеся з ними акуратно.
13. Ваги не є водонепроникними. Тримайте їх сухими та не занурюйте у воду. Для чищення використовуйте вологу тканину або засіб для скла. Не використовуйте мило та хімічні засоби.
14. Не піддавайте ваги впливу прямого сонячного проміння, високої температури або вологості. Зберігайте у сухому прохолодному місці.
15. Не розбирайте ваги – це може призвести до поломки або втрати гарантії.

Про батареї

1. Не піддавайте пристрій та батареї впливу високих температур.
2. Зверніть увагу на ризик короткого замикання клем пристрою або батареї металевими предметами.
3. У пристрої використовуються батареї, які не підлягають заміні. Після закінчення терміну служби пристрій необхідно утилізувати належним чином.
4. Не розбирайте, не відкривайте та не пошкодуйте батарею.
5. Не піддавайте батареї або елементи живлення механічним ударам.
6. У разі витоку батареї не допускайте потрапляння рідини на шкіру або очі. При контакті промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.
7. Перед використанням необхідно зарядити акумулятори. Завжди використовуйте відповідний зарядний пристрій та дотримуйтесь інструкцій виробника.
8. Не залишайте батарею на тривалій зарядці, якщо вона не використовується.
9. Після тривалого зберігання може знадобитися кілька циклів заряджання та розрядження для досягнення максимальної продуктивності.
10. **УВАГА:** батарея в цьому пристрої може становити ризик загоряння або хімічного опіку при неправильному використанні.
11. Не перезаряджайте, не розбирайте та не нагрівайте вище 100°C (212°F).

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Маркування виробника батареї

Виробник: Dongguan Lean Power New Energy Technology Co., Ltd
Адреса: Room 201, Building 3, No. 7, Jinchuan Road II, Xiegang Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China
Веб-сайт: www.leanpowercell.com
Email: ferris@leanpowercell.com

ЩО ВХОДИТЬ У КОМПЛЕКТ

MorphoScan Nova × 1

Кабель для заряджання USB-C × 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назву продукту: Ваги для аналізу складу тіла

Модель: R-MSC04

Максимальне навантаження: 400 фунтів/180 кг

Точність розподілу: 0.2 фунта / 0.05 кг



Розміри: 14.08 × 12.2 × 1.61 дюйма / 357.6 × 310 × 41 мм

Місткість батареї: 1000 мА · год, 3.7 Вт · год

Вхідне живлення: 5V = 0.5A

Номінальна потужність: 2.5 Вт

ПРО ВАШ ПРИСТРІЙ



1. Кнопка скидання
2. Ліва кнопка/регулювання гучності
3. Права кнопка / перемикання одиниць виміру
4. Порт заряджання USB-C

5. Електроди для великих пальців
6. Електроди для чотирьох пальців
7. Рукоятка
8. TFT-дисплей
9. Платформа для зважування
10. Опорна ніжка

**Кнопка /
Позначення на
дисплеї** **Опис**



Кнопка скидання

Натисніть, щоб скинути налаштування ваги.
Примітка: скидання ваги видаляє всі збережені дані користувачів та налаштування



Ліва кнопка/регулювання гучності

Натискайте для перемикання між режимами звук вимкнений/низька гучність/середня гучність/висока гучність або для прокручування вмісту вліво.



Права кнопка / перемикання одиниць виміру

Натисніть, щоб змінити одиниці вимірювання або прокрутити вміст праворуч.



Індекс маси тіла (ІМТ)



Відсоток жиру в організмі.



Відсоток скелетної м'язової маси



Відсоток води в організмі



Відсоток білка в організмі



Відсоток кісткової маси



Вага



Одиниці виміру

Перемикаються за допомогою кнопки зміни одиниць виміру



Overloaded


Перевантаження

Максимальне навантаження: 400 фунтів/180 кг



Низький рівень заряду батареї

Зарядіть ваги




Ідентифікація користувача

Створіть профіль користувача у RENPHO Health App. Фотографію профілю також можна встановити у програмі

ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ/СКИДАННЯ ПРИСТРОЮ

1. Перед першим використанням натисніть кнопку скидання або підключіть ваги до джерела живлення за допомогою зарядного кабелю та зарядного пристрою (не входить до комплекту), щоб ініціалізувати ваги.
2. Щоб скинути налаштування ваг, натисніть кнопку скидання, потім зачекайте 2 секунди.

Примітка: скидання ваги видаляє всі збережені дані користувачів та налаштування.




ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ

Час зарядки: приблизно 3 години


Зарядний пристрій: DC 5V 0.5A (не входить до комплекту)



Джерело живлення



Зарядний кабель, що додається



Порт зарядки USB-C

ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ ТА З'ЄДНАННЯ

НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКА RENPHO HEALTH

1. Завантаження програми RENPHO Health

Відскануйте QR-код або знайдіть "RENPHO Health" в App Store або Google Play.

Вимоги: iOS 12.0 або пізніша версія, Android 7.0 або пізніша версія.



Примітка: Через постійні оновлення та покращення програма "RENPHO Health" може виглядати трохи інакше.

2. Вхід/Реєстрація

а. Увійдіть до існуючого облікового запису RENPHO.

б. Якщо у вас немає облікового запису RENPHO, натисніть «Реєстрація», використовуйте свою адресу електронної пошти та заповніть особисту інформацію. Цей крок необхідний точного розрахунку показників здоров'я.

3. Поєднання ваг

Перед поєднанням пари увімкніть бездротове з'єднання на вашому смартфоні.

а. Відкрийте RENPHO Health, поставте ваги на тверду і рівну поверхню і встаньте на них босими ногами. Ноги не повинні бути мокрими.


б. Натисніть «+» у верхньому правому кутку сторінки «Головна» і виберіть ваги для аналізу складу тіла зі списку пристроїв.

с. Дотримуйтеся інструкцій у програмі, щоб завершити пару.


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

*Перед першим виміром створіть правильний профіль користувача в RENPHO Health App. Це забезпечить точну запис ваших вимірювань та їх прив'язку до вашого профілю.

1. Поставте ваги на рівну, тверду поверхню та зніміть щільний одяг. Встаньте на терези однією ногою, щоб активувати їх, потім зійдіть. Після того, як на дисплеї з'явиться 0.0 або 0.00, знову встаньте на ваги босими ногами. Важливо: ноги не повинні бути мокрими.






2. Слідкуйте, щоб між колінами та стегнами залишався простір. Візьміться за рукоятку так, щоб великі пальці були на електродах для великих пальців, а решта пальців – на електродах для чотирьох пальців.







Примітка: Довжина кабелю ручки становить 150 см/59 дюймів. Під час використання поведіться з ним акуратно і не тягніть занадто сильно.





3. Підніміть та утримуйте ручку на правильному рівні. Руки повинні вільно звисати, бути злегка зігнутими та знаходитися на відстані від тіла та живота. Стійте прямо, не рухайтесь та дочекайтеся появи остаточних результатів вимірювання на дисплеї ваги.

Примітка: Ваги можуть розпізнати декілька профілів користувачів, якщо вага схожа на вагу інших користувачів. Натисніть ліву або праву кнопку, щоб вибрати правильний профіль (не можна регулювати гучність або змінювати одиниці вимірювання).



Після відображення результатів вимірювань TFT-дисплей надасть детальне зведення показників вашого тіла:

Дисплей	Опис
	Аналіз м'язової маси та жиру
	Динаміка м'язової маси та жиру
	Сегментний аналіз м'язової маси
	Динаміка м'язової маси за сегментами тіла

Дисплей	Опис
	Сегментний аналіз жиру
	Динаміка жирової маси за сегментами тіла
	Ціль досягнута
	Прогрес досягнення мети

Примітка: Кожна сторінка відображається протягом 3 секунд перед автоматичним переходом до наступної сторінки. Якщо ви бажаєте повернутися на попередню сторінку або перейти до наступної, натисніть ліву або праву кнопку для прокручування. Після натискання лівої/правої кнопки автоматичне перемикання сторінок припиниться, і пристрій вимкнеться після 10 секунд бездіяльності.

4. Після завершення вимірювання акуратно встановіть ручку назад на ваги. Терези передадуть дані у додаток. Відкрийте програму, щоб синхронізувати та переглянути детальні результати вимірювань, відстежувати прогрес та отримати доступ до додаткових функцій та аналітики.

КЕРІВНИЦТВО З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. Проблеми з дисплеєм

Дисплей	Опис
Вага, ІМТ, відсоток жиру, відсоток скелетної м'язової маси, відсоток води в організмі, відсоток білка, відсоток кісткової маси	 <ul style="list-style-type: none">• Ваги розпізнали користувача.• Вимірювання було виконане босими ногами.
Вага, ІМТ	 <ul style="list-style-type: none">• Вимірювання було виконане у шкарпетках або взутті.• Рішення: встаньте на терези босими ногами.
Тільки вага	 <ul style="list-style-type: none">• Ваги не розпізнали користувача.• Рішення: створіть власний профіль користувача у програмі RENPHO Health App.

2. Інші проблеми

Проблема	Рішення
Я можу отримати дані про вагу, відсоток жиру та BMI з дисплея ваг, але у членів сім'ї чи друзів це не виходить.	Члени вашої родини або друзі повинні заповнити інформацію свого профілю в програмі за допомогою функції «add a member» («додати учасника») або увійти до програми RENPHO Health App під власним обліковим записом.
Ваги не можуть визначити відсоток жиру та/або інші показники.	<p>a. Переконайтеся, що ваші ноги босі та не мокрі.</p> <p>b. Сійте нерухомо на вагах близько 10 секунд, щоб завершити процес вимірювання.</p> Якщо проблема залишається, спробуйте нанести трохи зволожуючого крему на ноги і повторити вимір, або попросіть іншу людину виконати наведені вище дії. Будьте обережні, щоб не послизнутися на платформі ваги.
Я зареєстрував обліковий запис на сайті RENPHO, але не можу використовувати його для входу до програми RENPHO Health App.	Сайт RENPHO та додаток RENPHO Health App – це дві окремі системи. Будь ласка, створіть окремий обліковий запис для програми RENPHO Health App.
Ваги працюють неправильно або виникають проблеми під час використання.	Натисніть кнопку Reset та зачекайте 2 секунди. Примітка: скидання ваги видаляє всі збережені дані користувачів та налаштування.
Мені здається, що результати вимірів неточні.	<p>a. Поверніть ручку на місце на терезах і натисніть кнопку скидання. Зачекайте, поки на дисплеї з'явиться 0.0 або 0.00, перш ніж вставити босими ногами, підняти рукоятку і залишатися нерухомим.</p> <p>b. Зважуйтеся приблизно в один і той же час щодня.</p> <p>c. Для найбільш точних результатів уникайте вимірів відразу після тренування, душу або щільного прийому їжі.</p>

ГАРАНТІЯ

На придбаний продукт RENPHO поширюється обмежена гарантія виробника терміном на один рік з дати доставки.

З умовами гарантії можна ознайомитись за посиланням:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примітка: Реєстрація гарантії не потрібна. Якщо ви вирішите не реєструвати свій продукт, це не скасує гарантію.

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас, якщо у вас виникнуть питання чи побоювання. Команда служби підтримки клієнтів RENPHO гарантує швидку відповідь та безперешкодне вирішення будь-якої проблеми у робочий час.

- ✉ **Email:** support-eu@renpho.com (Великобританія та ЄС)
support@renpho.com (США та Канада)
support-au@renpho.com (Австралія)
- ☎ **TEL:** **+44(0)7434 666088 (ТІЛЬКИ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)**
Понеділок–п'ятниця 9:00–17:00 (GMT)
+1(844) 417 0149 (США та КАНАДА)
Понеділок–п'ятниця 9:00–16:30
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (ТІЛЬКИ ДЛЯ АВСТРАЛІЇ)
Понеділок–п'ятниця 9:00–18:00 (AEST)
+49 40 23969285 (тільки Німеччина)
Понеділок–П'ятниця 9:00–18:00 (CET)

*У разі виявлення дефектів або повернення товару, будь ласка, зв'яжіться з нами, вказавши номер вашого замовлення протягом встановленого гарантійного терміну. НЕ утилізуйте будь-які частини виробу, оскільки вони можуть бути потрібними для огляду або ремонту.



1. Значення символу перекресленого бака для сміття на колесах

Символ перекресленого бака для сміття означає, що ви за законом зобов'язані утилізувати ці прилади окремо від несортованих муніципальних відходів, тобто старі прилади повинні утилізуватися окремо від побутових відходів. Батарейки або акумулятори, які не встановлені стаціонарно, повинні бути попередньо витягнуті та утилізовані окремо.

2. Варіанти повернення старих приладів

Власники WEEE (відходів електричного та електронного обладнання) можуть повернути або здати їх у межах можливостей, створених та доступних державними органами управління відходами для забезпечення належної утилізації.

3. Персональні дані

Всім кінцевим користувачам WEEE нагадуємо, що ви несете відповідальність за видалення персональних даних з обладнання, що утилізується.



1. Символ перекресленого бака для сміття на батареях або акумуляторах вказує на те, що після закінчення терміну служби їх не можна викидати разом з побутовими відходами.

2. Ви за законом повинні повертати старі батареї та акумулятори після використання. Ви можете зробити це безкоштовно у пункті збору у вашому районі. Адреси відповідних пунктів збору можна отримати у міських чи місцевих органах влади.

3. Батарейки можуть містити речовини, шкідливі для довкілля та здоров'я людини. Роздільний збір та переробка старих батарей та акумуляторів покликані уникнути негативного впливу на довкілля та здоров'я людини.

4. Будь ласка, уникайте утворення відходів від старих батарейок, наприклад, не засмічуйте громадські місця, не залишаючи недбало батарейки або електричне та електронне обладнання, що містить батарейки.



Справжнім компанія Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляє, що це обладнання відповідає Директиві 2014/53/EU, Директиві 2011/65/EU, Регламенту з радіоблагодання 2017 року, Регламенту про обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні 2012 року та іншим відповідним положенням. Повний текст Декларації про відповідність можна отримати за наступною адресою в Інтернеті:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Максимальна потужність RF: -0.01 dBm

Робоча частота: 2402 МГц – 2480 МГц

Політика відповідності нормативам FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація допускається при дотриманні наступних двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажану роботу.

Попередження: Зміни або модифікації, які не схвалені у явній формі стороною, яка відповідає за відповідність нормам, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестовано та визнано відповідним обмеженням для цифрових пристроїв класу B згідно з частиною 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено та використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретному випадку установки. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для прийому радіо- або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом вимкнення та включення обладнання, користувачу рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або декількома з наступних способів:

- Переорієнтувати або перемістити приймальну антену.
- Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключити обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено приймач.
- Звернутися за допомогою до дилера або досвідченого фахівця з радіо- та телевізійного обладнання.

Відповідність нормативним вимогам ISED

Цей пристрій містить передавач(и)/приймач(и), що не вимагають ліцензування, які відповідають стандартам RSS Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади, що не вимагають ліцензування. Експлуатація допускається за дотримання наступних двох умов:

1. Цей пристрій не повинен перешкоджати.
2. Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции от ответственного за их безопасность лица.
2. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством.
3. Весы предназначены только для бытового использования и не предназначены для медицинских или коммерческих целей. Их нельзя использовать для диагностики заболеваний или отклонений в состоянии здоровья.
4. Дети до 8 лет, а также беременные, лица с остеопорозом, кардиостимулятором, искусственными суставами, переносным ЭКГ или металлическими имплантатами должны использовать весы только для взвешивания и обязательно в обуви, чтобы избежать воздействия электрического тока.
5. Все данные состава тела предоставляются только для справки и не заменяют консультацию врача.
6. Не перегружайте весы. (Максимальная нагрузка: 400 фунтов / 180 кг).
7. Перед каждым использованием проверяйте весы на повреждения. Не используйте поврежденное устройство.
8. Используйте только прилагаемый кабель для зарядки и зарядное устройство (DC 5V 0.5A, не входит в комплект) для зарядки весов.
9. Для точности используйте весы на твердой, ровной и сухой поверхности.
10. Во избежание помех и опасности не используйте весы рядом с оборудованием с сильными электромагнитными полями.
11. Чтобы избежать травм, не становитесь на края весов, не прыгайте и не топайте по ним.
12. Весы – точный и чувствительный прибор. Обращайтесь с ними аккуратно.
13. Весы не являются водонепроницаемыми. Держите их сухими и не погружайте в воду. Для очистки используйте влажную ткань или средство для стекла. Не используйте мыло и химические средства.
14. Не подвергайте весы воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры или влажности. Храните в сухом прохладном месте.
15. Не разбирайте весы – это может привести к поломке или потере гарантии.

О батареях

1. Не подвергайте устройство и батареи воздействию высоких температур.
2. Обратите внимание на риск короткого замыкания клемм устройства или батареи металлическими предметами.
3. В устройстве используются батареи, которые не подлежат замене. По окончании срока службы устройство необходимо утилизировать надлежащим образом.
4. Не разбирайте, не вскрывайте и не повреждайте батарею.
5. Не подвергайте батареи или элементы питания механическим ударам.
6. В случае утечки батареи не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. При контакте промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
7. Аккумуляторы необходимо зарядить перед использованием. Всегда используйте подходящее зарядное устройство и следуйте инструкциям производителя.
8. Не оставляйте батарею на длительной зарядке, если она не используется.
9. После длительного хранения может потребоваться несколько циклов зарядки и разрядки для достижения максимальной производительности.
10. **ВНИМАНИЕ:** батарея в этом устройстве может представлять риск возгорания или химического ожога при неправильном использовании. Не перезаряжайте, не разбирайте и не нагревайте выше 100°C (212°F).

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Маркировка производителя батареи

Производитель: Dongguan Lean Power New Energy Technology Co., Ltd

Адрес: Room 201, Building 3, No. 7, Jinchuan Road II, Xiegang Town,

Dongguan City, Guangdong Province, China

Веб-сайт: www.leanpowercell.com

Email: ferris@leanpowercell.com

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

MorphoScan Nova × 1

Кабель для зарядки USB-C × 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта: Весы для анализа состава тела

Модель: R-MSC04

Максимальная нагрузка: 400 фунтов / 180 кг

Точность деления: 0.2 фунта / 0.05 кг



Размеры: 14.08 × 12.2 × 1.61 дюйма / 357.6 × 310 × 41 мм

Емкость батареи: 1000 мА·ч, 3.7 Вт·ч

Входное питание: 5V = 0.5A

Номинальная мощность: 2.5 Вт

О ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ



1. Кнопка сброса
2. Левая кнопка / регулировка громкости
3. Правая кнопка / переключение единиц измерения
4. Порт зарядки USB-C

5. Электроды для больших пальцев
6. Электроды для четырех пальцев
7. Рукоятка
8. TFT-дисплей
9. Платформа для взвешивания
10. Опорная ножка

Кнопка / Обозначения на дисплее	Описание
	Кнопка сброса Нажмите, чтобы сбросить настройки весов. Примечание: сброс весов удалит все сохранённые данные пользователей и настройки.
	Левая кнопка / регулировка громкости Нажимайте для переключения между режимами звук выключен/низкая громкость/средняя громкость/высокая громкость или для прокрутки содержимого влево.
	Правая кнопка/переключение единиц измерения Нажмите, чтобы изменить единицы измерения или прокрутить содержимое вправо.
	Индекс массы тела (ИМТ)
	Процент жира в организме.
	Процент скелетной мышечной массы
	Процент воды в организме
	Процент белка в организме
	Процент костной массы
	Вес
	Единицы измерения Переключаются с помощью кнопки смены единиц измерения
 Overloaded	Перегрузка Максимальная нагрузка: 400 фунтов / 180 кг
	Низкий уровень заряда батареи Зарядите весы




Идентификация пользователя

Создайте профиль пользователя в приложении RENPHO Health App. Фотографию профиля также можно установить в приложении

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ/СБРОС УСТРОЙСТВА

1. Перед первым использованием нажмите кнопку сброса или подключите весы к источнику питания с помощью прилагаемого зарядного кабеля и зарядного устройства (не входит в комплект), чтобы инициализировать весы.
2. Чтобы сбросить настройки весов, нажмите кнопку сброса, затем подождите 2 секунды.

Примечание: сброс весов удалит все сохранённые данные пользователей и настройки.




ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Время зарядки: примерно 3 часа


Зарядное устройство: DC 5V 0.5A (не входит в комплект)



Источник питания



Прилагаемый зарядный кабель



Порт зарядки USB-C

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ И СОПРЯЖЕНИЕ

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ RENPHO HEALTH

1. Загрузка приложения RENPHO Health
Отсканируйте QR-код или найдите "RENPHO Health" в App Store или Google Play.
Требования: iOS 12.0 или более поздняя версия, Android 7.0 или более поздняя версия.



Примечание: Из-за постоянных обновлений и улучшений приложение "RENPHO Health" может выглядеть немного иначе.

2. Вход / Регистрация

а. Войдите в существующую учетную запись приложения RENPHO.
б. Если у вас нет учетной записи RENPHO, нажмите «Регистрация», используйте свой адрес электронной почты и заполните личную информацию. Этот шаг необходим для точного расчета показателей здоровья.

3. Сопряжение весов


Перед сопряжением включите беспроводное соединение на вашем смартфоне.

а. Откройте приложение RENPHO Health, поставьте весы на твердую и ровную поверхность и встаньте на них босыми ногами. Ноги не должны быть мокрыми.
б. Нажмите «+» в правом верхнем углу страницы «Главная» и выберите ваши весы для анализа состава тела из списка устройств.
в. Следуйте инструкциям в приложении для завершения сопряжения.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

*Перед первым измерением создайте правильный профиль пользователя в приложении RENPHO Health App. Это обеспечит точную запись ваших измерений и их привязку к вашему профилю.

1. Поставьте весы на ровную, твердую поверхность и снимите плотную одежду. Встаньте на весы одной ногой, чтобы активировать их, затем сойдите. После того как на дисплее появится «0.0» или «0.00», снова встаньте на весы босыми ногами. Важно: ноги не должны быть мокрыми.





2. Следите, чтобы между коленями и бедрами оставалось пространство. Возьмитесь за рукоятку так, чтобы большие пальцы находились на электродах для больших пальцев, а остальные пальцы – на электродах для четырех пальцев.







Примечание: Длина кабеля рукоятки составляет 150 см / 59 дюймов. Во время использования обращайтесь с ним аккуратно и не тяните слишком сильно.





3. Поднимите и удерживайте рукоятку на правильном уровне. Руки должны свободно свисать, быть слегка согнутыми и находиться на расстоянии от тела и живота. Стойте прямо, не двигайтесь и дождитесь появления окончательных результатов измерения на дисплее весов.

Примечание: Весы могут распознать несколько профилей пользователей, если вес похож на вес других пользователей. Нажмите левую или правую кнопку, чтобы выбрать правильный профиль (в этой ситуации нельзя регулировать громкость или менять единицы измерения).



После отображения результатов измерений TFT-дисплей предоставит подробную сводку показателей вашего тела:

Дисплей	Описание
	Анализ мышечной массы и жира
	Динамика мышечной массы и жира
	Сегментный анализ мышечной массы
	Динамика мышечной массы по сегментам тела

Дисплей	Описание
	Сегментный анализ жира
	Динамика жировой массы по сегментам тела
	Цель достигнута
	Прогресс достижения цели

Примечание: Каждая страница отображается в течение 3 секунд перед автоматическим переходом к следующей странице. Если вы хотите вернуться на предыдущую страницу или перейти к следующей, нажмите левую или правую кнопку для прокрутки. После нажатия левой/правой кнопки автоматическое переключение страниц прекратится, и устройство выключится после 10 секунд бездействия.

4. После завершения измерения аккуратно установите рукоятку обратно на весы. Весы передадут данные в приложение. Откройте приложение, чтобы синхронизировать и просмотреть подробные результаты измерений, отслеживать прогресс и получить доступ к дополнительным функциям и аналитике.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Проблемы с дисплеем

Проблема		Решение
Вес, ИМТ, процент жира, процент скелетной мышечной массы, процент воды в организме, процент белка, процент костной массы		<ul style="list-style-type: none">• Весы распознали пользователя.• Измерение было выполнено босыми ногами.
Вес, ИМТ		<ul style="list-style-type: none">• Измерение было выполнено в носках или обуви.• Решение: встаньте на весы босыми ногами.
Только вес		<ul style="list-style-type: none">• Весы не распознали пользователя.• Решение: создайте собственный профиль пользователя в приложении RENPHO Health App.

2. Другие проблемы

Проблема	Решение
Я могу получить данные о весе, проценте жира и BMI с дисплея весов, но у членов семьи или друзей это не получается.	Члены вашей семьи или друзья должны заполнить информацию своего профиля в приложении с помощью функции «add a member» («добавить участника») или войти в приложение RENPHO Health App под своей собственной учетной записью.
Весы не могут определить процент жира и/или другие показатели.	<p>a. Убедитесь, что ваши ноги босые и не мокрые.</p> <p>b. Стойте неподвижно на весах около 10 секунд, чтобы завершить процесс измерения.</p> Если проблема остается, попробуйте нанести немного увлажняющего крема на ноги и повторить измерение, либо попросите другого человека выполнить указанные выше действия. Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться на платформе весов.
Я зарегистрировал аккаунт на сайте RENPHO, но не могу использовать его для входа в приложение RENPHO Health App.	Сайт RENPHO и приложение RENPHO Health App – это две отдельные системы. Пожалуйста, создайте отдельную учетную запись для приложения RENPHO Health App.
Весы работают неправильно или возникают проблемы во время использования.	Нажмите кнопку Reset и подождите 2 секунды. Примечание: сброс весов удалит все сохраненные данные пользователей и настройки.
Мне кажется, что результаты измерений неточные.	<p>a. Верните рукоятку на место на весах и нажмите кнопку сброса. Подождите, пока на дисплее появится «0.0» или «0.00», прежде чем вставить босыми ногами, поднимать рукоятку и оставаться неподвижным.</p> <p>b. Взвешивайтесь примерно в одно и то же время каждый день.</p> <p>c. Для наиболее точных результатов избегайте измерений сразу после тренировки, душа или плотного приема пищи.</p>

ГАРАНТИЯ

На приобретенный вами продукт RENPHO распространяется ограниченная гарантия производителя сроком на один год с даты доставки.

С условиями гарантии можно ознакомиться по ссылке:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примечание: Регистрация продукта не требуется для действия гарантии. Если вы решите не регистрировать свой продукт, это не аннулирует гарантию.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут вопросы или опасения. Команда службы поддержки клиентов RENPHO гарантирует быстрый ответ и беспрепятственное решение любой проблемы в рабочее время.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com (Великобритания и ЕС)
support@renpho.com (США и Канада)
support-au@renpho.com (Австралия)

☎ **TEL:** **+44(0)7434-666088** (только Великобритания)

Понедельник–Пятница: 9:00–17:00 (GMT)

+1(844) 417 0149 (США и КАНАДА)

Понедельник–пятница 9:00–16:30

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (ТОЛЬКО ДЛЯ АВСТРАЛИИ)

Понедельник–пятница 9:00–18:00 (AEST)

+49 40 23969285 (только Германия)

Понедельник–Пятница 9:00–18:00 (CET)

*В случае обнаружения дефектов или для возврата товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, указав номер вашего заказа в течение установленного гарантийного срока. НЕ утилизируйте никакие части изделия, так как они могут потребоваться для осмотра или ремонта.



1. Значение символа перечеркнутого мусорного бака на колесах

Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что вы по закону обязаны утилизировать эти приборы отдельно от несортированных муниципальных отходов, т. е. старые приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Батарейки или аккумуляторы, которые не установлены стационарно, должны быть предварительно извлечены и утилизированы отдельно.

2. Варианты возврата старых приборов

Владельцы WEEE (отходов электрического и электронного оборудования) могут вернуть или сдать их в рамках возможностей, созданных и доступных государственными органами по управлению отходами для обеспечения надлежащей утилизации.

3. Персональные данные

Всем конечным пользователям WEEE напоминаем, что вы несете ответственность за удаление персональных данных из утилизируемого оборудования.



1. Символ перечеркнутого мусорного бака на батарейках или аккумуляторах указывает на то, что по истечении срока службы их нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

2. Вы по закону обязаны возвращать старые батарейки и аккумуляторы после использования. Вы можете сделать это бесплатно в пункте сбора в вашем районе. Адреса подходящих пунктов сбора можно получить в городских или местных органах власти.

3. Батарейки могут содержать вещества, вредные для окружающей среды и здоровья человека. Раздельный сбор и переработка старых батареек и аккумуляторов призваны избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

4. Пожалуйста, по возможности избегайте образования отходов от старых батареек, например, не засоряйте общественные места, не оставляя небрежно батарейки или электрическое и электронное оборудование, содержащее батарейки.

CE Настоящая компания Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. заявляет, что данное оборудование соответствует Директиве 2014/53/EU, Директиве 2011/65/EU, Регламенту по радиооборудованию 2017 года, Регламенту об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2012 года и другим соответствующим положениям. Полный текст Декларации о соответствии можно получить по следующему адресу в Интернете: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Максимальная мощность RF: -0.01 dBm

Рабочая частота: 2402 МГц – 2480 МГц

Политика соответствия нормативам FCC

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC.

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

(1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Предупреждение: Изменения или модификации, не одобренные в явной форме стороной, ответственной за соответствие нормам, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи.

Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретном случае установки. Если это оборудование вызывает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования,

пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.

Соответствие нормативным требованиям ISED

Данное устройство содержит не требующие лицензирования передатчик(и)/приемник(и), которые соответствуют не требующим лицензирования стандартам RSS Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать помех.
2. Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes. It should not be used in diagnosing a disease, disorder or abnormal physical state.
4. Children under 8 or individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current when stepping onto the scale.
5. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
6. Do not overload the scale. (Maximum Capacity: 400 lbs / 180 kg)
7. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
8. Only use the provided charging cable and charger (DC 5V 0.5A, not included) to charge the scale.
9. To ensure accuracy, use the scale on a hard, flat and dry surface.
10. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
11. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
12. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
13. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.
14. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high temperatures or extremely humid areas. Store the scale in a cool, dry place.
15. Do not attempt to disassemble the scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.

About the Battery

1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
3. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
7. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. **CAUTION** - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Battery Producer Labelling

Manufacturer: Dongguan Lean Power New Energy Technology Co.,Ltd

Address: Room201, Building 3, No. 7, Jinchuan Road II, Xiegang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Website: www.leanpowercell.com

Email: ferris@leanpowercell.com

WHAT'S IN THE BOX

MorphoScan Nova x 1

USB-C Charging Cable x 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Body Composition Scale

Model: R-MSC04

Maximum Capacity: 400 lbs / 180 kg

Division: 0.2 lb / 0.05 kg


Dimension: 14.08 x 12.2 x 1.61 in / 357.6 x 310 x 41 mm

Battery Capacity: 1000mAh 3.7Wh

Input: 5V $\overline{=}$ 0.5A

Rated Power: 2.5W

ABOUT YOUR PRODUCT



1. Reset Button

2. Left / Volume Key

3. Right / Unit Conversion Key

4. USB-C Charging Port

5. Thumb Electrodes














6. Four-finger Electrodes

7. Handle

8. TFT Display

9. Weighing Platform

10. Foot Pad

	<p>Reset Button Press to reset the scale. Note: Resetting the scale will erase all stored user data and settings.</p>
	<p>Left / Volume Key Tap to cycle from volume off / volume low / volume middle / volume high or scroll content left.</p>
	<p>Right / Unit Conversion Key Tap to change the unit or scroll content right.</p>
	<p>BMI</p>
	<p>Body Fat Percentage</p>
	<p>Skeletal Muscle Percentage</p>
	<p>Body Water Percentage</p>
	<p>Protein Percentage</p>
	<p>Bone Percentage</p>
	<p>Weight</p>
	<p>Units Switched via the Unit Conversion Key.</p>
 <p>Overloaded</p>	<p>Overloaded Maximum Capacity: 400 lbs / 180 kg.</p>
	<p>Low Battery Charge the scale.</p>




User Identification

Create a user profile in the RENPHO Health App. The profile picture can also be set up in the app.

INITIALIZING/RESETTING YOUR PRODUCT

1. Before first use, press the Reset Button or connect the scale to a power source using the provided charging cable and charger (not included) to initialize the scale.
2. To reset the scale, press the Reset Button, then wait for 2 seconds.



Note: Resetting the scale will erase all stored user data and settings.




CHARGING YOUR PRODUCT

Charging Time: approx. 3 hours

DC 5V 0.5A Charger (Not Included)



Provided Charging Cable



INSTALLING THE APP & PAIRING

1. Download the RENPHO Health App

Scan the QR code below or search for “RENPHO Health” from the App Store or Google Play to download the app.

System requirement: iOS 12.0 or later, Android 7.0 or later



Note: Due to continuous updates and improvements, the “RENPHO Health” App may appear slightly different.

2. Log in / Sign up

- a. Log in directly with an existing RENPHO App account.
- b. If you do not have any RENPHO App account, tap “Sign up” using your email address and fill in the personal information; this step is required for calculating your health measurements accurately.

3. Pair the Scale



Before pairing, enable the wireless connectivity on your smartphone.

- a. Open the RENPHO Health App, place the scale on a hard and flat surface, and step onto it with bare feet. Feet must not be wet.
- b. Tap “+” in the upper-right corner of the “Home” page and select your body composition scale from the device list.
- c. Follow the in-app instructions to complete pairing.

USING YOUR PRODUCT

*Create your correct user profile in the RENPHO Health App before taking your first measurement. This ensures your measurements are precisely recorded and associated with your profile.

1. Place the scale on a flat, hard surface and remove thick clothing. Step on the scale with a single foot to activate it and then step off. Step on again with bare feet only after the display shows "0.0" or "0.00." Important: Feet must not be wet.






2. Ensure there is space between your knees and thighs. Grasp the handle with your thumbs on the Thumb Electrodes and the other fingers on the Four-finger Electrodes.







Note: The length of the handle wire is 150 cm / 59 in. When in use, handle it gently and do not pull it hard.





3. Lift and hold the handle to the proper level with your arms naturally hanging, slightly bent and away from your body and abdomen. Stand upright, keep still and wait for your final measurement(s) to be shown on the scale's display.

Note: The scale will recognize more than one profile when the weight is similar with others. Tap the left key or right key to choose correct profile (you cannot adjust the volume nor change the unit under this circumstance).



After displaying the measurement results, the TFT Display will provide detailed summary of your body metrics

Display	Description
	Muscle & Fat Analysis
	Muscle & Fat Trend
	Segmental Muscle Analysis
	Segmental Muscle Trend




Display	Description
 <p>The display shows a silhouette of a human figure with numerical values (10.9) and colored bars (orange and green) indicating fat analysis for different body segments.</p>	Segmental Fat Analysis
 <p>The display shows five line graphs, each representing a different body segment, with a red line indicating a trend and a numerical value (+11) at the end of the line.</p>	Segmental Fat Trend
 <p>The display features a large gold trophy icon with a star on top and the text "Congratulations!" below it.</p>	Goal Achieved
 <p>The display shows a circular progress indicator with a green segment and a grey segment. Below it, the text "Target" is visible. At the bottom, two boxes show "Weight 75%" and "Fat 35%".</p>	Goal Progress

Note: Each page will remain for 3 seconds before automatically advancing to the next page. If you wish to go back a page or proceed to the next page, tap left key or right key to scroll. Once you tap the left / right key, the page will no longer advance and will shut off after 10 seconds of idle time.

4. After measuring, carefully put the handle back to the scale in place. The scale will transmit the data to the app. Open the app to sync and view your detailed measurements, track your progress, and access additional features and insights.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. Display Issues

<p>Weight, BMI, Body Fat Percentage, Skeletal Muscle Percentage, Body Water Percentage, Protein Percentage, Bone Percentage</p>	 <p>Body Composition</p> <p>kg</p> <p>180.5</p> <p>26.6 25.0</p> <p>70.0 55.0</p> <p>15.0 5.0</p>	<ul style="list-style-type: none">• User identification was detected by the scale.• This measurement was taken with bare feet.
<p>Weight, BMI</p>	 <p>Body Composition</p> <p>kg</p> <p>188.8</p> <p>26.6</p>	<ul style="list-style-type: none">• This measurement was taken with socks or shoes.• Solution: Step on the scale with bare feet.
<p>Weight</p>	 <p>Body Composition</p> <p>kg</p> <p>188.8</p>	<ul style="list-style-type: none">• User identification was not detected by the scale.• Solution: Create your own user profile in the RENPHO Health App.

2. Other Issues

<p>I can get my data of weight, body fat, and BMI from the scale's display, but my family or friends failed.</p>	<p>Your family or friends must complete their profile information on your app using the "add a member" function or log in to the RENPHO Health App with their own account.</p>
<p>The scale cannot detect body fat and / or other data.</p>	<p>a. Ensure your feet are bare, not wet. b. Stand and keep still on the scale for about 10 seconds to finish the measuring process.</p> <p>If still not available, try applying a little moisturizer to your feet and measure again or ask another person to try the 2 steps mentioned above, please be careful not to slip on the weighing platform.</p>
<p>I registered an account on the RENPHO website but failed to use it to log in to the RENPHO Health App.</p>	<p>The RENPHO website and RENPHO Health App are two separate systems. Please create an account for the RENPHO Health App.</p>
<p>The scale is not functioning properly or encounters an issue during use.</p>	<p>Press the Reset Button, then wait for 2 seconds.</p> <p>Note: Resetting the scale will erase all stored user data and settings.</p>
<p>My measurements feel inaccurate.</p>	<p>a. Put the handle back to the scale in place and press Reset Button. Wait until the display show "0.0" or "0.00" before stepping on barefoot, lifting handle, and staying still. b. Weigh around the same time every day. c. For best results, avoid measuring right after exercising, showering, or eating a large meal.</p>

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**
support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)

☎ **TEL: +44(0)7434 666088 (UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
+49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximum RF power: -0.01dBm

Operation frequency: 2402MHz to 2480MHz

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO